

Merkblatt Dipslides

Solange der Dipslide verschlossen ist, ist die Keimfreiheit gewährleistet. Beim Öffnen den Agar nicht berühren (Verkeimungsgefahr), sowie die Beprobung zügig durchführen, um eine Verunreinigung durch die Umgebung (z.B. Mikroorganismen aus der Luft) so gering wie möglich zu halten. Mit Hilfe des Dipslides können Oberflächen als auch Flüssigkeiten getestet werden.

Durchführung der Beprobung von Oberflächen:

1. Dipslide eindeutig beschriften, damit eine Zuordnung zum Auftrag möglich ist.
2. Dipslide aus dem Kunststoffbehältnis ziehen, an den Laschen oben und unten halten und eine Agar-Seite für 1-2 Sekunden leicht auf die zu testende Oberfläche drücken.
3. Vorgang für die zweite Agar-Seiten wiederholen.
4. Dipslide wieder mit dem dazugehörigen Kunststoffbehältnis verschliessen.
5. Verwendete Dipslides gekühlt aufbewahren (z.B. im Kühlschrank oder Styroporbox mit Kühllackus) bis zur Abholung durch den Eurofins-Kurier.
6. Die Kultivierung sollte im besten Fall am selben, spätestens am nächsten Tag durch das Labor durchgeführt werden.

Durchführung der Beprobung von Flüssigkeiten:

1. Dipslide eindeutig beschriften, damit eine Zuordnung zum Auftrag möglich ist
2. Dipslide aus dem Kunststoffbehältnis ziehen und für ca. 10 Sekunden in die zu testende Flüssigkeit tauchen, unter die laufende Flüssigkeiten halten oder beidseitig mit der Flüssigkeit besprühen.
3. Überschüssige Flüssigkeit für ein paar Sekunden abtropfen lassen.
4. Dipslide wieder mit dem dazugehörigen Kunststoffbehältnis verschliessen.
5. Verwendete Dipslides gekühlt aufbewahren (z. B. im Kühlschrank oder Styroporbox mit Kühllackus) bis zur Abholung durch den Eurofins-Kurier.
6. Die Kultivierung sollte im besten Fall am selben, spätestens am nächsten Tag durch das Labor durchgeführt werden.

Wir stellen Ihnen gerne kostenlos Dipslides zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns telefonisch, um über geeignete Materialien zu sprechen.

Unser Empfang ist Mo – Fr. von 8:00 – 12:00 Uhr und von 13:30 – 17:00 Uhr besetzt. Es gelten die Feiertage des Kanton Solothurn. Wir versuchen Ihre Proben immer am Anlieferungstag anzusetzen, jedoch können wir dies bei einem Probeneingang nach 16 Uhr nicht immer garantieren. Fehlende Daten, nicht ausreichendes Probenmaterial oder defekte Proben verzögern den Analysebeginn und erfordern nicht nur bei uns, sondern ggf. auch bei Ihnen einen zusätzlichen Aufwand. Wir behalten uns vor, im Einzelfall unseren Mehraufwand in Rechnung zu stellen.

