

Pintapuhtausnäytteiden näytteenotto

Sivelynäytteet mikrobien lukumäärän selvittämiseksi

- Näytteenottoon käytetään kertakäyttöisiä näytteenottotikkuja – 3M™ Enviro Swab (*huomaa erillinen käyttöohje*)
- Näyte otetaan sivelemällä 20 cm x 10 cm näytekohta näytteenottoputken korkissa olevalla tikulla.
- Yhdestä ja samasta näytteestä voidaan määrittää eri mikrobiryhmiä. Yleisimmät määritykset ovat:
 - Aerobiset mikro-organismit
 - Enterobakteerit
 - E.coli
 - Hiivat/homeet
- Näytelähetteen merkitään näytteestä analysoitavat mikrobiryhmät
- Tulokseksi saadaan mikrobipitoisuus pmy/ 10 cm²

Sivelynäytteet listeria-, salmonella- ja yersinia-analyysiä varten

- Näytteenottoon käytetään kertakäyttöisiä näytteenottotikkuja – 3M™ Enviro Swab (*huomaa erillinen käyttöohje*)
- Näyte otetaan sivelemällä näytekohtaa ”vähän sieltä vähän täältä” -periaatteella n. 1–2 m² alueelta.
- Listeria-, salmonella- ja yersiniamäärityksiä varten tulee ottaa omat, erilliset näytteet
- Tulokseksi saadaan mikrobien esiintyminen näytteenottokohdassa

Näytteiden toimitusosoitteet

Eurofins Scientific Finland Oy, Raisio
Raisionkaari 55, Rak. 750, ovi 6
21201 RAISIO
Puh. +358 44 030 6500
info_fi@ftn.eurofins.com

Eurofins Scientific Finland Oy, Helsinki
Laivakatu 5 K 40
00150 Helsinki
Puh. +358 44 781 9006
info_fi@ftn.eurofins.com

⇒ Näytteiden mukaan liitetään näytelähete, josta tulee käydä ilmi tilaajan tiedot ja näytteistä tehtävät määritykset.