

Anforderungen und Informationen zum Versand wässriger Proben

- Bitte beachten Sie die Mindestprobenmengen!
- Probe fest verschließen und dicht verpacken.
- Probeninformationsaufkleber ausgefüllt, gut sichtbar auf der Umverpackung anbringen.
- Probenbegleitschein gut sichtbar, geschützt in Dokumentenmappe im Deckel unserer Kühlkisten anbringen.
- Beschriftung der Probe: eindeutig mit wasserfestem Stift.



Flaschensatz



Maximal 10 kg Packgewicht
pro Kühlkiste mit
Schaumstoffeinsatz

- Der Flaschensatz kann je nach Prüfumfang variieren.
- Bitte beachten Sie, dass parameterspezifische Flaschen mit entsprechenden normgerechten Konservierungsmitteln zu verwenden sind.
- In unseren Flaschen sind die normgerechten Konservierungsmittel bereits vorgelegt (siehe Konservierungsliste).



Kühlakkus

Wässrige Proben müssen zur Einhaltung der Kühlkette gekühlt ($5 \pm 3^\circ\text{C}$) transportiert werden:

- Bei vorgekühlten Proben mindestens 4 Kühlakkus beilegen.
- Bei nicht vorgekühlten Proben bis zu 8 Kühlakkus beilegen.