



Tilauslaari - mobiiliversio ja applikaatio

Sähköinen tilausjärjestelmä tilasi maanäyteanalyysille. Tilauslaari kulkee helposti mukana pellolle, omassa älypuhelimessasi, tabletissa tai kannettavassa tietokoneessa avattuna. Voit paikantaa näytteenottokohdat suoraan järjestelmään, siirtyä seuraavalle lohkolle ja jatkaa tilauksen tekoa milloin itse haluat. Pystyt viimeistelemään tilauksen joko jo suoraan pellolla tai vaikkapa myöhemmin toimistolla.

-  Lomakkeet kulkevat kätevästi mukana
-  Paikannat helposti näytteen sijainnin ja siirrät lohkotiedot
-  Voit jatkaa keskeneräistä tilausta silloin, kun itse haluat

Sähköinen tilauslaari toimii sekä mobiiliversiona (suoraan nettiselaimessa) että varsinaisena sovelluksena. Nettiselain versio löytyy osoitteesta **tilauslaari.fi** ja ilmaisen sovelluksen löydät omasta **sovelluskaupastasi**:

Lataa sovellus iPhonelle App Storesta



tai Androidille Google Playsta



Valmistelut maanäytteenottoa varten ja tilauksen aloitus:

- Hanki tarvittava määrä **maanäyterasioita** sekä **vedenkestävä tussi** rasioiden merkitsemiseen.
- Suunnittele näytteenotto, tarkista miltä lohkoilta viljavuustutkimus on uusittava tänä vuonna. Tulosta tarvittaessa itsellesi lista tai kartta mukaan pellolle. Myös esim Wisusta ja Agrineuvoksesta saat uusittavien lohkojen tiedot.
- Tilauslaarin mobiiliversiona ja sovelluksessa voit aloittaa uuden tilauksen, tallentaa keskeneräisiä tilauslomakkeita tai jatkaa tilauksen tekoa paremmalla hetkellä. **"Aloita uusi tilaus"** tai **"Hae keskeneräinen tilaus"**
- Täytä mobiiliversiona tai sovelluksessa lomakkeelle **etukäteen tilasi yhteystiedot** (tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia). HUOM! Sovelluksessa voit tallentaa pysyvästi tilasi yhteystiedot seuraavia tilauksia varten **"ratas"** kuvakkeen takaa, oikeasta yläreunasta.
- Tarvitset jokaista **alkavaa 5 ha:a kohti** oman maanäytteen. Jokaisen näytteen tulisi koostua 7-10 maanäytekairalla otetusta osanäytteestä. Jokaisen näytteen tiedot tallennetaan mobiiliversiona ja sovelluksessa omille riveilleen.

Tilan ja näytteiden oheistietojen lisääminen:

- **"Oheistiedot"** välilehdellä anna tarvittavat tiedot tilastasi ja valitse näytteenottopäivä kalenterivalikosta. **Y-tunnus on hyödyllinen yksilöintitieto.** --> **Seuraava**
- **"Muut tiedot"** kohdassa voit valita, miten tulokset raportoidaan, tutkimuksen kiireellisyyden ja muita lisätietoja tilaukseen liittyen. --> **Seuraava**
- **Tiedot tallentuvat automaattisesti kun painat "Seuraava"-painiketta. Voit aina myös palata täyttämään/muuttamaan edellisen sivun tietoja "Takaisin"-painikkeella.**

Näytteiden lisääminen näytelistalle:

- **"Lisää näyte"** toiminnolla pääset lisäämään ensimmäisen näytteen. Toiminnolla **"Paikanna näytteet kartalla"** voit mobiiliversiossa ja sovelluksessa hyödyntää karttapaikannusta, jonka avulla lohkotunnus siirtyy koordinaatteineen suoraan tilaukseen. Lisää tunnuksen yhteyteen mahdollinen lohkon nimi. Voit myös syöttää tiedot käsin, jos esimerkiksi loholla ei ole vielä lohkotunnusta (eikä siten löydy Mavin kartoista) --> käytä nimi kenttää (ja/tai GPS koordinaatteja).
- **Valitse kullekin näytteelle haluttu analyysi/analyysit** (analyysipaketit/erityisanalyysit/yksittäismääritykset). **Tallenna tiedot.** Lisää seuraava näyte samaan tapaan.

Näytetilauksen lähettäminen:

- Paina lopuksi **"Lähetä tilaus" ja "Kyllä"**. Tarkista esikatselukuunasta, että tiedot ovat oikein --> OK.
- Tulosta yhteenvedotuloste "Ava tuloste tilauksesta nro xxxxx" näytteiden mukaan tai kirjoita **viisinumeroisen tilaustunnus** näkyviin näytelähetystyksi. Tilaustunnuksen avulla yhdistämme näytetilauksen ja postin kautta tulleet näytteet toisiinsa.

Keskeneräisen tilauksen jatkaminen:

- Tilauslaarin mobiiliversiossa ja sovelluksessa voit myös tallentaa keskeneräisiä tilauslomakkeita tai jatkaa tilauksen tekoa paremmalla hetkellä, valitsemalla **"Hae keskeneräinen tilaus"**. Voit hakea tilauksen tilatunnuksella, asiakasnumerolla ja sähköpostilla. Jos PIN-koodi on asetettu, pitää se olla myös hakuehdoissa.

Mikäli sinulla on kysyttävää mobiiliversion tai sovelluksen käytöstä, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme! Mukavia näytteenottohetkiä!