

Följesedel - Får, enskilda gårdar

Kontaktuppgifter

Namn eller Gårdsnamn	Anläggningsnummer (SE-nummer)
Adress/Postadress	Provtagningsdatum
E-post (rapport- och fakturamottagare)	Telefonnummer
Underskrift (beställare)	Organisations- eller personnummer

Information om djuren

Prov:					Avmaskade inom 7 - 14 dagar	
A	☐ Tackor	☐ Lamm	☐ Baggar	☐ Getter	☐ Ja	☐ Nej
B	☐ Tackor	☐ Lamm	☐ Baggar	☐ Getter	☐ Ja	☐ Nej
C	☐ Tackor	☐ Lamm	☐ Baggar	☐ Getter	☐ Ja	☐ Nej
D	☐ Tackor	☐ Lamm	☐ Baggar	☐ Getter	☐ Ja	☐ Nej

Beställning av analyser i träck

Prov:	Analys	Tilläggsanalyser - endast vid behov (Rådgör med veterinär innan beställning)		
A	☐ Grundanalys (PSJGF)	☐ Stora Leverflundran, SJ307	☐ Lungmask, SJ304	☐ PCR, DNA från Stora Magmasken, SJ302
B	☐ Grundanalys (PSJGF)	☐ Stora Leverflundran, SJ307	☐ Lungmask, SJ304	☐ PCR, DNA från Stora Magmasken, SJ302
C	☐ Grundanalys (PSJGF)	☐ Stora Leverflundran, SJ307	☐ Lungmask, SJ304	☐ PCR, DNA från Stora Magmasken, SJ302
D	☐ Grundanalys (PSJGF)	☐ Stora Leverflundran, SJ307	☐ Lungmask, SJ304	☐ PCR, DNA från Stora Magmasken, SJ302

Information:

Etiketter för märkning av utskickade zip-påsar bifogas. Varje påse ska endast innehålla träck från ett djur. Proverna poolas sedan på laboratoriet till samlingsprover med träck från upp till tre djur i varje enligt följande: A+A+A, B+B+B o.s.v. **Är endast en påse märkt med t.ex. A kommer den att analyseras som ett individprov.** För mer utförlig information gällande provtagning, rapportering av analysresultat mm. Se nästa sida "Anvisning för träckprovtagning".

Fylls i av laboratoriets personal:

A	B
C	D

Anvisning för träckprovtagning

Lämplig tid för provtagning är på våren innan betessläpp, vid byte av betesmark och vid köp av livdjur. Även vid sjukdom eller minskad produktion bör analys av parasiter i träck vara en del av utredningen. Minst sex individer eller ca 10% av djuren i den aktuella gruppen bör ingå i provtagningen.

Provtagning samt märkning av prover

Provet bör tas så färskt som möjligt, antingen direkt från ändtarmen eller som färsk spillning från marken. Varje påse ska endast innehålla träck från ett djur. Använd en återförslutningsbar plastpåse för varje djur. Efter det att provet har placerats i påsen, bör så mycket luft som möjligt pressas ut.

Provåtgång: 2-3 matskedar från varje djur

Märk proverna med medföljande eikett; A-A-A, B-B-B, C-C-C och/eller D-D-D. Poolning (blandning) av proverna görs sedan på laboratoriet enligt denna märkning, d.v.s. prover med märkning "A+A+A" blir tillsammans ett prov som analyseras på laboratoriet. Likaså "B+B+B" o.s.v. Är endast en påse märkt med t.ex. "A" kommer den att analyseras som ett individprov.

Packa och skicka

De färdiga proverna placeras i ytterligare en plastpåse som läggs i det vadderade kuvertet tillsammans med ifylld följesedel. Försändelsen lämnas i närmaste postlåda i början av veckan (måndag eller tisdag), gärna nära tömning, för att proverna ska nå laboratoriet så snabbt som möjligt. Returkuvertet är förfrankerat. En logistikkostnad på 195 kr debiteras i samband med analys.

Möjlighet finns även att använda Eurofins inlämningsställen. Se karta och instruktioner på <https://www.eurofins.se/kontakta-oss/provinlaemning/>.

I väntan på att skickas in kan proverna förvaras någon dag i kylskåp. De får dock inte frysas. Försök att skicka in proverna så snabbt som möjligt efter provtagningen för att proverna ska vara av så god kvalitet som möjligt vid ankomst till laboratoriet.

Adress: Eurofins Milk Testing Sweden AB, Box 324, 551 15 Jönköping

Analysresultat

En analysrapport svaras normalt sett ut samma dag som proverna har ankomstregistrerats på laboratoriet via mail, senast dagen efter. OBS! Vid ett rapporterat värde för *Haemonchus contortus* (Stora Magmasken) från grundanalysen utförs inte PCR-analys, även om beställningsrutan för detta har kryssats i. Svar från eventuell PCR-analys kan ta upp till tre dagar.

För hjälp med tolkning av analysresultat, kontakta veterinär.