



GUIDE DE PRELEVEMENT POUR LES ANALYSES INFLUENZA AVIAIRE



En fonction de l'évolution de la présence d'influenza aviaire hautement pathogène sur notre territoire et suivant le type d'activité que vous exercez, des analyses de détections de ce virus sont nécessaires.

Ces analyses dépendent d'instructions techniques de la DGAL et du niveau de risque. Elles peuvent être des recherches sérologiques sur sang ou/et des recherches en biologie moléculaire sur écouvillons ou chiffonnettes (pédi-chiffonnettes).

Vous trouverez dans ce document les modalités pratiques liées aux différents prélèvements.

1. Les prélèvements en pratique

1.1. Prélèvements d'écouvillons trachéaux (ou oropharyngés) ou cloacaux

Etuais de type Virocult comportant un écouvillon et un tube contenant 1 ml de milieu de transport **ou** écouvillons secs

Mode d'emploi :

Bien frotter la paroi du cloaque ou de la trachée avec l'écouvillon

Fermer le tube en vissant bien le bouchon

(pour certain écouvillon, il est nécessaire de casser la tige au niveau du trait noir, la partie qui comporte l'embout en coton est placé dans le tube)

Identifiez chaque tube

Conservez au froid positif (2-8°C) avant l'envoi

Possibilité de congélation des écouvillons s'ils ne peuvent pas arriver au laboratoire dans les 72 heures



1.2. Prélèvements de chiffonnette ou pédi-chiffonnette



Utiliser des chiffonnettes sans neutralisant
Prévoir 1 chiffonnette par bâtiment
Ouvrir le sachet externe, mettre les gants
Prendre la chiffonnette et la passer de façon à ramasser des poussières et des fientes sur plusieurs points du bâtiment
Remettre la chiffonnette dans le sachet, le fermer et noter les informations (bâtiment, date de prélèvement,...)
Conservez au froid positif (2-8°C) avant



l'envoi

1.3. Prélèvements de sang pour recherche sérologique

Prélever sur sang sur tube sec. Ne pas secouer les tubes et les conserver au froid positif (2-8°C) avant l'envoi



2. Acheminement au laboratoire

Mettre les échantillons dans 2 sachets biohazard (l'un dans l'autre) fermés hermétiquement (*réglementation transport UN3373*) (triple emballage)
Déposer les sachets biohazard et la feuille de demande d'analyses dans un dernier emballage étanche pour l'envoi
Utiliser des plaques eutectiques pour assurer un maintien au froid 2-8°C
Déposer ou envoyer les échantillons au laboratoire le plus rapidement possible (délai inférieur à 72 heures)

