



ANFORDERUNGEN AN DEN PROBENTRANSPORT

01

PROBEN EINDEUTIG BESCHRIFTEN

Mit wasserfestem Stift direkt auf dem Gefäß.

02

SICHER VERPACKEN

Bruchsichere Verpackung gemäß Probenart: wässrig – fest – luftförmig.

03

PROBENBEGLEITSCHIN VOLLSTÄNDIG AUSFÜLLEN

Sichtbar in einer Dokumentenmappe außen anbringen – alternativ im Deckel der Eurofins-Kühlbox.

04

GEFAHRSTOFFVERDACHT?

Bitte auf dem Probenbegleitschein mit Angabe des vermuteten Schadstoffs vermerken.

05

KÜHLUNG

Wässrige Proben ggf. gekühlt versenden. Kühlelemente entsprechend der Größe des Paketes beilegen bzw. Kühlelemente ggf. beschriften.

06

ORIGINAL-PROBENGEFÄSSE VERWENDEN

Probengefäße erhalten Sie direkt bei uns.

Hinweis:

Bei Abweichungen von den Verpackungsvorgaben (siehe Merkblätter zu wässrigen Proben, Feststoffen, Luftproben) kann eine Umverpackung erforderlich sein.

FRAGEN ZU GEFÄSSEN, VERPACKUNG ODER VERSAND?

Kontaktieren Sie Ihre zuständige Prüfleitung oder:



Eurofins Umweltanalytik Österreich GmbH



+43 57 157 1



laborAT@etdach.eurofins.com