



# ANFORDERUNGEN AN DEN PROBENTRANSPORT

01

## PROBEN EINDEUTIG BESCHRIFTEN

Mit wasserfestem Stift direkt auf dem Gefäß.

02

## SICHER VERPACKEN

Bruchsichere Verpackung gemäß Probenart: wässrig – fest – luftförmig.

03

## PROBENBEGLEITSCHIN VOLLSTÄNDIG AUSFÜLLEN

Sichtbar in einer Dokumentenmappe außen anbringen – alternativ im Deckel der Eurofins-Kühlbox.

04

## GEFAHRSTOFFVERDACHT?

Bitte auf dem Probenbegleitschein mit Angabe des vermuteten Schadstoffs vermerken.

05

## KENNZEICHNUNG DER UMPACKUNG

Mit korrekt ausgefülltem Probeninformationsaufkleber versehen.

06

## ORIGINAL-PROBENGEFÄSSE VERWENDEN

Probengefäße erhalten Sie direkt bei uns.

### Hinweis:

Bei Abweichungen von den Verpackungsvorgaben (siehe Merkblätter zu wässrigen Proben, Feststoffen, Luftproben) kann eine Umverpackung erforderlich sein. Dies kann Zusatzkosten verursachen.

### FRAGEN ZU GEFÄSSEN, VERPACKUNG ODER VERSAND?

Kontaktieren Sie Ihre zuständige Prüfleitung oder:



Eurofins Umwelt West GmbH



+49 (0) 2236 8973-30



Probeneingang-Umwelt-West@etdach.eurofins.com