



Analyskatalog

Livsmedel och Foder

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KEMI	1
PROVBEREDNING	1
NÄRINGSVÄRDE	1
PAKET FÖR NAMNSKYDDADE PRODUKTER	2
PAKET FÖR GLASERING AV RÄKOR/FISK	2
LABEL CHECK – MÄRKNINGSKONTROLL	2
VATTENHALT/TORRSUBSTANS	2
KVÄVE OCH PROTEINBESTÄMMNINGAR	2
AMINOSYROR	2
FETT	2
ASKHALT	3
KOLHYDRATER	3
SÖTNINGSMEDEL	4
ORGANISKA SYROR	4
ALLERGENER – ELISA	4
ALLERGENER – PCR	4
ALLERGENER – ÖVRIGT	5
MINERALER OCH METALLER	5
VITAMINER – KONCENTRAT	6
VITAMINER – LIVSMEDEL	6
FÄRGÄMNEN	6
KONSERVERINGSMEDEL	6
AKTIVA SUBSTANSER I KRYDDOR	7
KUMARIN	7
REDLIGHET	7
GMO-ANALYSER MED PCR-TEKNIK	7
BEKÄMPNINGSMEDELSANALYSER, PESTICIDER	7
PFAS	9
PAH	9
DIOXINER	9

AKRYLAMID	10
FURAN	10
BISFENOL A/F	10
TOXINER	10
STEROIDER & ANTIBIOTIKA	10
ÖVRIGA KEMISKA ANALYSER	11

MIKROBIOLOGI	11
ANALYSPAKET	11
ENSKILDA ANALYSER	12
SJUKDOMSFRAMKALLANDE MIKROORGANISMER	13
OMGIVNINGSANALYSER	14
ÖVRIGA MIKROBIOLOGISKA ANALYSER	14
MIKROBIOLOGISKA VATTENANALYSER	15
ANALYSPAKET	15
ENSKILDA VATTENANALYSER	15

Kod	Namn	Kommentar
	KEMI	
	<i>PROVBEREDNING</i>	
	<i>Bearbetning av prover för analys, tillkommer en gång per prov</i>	
LPP02	Provberedning Kemi livsmedel/foder	
LPP0B	Frystorkning	
LP03J	Vatteninnehåll på malt, torkat/frystorkat prov	
LP06U	Vattenhalt i livsmedel	
LPP07	Avfettning	
LW01A	Nettovikt/portionsvikt i gram, används vid beräkning per portion	
LW0VJ	Avrunnen vikt/avrunnen tvättad vikt	
LW01B	Densitet (flytande produkter)	
LW124	skal, innehåll och totalvikt	
	<i>NÄRINGSVÄRDE 2 inkl fiber</i>	
	<i>-Vattenhalt, aska, råprotein, råfett, beräknade kolhydrater, beräknat energiinnehåll, kostfiber, sockerarter, beräknad totalsockerhalt, fettsyramönster, natriumhalt.</i>	
PLW5P	Näringsvärde 2 Standardpaket Livsmedel, med fiber.	
PLW5U	Näringsvärde 2 Låg fetthalt, frukt, grönsaker, med fiber.	<i>utan fettsyramönster</i>
PLW77	Näringsvärde 2 torkad frukt. Med fiber.	
PLW6W	Näringsvärde 2 inkl fiber, transfett	
	<i>NÄRINGSVÄRDE 2 exkl fiber</i>	
	<i>-Vattenhalt, aska, råprotein, råfett, beräknade kolhydrater, beräknat energiinnehåll, sockerarter, beräknad totalsockerhalt, fettsyramönster, natriumhalt.</i>	
PLW5W	Näringsvärde 2 Standardpaket livsmedel (utan fiber).	<i>(kött, chark, sammansatta livsmedel mm)</i>
PLW9P	Näringsvärde 2 inkl transfett	
PLW73	Näringsvärde 2 ost, keso (utan fiber).	
PLW66	Näringsvärde 2 ej feta livsmedel.	<i>(sylt, sorbet, isglass, juice) utan fettsyramönster</i>
PLW5L	Näringsvärde 2 mjölk.	
PLWA8	Näringsvärde 2 laktosfri mjölk.	
PLWMH	Näringsvärde 2 Mjölkpulver	
PLW5M	Näringsvärde 2 grädde.	
PLWA9	Näringsvärde 2 laktosfri grädde.	
PLW69	Näringsvärde 2 syrade mjölkprodukter.	
PLWA7	Näringsvärde 2 syrade laktosfria mjölkprodukter.	
PLWAA	Näringsvärde 2 glass	<i>(mejeribaserad glass)</i>
PLWAC	Näringsvärde 2 laktosfri glass	
PLW5T	Näringsvärde 2 smör, margarin, olja	
PLWA5	Näringsvärde 2 Lättmargarin (<75% fett)	
PLWPX	Näringsvärde 2 olja inkl transfett.	
PLW67	Näringsvärde 2 godis.	<i>vh vaccum</i>
PLW6F	Näringsvärde 2 choklad (utan fiber).	
	<i>NÄRINGSVÄRDE 2 Drycker</i>	
PLWM7	Näringsvärde 2 dryck.	<i>(klara produkter, utan fast innehåll)</i>
PLW63	Näringsvärde 2 söta drycker.	<i>(konc soft) inkl Densitet</i>
PLWVI	Näringsvärde 2, Vin	<i>(vin, glögg-alkoholhaltig) inkl alkoholhalt</i>
PLWCB	Näringsvärde 2, Cider och Öl	<i>inkl alkoholhalt</i>
PLWSP	Näringsvärde 2, Sprit och likör	<i>inkl alkoholhalt</i>

Kod	Namn	Kommentar
	NÄRINGSVÄRDE 1	
	-Vattenhalt, aska, råprotein, råfett, beräknade kolhydrater, beräknat energiinnehåll.	
PLW5I	Näringsvärde 1 Standardpaket Livsmedel	
PLW5J	Näringsvärde 1 söta drycker inkl sockerarter	
PLW5K	Näringsvärde 1 livsmedel, inkl. salt	
PLWXY	Näringsvärde 1 syrade mjölkprodukter	
PLWE9	Näringsvärde 1 Mjölk	
	NÄRINGSVÄRDE FODER	
PLWF1	Näringsvärdespaket foder, torra produkter	
PLWF3	Näringsvärdespaket foder, blöta produkter.	
	PAKET FÖR NAMNSKYDDADE PRODUKTER	
PLW2A	Paket för namnskyddade produkter.	Stärkelse-, vatten- och fetthalt (t ex falukorv)
	PAKET FÖR GLASERING AV RÄKOR/FISK	
LW071	Glasering på fisk	
LW02M	Glasering på räkor	
	LABEL CHECK - Märkningskontroll	
LW0UP	Deklarationskontroll - Svenska	
LW0UQ	Verifikation näringsinnehåll	beställs tillsammans med näringsvärdesanalys
LW0UR	Fotografering	
LW0US	Slutrapport Label check	
	VATTENHALT / TORRSUBSTANS	
LP06U	Vattenhalt i livsmedel	enl ISO, NMKL
LP050	Vattenhalt enl Karl Fischer, livsmedel	(godis, fett, olja)
LW01I	Vattenhalt enligt ASTA	(kryddor)
LW01H	Vattenhaltsbestämning med vacuumtorkskåp.	(sockerrika produkter)
PLW0T	Vattenhalt i ask- och fettfria produkter	
	KVÄVE OCH PROTEINBESTÄMNINGAR	
LP08F	Kväve Kjeldahl	
LP051	Totalkväve enl Dumas	
LP021	Råprotein (Nx6.25) (Kjeldahl)	
LP022	Råprotein (Nx6.25) (Dumas)	
JKNN0	Nitrit och Nitrat	
LW22N	Nitrat i grönsaker och frukter (LC-UV)	
DHN77	Nitrat (Mjölkpulver)	
JKNN1	Nitrit och Nitrat	
	AMINOSYROR (protein och vattenhaltsbestämning tillkommer)	
PDJAA	Aminosyra profil (ej tryptofan) inkl summa	
PDJ02	Amino-syra profil (med tryptofan)	
DJ009	Tryptofan	
DJAHN	Hydroxiprolin	(kollagen av bindväv)
LW0CP	Kollagen	beräkning från Hydroxiprolin
PLW5Z	Kollagen/köttprotein kvot	
PDJFT	Fria Aminosyror profil inkl. tryptofan (HPLC)	
LW021	Histamin ELISA	
DJ702	Histamin (Dansyl)	ackrediterad metod
	FETT	
LW00V	Råfett, direktextraktion	
LW1RG	Råfett i livsmedel och spannmålsprodukter Gerhardt	

Kod	Namn	Kommentar
LP06W	Råfett i foder och spannmål, Gerhardt	
LP04R	Peroxidvärde i fasta livsmedelsprov	
LP04P	Peroxidvärde i fett och olja	
LP04S	Peroxidvärde, fasta prov, belastning 24 h, 80	
LP045	Fria fettsyror fett och oljor g oljesyra/ 100g fet	
LP046	Fria fettsyror i fasta prover (foder o livsm)	
ID010	p-Anisidin värde - oljor och fetter	
ID920	p-Anisidin värde - livsmedel	
LP04G	Hexanolösligt material	
LP056	Fettsyraprofil	
ID16D	Sat., mono and polyunsat. incl. trans fatty acids	
ID16B	Råfett	
ID16C	Fettsyraprofil	
ID16E	Fettsyror omega-3, omega -6	
LP04H	Kolesterol i livsmedel	
LW0U4	Fettsyramönster summor g/100g, beräknad	<i>beställs tillsammans med LP056</i>
	ASKHALT	
LP06V	Aska i livsmedel	
LP05A	Saltsyraolöslig aska i livsmedel och foder	
	KOLHYDRATER	
LP05C	Kostfiber totalhalt	<i>Totalhalt AOAC 991.43</i>
HEC1A	Kostfiber (hög och lågmolekylära) AOAC 2009.01	<i>(hög- och lågmolekylära fiber)</i>
HEC4F	HMWDF / LMW & Total kostfiber AOAC 2017.16	<i>(hög- och lågmolekylära fiber)</i>
LP05D	Vattenlösliga kostfiber	
LW054	Vattenlösliga kostfiber	<i>enl. AOAC</i>
LP05C	Kostfiber totalhalt	
HEC1C	Högmolekylära Betaglukaner (Cerialier)	
HEC26	Transgalakto Oligosackarider (t-GOS)	<i>(>10% laktos)</i>
HEC1H	Transgalacto Oligosaccharides (t-GOS)	<i>(<10% laktos)</i>
MJ011	Stärkelse inklusive fri glukos	
MJ010	Stärkelse med etanoltvätt	
MO019	Provberedning stärkelse	
HEC1R	Stärkelse	<i>(charkprodukter)</i>
HEC42	Skadad stärkelse	
LPP01	Grundavgift för sockerarter best. m HPLC, g/100g	
LWPLL	Grundavgift för laktosfri med HPLC, g/100g	<i>Preptest laktosfri (LP025)</i>
LP00F	Glukos	
LP00D	Fruktos	
LP00Q	Sackaros	
LP00L	Maltos	
LP00J	Laktos	
LP025	Laktosfri	<i><0,01 g/100g</i>
LP00E	Galaktos	
LP00N	Raffinos	
LP00S	Stackyos	
LP00C	Arabinos	
LP00H	Isomaltos	
LP00U	Xylos	
PLPX4	Sockerart. (frukt, gluk, lakto, malt, galak o sackar)	

Kod	Namn	Kommentar
	SÖTNINGSMEDEL	
LW4KY	Sorbitol	
LW4W4	Xylitol	
LW96U	Maltitol	
LW76N	Mannitol	
LW2CX	Inositol	
LW2CT	Grundavgift för sockeralkoholer best. g/100g	
	ORGANISKA SYROR	
ID01V	Organiska syror	
ID8XS	Analytical run organic acid by HPIC	
ID4DX	Extraktion organiska syror	
ID977	Aciditet (livsmedel)	
	ALLERGENER - ELISA	
LW23Q	Gluten (<3 mg/kg) allergen	LOQ 3 mg/kg
LW23R	Gluten (<7 mg/kg) allergen	LOQ 7 mg/kg
LW23S	Gluten (<0,3 µg/svabb) Allergen	LOQ 3 µg/svabb
LW29E	Kasein (<0,2 mg/kg) allergen	LOQ 0,2 mg/kg
LW29F	Kasein i kött (<1 mg/kg) allergen	LOQ 1 mg/kg
LW29G	Kasein (<0,01 µg/svabb), allergen	LOQ 0,01 µg/svabb
LW0PF	Äggprotein (<0,5 mg/kg), allergen	LOQ 0,5 mg/kg
LW0PE	Sojaprotein (<2,5 mg/kg), allergen	LOQ 2,5 mg/kg
LW0WT	Hasselnöt (<0,5 mg/kg), allergen	LOQ 0,5 mg/kg
LW186	Jordnöt (<2,5 mg/kg), allergen	LOQ 2,5 mg/kg
LW0WS	Mandel (<2,5 mg/kg), allergen	LOQ 2,5 mg/kg
LW17X	Kräftdjur (tropomyosin), (<0,05 mg/kg), allergen	LOQ 0,05 mg/kg
JKETM	Tropomyosin mollusc, Allergen, ELISA (SENSISpec)	
LW1JG	Sesam (<2,0 mg/kg) , allergen	LOQ 2 mg/kg
LW0PD	Betalactoglobulin (<0,1 mg/kg), allergen	LOQ 0,1 mg/kg
LW18G	Senap (<2,5 mg/kg), allergen	LOQ 2,5 mg/kg
LWKEL	Lupin (<2,0 mg/kg), allergen	LOQ 2 mg/kg
LWH6V	Lupin i kött (<4,0 mg/kg), allergen	LOQ 4 mg/kg protein i nötkött
LWWF6	Lupin (<0,2 µg/svabb), allergen	LOQ 0,2 µg/svabb
LW2I0	Cashewnöt (<2,0 mg/kg), allergen	LOQ 2 mg/kg
LWWE6	Cashewnöt (<0,2 µg/svabb), allergen	LOQ 0,2 µg/svabb
LW2T0	Pekannöt (<2,0 mg/kg), allergen	LOQ 2 mg/kg
LWAS2	Pekannöt (<0,2 µg/svabb), allergen	LOQ 0,2 µg/svabb
LWAR7	Pistagenöt (<1,0 mg/kg), allergen	LOQ 1 mg/kg
LWDTA	Pistagenöt (<0,1 µg/svabb), allergen	LOQ 0,1 µg/svabb
LWLC4	Valnöt (<2,0 mg/kg), allergen	LOQ 2 mg/kg
LWR4X	Valnöt (<0,2 µg/svabb), allergen	LOQ 0,2 µg/svabb
LWF3Z	Makadamianöt (<1 mg/kg), allergen	LOQ 1 mg/kg
LW2K0	Makadamianöt (<0,1 µg/svabb), allergen	LOQ 0,1 µg/svabb
LW2J0	Paranöt (<1,0 mg/kg), allergen	LOQ 1 mg/kg
LW7WQ	Paranöt (<0,1 µg/svabb), allergen	LOQ 0,1 µg/svabb
JKECC	Kokosnöt, protein, allergen SensiSpec	LOQ 2 mg/kg
LWAR7	Pistagenöt (<1,0 mg/kg), allergen	LOQ 1 mg/kg
LWDTA	Pistagenöt (<0,1 µg/svabb), allergen	LOQ 0,1 µg/svabb
	ALLERGENER - PCR (20 DNA-copies motsvarar ca 10-50 mg/kg)	
LWPCR	Analytisk provberedning för PCR analys	

Kod	Namn	Kommentar
LW76K	Ärt, DNA (<1-10 mg/kg), allergen, kvalitativ	LOQ enskilda DNA kopior, motsvarar ca 1-10 mg/kg
LW76L	Ärt, DNA (<1-10 µg/svabb), allergen, kvalitativ	LOQ enskilda DNA kopior, motsv. ca 1-10 µg/svabb
LWVDF	Selleri, DNA (<0,4 mg/kg), allergen, kvalitativ	LOQ enskilda DNA kopior, motsvarar ca 0,4 mg/kg
LWHDF	Selleri-DNA, realtids-PCR, kvalitativ, svabb	
LWYBQ	Fisk, DNA (1-4 mg/kg) , allergen, kvalitativ	LOQ enskilda DNA kopior, motsvarar ca 1-4 mg/kg
J6000	Provberedning DNA extraktion, kontroll PCR	
JKPSY	Soja DNA, allergen	LOQ 20 DNA kopior, motsvarar ca 10-50 mg/kg
JKPMU	Senap, DNA, allergen	LOQ 20 DNA kopior, motsvarar ca 10-50 mg/kg
JKPSE	Sesam DNA, Allergener	LOQ 20 DNA kopior, motsvarar ca 10-50 mg/kg
JKPPN	Jordnöt DNA, allergen	LOQ 20 DNA kopior, motsvarar ca 10-50 mg/kg
JKPAL	Mandel DNA, allergen	LOQ 20 DNA kopior, motsvarar ca 10-50 mg/kg
JKPHA	Hasselnöt, DNA, allergen	LOQ 20 DNA kopior, motsvarar ca 10-50 mg/kg
JKPWP	Valnöt, Pekannöt DNA, allergen	LOQ 20 DNA kopior, motsvarar ca 10-50 mg/kg
JKPCA	Cashewnöt, DNA, allergen	LOQ 20 DNA kopior, motsvarar ca 10-50 mg/kg
JKPPI	Pistagenöt, DNA, Allergen (Real-time PCR)	LOQ 20 DNA kopior, motsvarar ca 10-50 mg/kg
JKPAV	Havre DNA, allergener, PCR	LOQ 20 DNA kopior, motsvarar ca 10-50 mg/kg
	ALLERGENER - ÖVRIGT	
LWPLL	Grundavgift för laktosfri med HPLC, g/100g	
LP025	Laktosfri	Kvantifieringsgräns 0,01 g/100g
LP04X	Sulfit i livsmedel, enzymatisk metod	Kvantifieringsgräns 10 mg/kg
	MINERALER OCH METALLER	
SLC11	Uppslutning av livsm/foder med MW (HNO ₃ +H ₂ O ₂)	
SL03C	Kalcium Ca i livsmedel , >20 mg/kg	Kvantifieringsgräns 20 mg/kg
SL03A	Fosfor P i livsmedel , >50 mg/kg	Kvantifieringsgräns 50 mg/kg
SL02Y	Magnesium Mg i livsmedel , >50 mg/kg	Kvantifieringsgräns 50 mg/kg
SL0AC	Natrium Na i livsmedel , >50 mg/kg	Kvantifieringsgräns 50 mg/kg
SL03B	Kalium K i livsmedel , >50 mg/kg	Kvantifieringsgräns 50 mg/kg
SL0AE	Svavel S i livsmedel , >50 mg/kg	Kvantifieringsgräns 50 mg/kg
SL03F	Järn Fe i livsm/foder >5 mg/kg	Kvantifieringsgräns 5 mg/kg
SL03H	Koppar Cu i livsmedel , > 0,05 mg/kg	Kvantifieringsgräns 0,05 mg/kg
SL03I	Zink Zn i livsm/foder, >0,5 mg/kg	Kvantifieringsgräns 0,5 mg/kg
SL03E	Mangan Mn i livsm/foder , >0,05 mg/kg	Kvantifieringsgräns 0,05 mg/kg
SL418	Bor B i livsm/foder, >5 mg/kg	Kvantifieringsgräns 5 mg/kg
SL02Z	Aluminium Al i livsm/foder , < 5mg/kg	Kvantifieringsgräns 5 mg/kg
SL03J	Arsenik As i livsm/foder >0,05 mg/kg	Kvantifieringsgräns 0,05 mg/kg
SLC23	Barium Ba i livsm/foder, >0,2 mg/kg	Kvantifieringsgräns 0,2 mg/kg
SL03N	Bly Pb i livsm/foder, >0,01 mg/kg	Kvantifieringsgräns 0,01 mg/kg
SL03M	Kadmium Cd i livsm/foder, >0,002 mg/kg	Kvantifieringsgräns 0,002 mg/kg
SL03D	Krom Cr i livsm/foder , >0,05 mg/kg	Kvantifieringsgräns 0,05 mg/kg
SL03G	Kobolt Co i livsm/foder , >0,02 mg/kg	Kvantifieringsgräns 0,02 mg/kg
SLAVN	Kviksilver Hg i livsm/foder >0,01 mg/kg	Kvantifieringsgräns 0,01 mg/kg
SL03L	Molybden Mo i livsm/foder , >0,05 mg/kg	Kvantifieringsgräns 0,05 mg/kg
SL0AD	Nickel Ni i livsm/foder , >0,05 mg/kg	Kvantifieringsgräns 0,05 mg/kg
SL03Q	Selen Se i livsm/foder , >0,05 mg/kg	Kvantifieringsgräns 0,05 mg/kg
SL03P	Vanadin V i livsm/foder , >0,05 mg/kg	Kvantifieringsgräns 0,05 mg/kg
SL429	Silver Ag i livsm/foder, >0,05 mg/kg	Kvantifieringsgräns 0,05 mg/kg
SL430	Tenn Sn i livsm/foder, >0,05 mg/kg	Kvantifieringsgräns 0,05 mg/kg
SL03K	Strontium Sr i livsm/foder , >0,05	Kvantifieringsgräns 0,05 mg/kg
J1056	Kisel Si, >2 mg/kg	Kvantifieringsgräns 2 mg/kg

Kod	Namn	Kommentar
J1001	Upparbetning med mikrovågsugn	
JC10M	Provberedning salt, mineral	
J8316	Jod (ICP-MS), >0,2 mg/kg	Kvantifieringsgräns 0,2 mg/kg
DJA19	Jod (I)	(mjölk) Kvantifieringsgräns 0,05 mg/kg
	VITAMINER - KONCENTRAT	
A7271	Beta-Carotene, prover innehåll fett, Provitamin	Kvantifieringsgräns 0,005 mg/100g
DJB02	Vitamin A-acetate (USP)	Kvantifieringsgräns 3,3 mg/100g
DJ025	Vitamin B1,HCl - Tiamin HCl, USP	Kvantifieringsgräns 32 mg/100g
DJA32	Vitamin B2 (Riboflavin) USP	Kvantifieringsgräns 25 mg/100g
DJB05	Vitamin B3 (Total Niacin) EN-HPLC	Kvantifieringsgräns 0,1 mg/100g
DJ5BG	Vitamin B5 LC/MS/MS	Kvantifieringsgräns 0,007 mg/100g
DJ024	Vitamin B6-HCl, USP	Kvantifieringsgräns 30 mg/100g
DJ8B8	Biotin LC-MS Mjölkprodukter	Kvantifieringsgräns 0,001 mg/100g
DJ9B2	Folsyra LC-MS/MS	Kvantifieringsgräns 0,005 mg/100g
A7291	Vitamin C	Kvantifieringsgräns 0,5 mg/100g
A7295	Vitamin D USP	Kvantifieringsgräns 0,001 mg/100g
DJB01	Vitamin E-acetat (USP)	Kvantifieringsgräns 44 mg/100g
DJ2KE	Vitamin K2	Kvantifieringsgräns 0,05 mg/100g
	VITAMINER - LIVSMEDEL	
A7272	Vitamin A i foder och livsmedel	Kvantifieringsgräns 0,021 mg/100g
A7273	Vitamin B1 - Tiamin	Kvantifieringsgräns 0,015 mg/100g
A7274	Vitamin B2 - Riboflavin i livsmedel och foder	Kvantifieringsgräns 0,01 mg/100g
DJB05	Vitamin B3 (Total Niacin) EN-HPLC	Kvantifieringsgräns 0,1 mg/100g
DJ5BG	Vitamin B5 LC/MS/MS	Kvantifieringsgräns 0,007 mg/100g
A7251	Vitamin B6 i livsmedel	Kvantifieringsgräns 0,01 mg/100g
DJ8B7	Biotin LC-MS Livsmedel och foder	Kvantifieringsgräns 0,001 mg/100g
DJ9B2	Folsyra LC-MS/MS	Folat Kvantifieringsgräns 0,005 mg/100g
DJ9BG	Folsyra LC-MS/MS	Kvantifieringsgräns 0,005 mg/100g
DJCDE	Vit B12 HPLC	Kvantifieringsgräns 0,00025 mg/100g
A7291	Vitamin C	Kvantifieringsgräns 0,5 mg/100g
A7294	Vitamin D2, ergocalciferol	Kvantifieringsgräns 0,00025 mg/100g
A7252	Vitamin D3, cholecalciferol i livsmedel och foder	Kvantifieringsgräns 0,00025 mg/100g
DJB03	Vitamin D3 i fetter / oljor och margarin	Kvantifieringsgräns 0,00025 mg/100g
A7296	Vitamin E (dl-alpha-tocopherol) i	Kvantifieringsgräns 0,08 mg/100g
A7293	Vitamin K1	Kvantifieringsgräns 0,0008 mg/100g
A7271	Beta-Carotene, prover innehåll fett, Provitamin	Kvantifieringsgräns 0,005 mg/100g
PDJV3	Vitamin A + Vitamin E	
	FÄRGÄMNEN	
SZFE0	Syntetiska färgämnen	(E132, E102, E104, E110, E122, E123, E124, E127, E128, E129, E131, E133, E142, E151, summa)
LW039	Syntetiska färgämnen i saffran	
JCFS2	Illegal Dyes, small (spices, food)	inkl Sudan 1-4 (12 färgämnen)
JCFS3	Illegal Dyes medium (spices, food)	inkl Sudan 1-4 (16 färgämnen)
JCFS4	Illegal Dyes large (spices, food)	inkl Sudan 1-4 (21 färgämnen)
LW0VM	Färgstyrka i smörfärg	
	KONSERVERINGSMEDEL	
LP01C	Bensoesyra	
LP057	Sorbinsyra	
PLPX9	Paket bensoe- och sorbinsyra	
LP04X	Sulfit i livsmedel, enzymatisk metod	

Kod	Namn	Kommentar
	<i>AKTIVA SUBSTANSER I KRYDDOR</i>	
J3178	Piperin (peppar)	
LP206	Extraktalt i saffran	
LP207	Saffran, färgeffekt	
LP208	Saffran, bitterhet	
LP209	Saffran, smak	
LP210	Vattenhalt i saffran	<i>RT Saffran</i>
LW022	Eterisk olja i kryddor	
PLW0V	Paket för kontroll av äkthet hos saffran	<i>vattenhalt, smak och färg</i>
	<i>KUMARIN</i>	
JKCUL	Coumarin (låg halt, Livsmedel)	
JKCUG	Coumarin (hög halt, kryddor)	
	<i>REDLIGHET</i>	
BJ0T3	Artbest.(semi-kvantitativ) 3 arter	<i>rått kött och köttprodukter (häst, nöt, fläsk)</i>
BJ0X3	Artbest. (semikvantitativ) 3 arter, förädlade prod	<i>processat/förädlad kött (häst, nöt, fläsk)</i>
BJ00T	Artbest. (semikvantitativ) 7 arter	<i>rått kött och köttprodukter (häst, nöt, fläsk, kyckling, kalkon, får, get)</i>
BJ00X	Artbest. (semikvantitativ) 7 arter, förädlade prod	<i>processat/förädlad kött (häst, nöt, fläsk, kyckling, kalkon, får, get)</i>
BJNGF	Äkthet fisk NGS	
BJNGP	Metagenomic växter. Äkthetsanalys	
	<i>GMO-ANALYSER MED PCR-TEKNIK</i>	
	<i>Soja</i>	
PGSSQ	SoyQuIS	<i>(Kvant samt kval. best av alla EU-godkända + ej godkända)</i>
PGSQH	SoyQuIS HTX	<i>(Kvantifiering av vanligaste samt kval. best av alla EU-godkända)</i>
	<i>Majs</i>	
PGS9C	CornScreenPlus	<i>Screen 35S, pmi/nos, GA21, Rb7, LY038</i>
PGS8C	Majs screening	<i>Screen 35S, pmi/nos, GA21, Rb7</i>
	<i>Linfrö</i>	
GS012	tNOS/Spec modifikation	
GSP01	DNA extraction (Genescan, GMO)	
	<i>Andra livsmedel eller sammansatta livsmedel</i>	
PGSA3	35S, NOS and FMV detection	
	<i>Ris</i>	
PGS0V	GMO screen, ris	
	<i>Vete</i>	
PGSA3	35S, NOS and FMV detection	
	<i>Honung</i>	
PGSA3	35S, NOS and FMV detection	
	<i>Sockerbeta</i>	
PGS0K	Screening för GM-sockerbetor	<i>Screen 35S och FMV</i>
	<i>BEKÄMPNINGSMEDELSANALYSER, PESTICIDER</i>	
	<i>Frukt och Grönsaker</i>	
PLW8L	Pesticider i frukt och grönsaker	<i>(tidigare LP100)</i>
PLW8P	Pesticider i frukt och grönsaker, oackred.	<i>(tidigare LP101)</i>
PLW8Q	Pesticider i barnmat (frukt och grönsaker)	<i>(tidigare LP102)</i>
PLW8R	Pesticider i barnmat, oackred.	<i>(tidigare LP103)</i>
PLW8S	Pesticider i vegetabilier med hög fetthalt	<i>(tidigare LP110)</i>

Kod	Namn	Kommentar
PLW8T	Pesticider i vegetabilier hög fetthalt, oackred.	
LW512	Pesticider i frukt och grönsaker (ESI-)	(tidigare LP105)
LW513	Pesticider i frukt och grönsaker (ESI-), oackred.	(tidigare LP106)
LW519	Pesticider i vegetabilier med hög fetthalt, (ESI-)	
LW2AB	Provberedning för pesticider i frukt och grönsaker	provberedning för LW512, LW513 och LW519
PSP39	Pesticid screening LC/GC för grönt och svart te	
LW055	Dikvat och parakvat i frukt, grönsaker och spannmål	
LP005	Ditiokarbamater (as CS2)	
LW17Z	Glyphosate/AMPA i frukt och grönsaker	
LWLD4	Glufosinate i frukt och grönsaker	beställs som tillägg till LW17Z
LW1WA	Glyphosat/AMPA i torkad frukt	
LP007	Klormekvat/Mepikvat	
LP009	Klormequat	
LW0XJ	Mepikvat	
LW1W9	Etefon i frukt och grönsaker.	
LW04X	Maleinhydrazid fri form	
LW2A2	Maleinhydrazid fri form i torkad frukt	
LW148	Dithianon i livsmedel	
LW520	Chlorpyrifos i frukt och grönsaker	
LW2AA	Chlorate/Perchlorate i frukt och grönsaker	
LWSRD	Chlorate i frukt och grönsaker	
LW2U0	Perchlorate i frukt och grönsaker	
LW2A8	Oorganisk bromide i frukt, grönsaker och spannmål	
	<i>Spannmål och Spannmålsprodukter</i>	
PLW8U	Pesticider i spannmål	(tidigare LP130)
PLW8V	Pesticider i spannmål, oackred.	(tidigare LP131)
PLW8W	Pesticider i spannmålsbaserad barnmat	
PLW8X	Pesticider i spannmålsbaserad barnmat, oackred.	
LP007	Klormekvat/Mepikvat	spannmål, spannmålsprodukter
LW0A1	Analys av Klormekvat och Mepikvat på spm strå POOL	
LW0DF	Glyphosat/AMPA i spannmål	mjöl, malda produkter
LW2A9	Glufosinate i spannmål och spannmålsprodukter	
SPGG4	GlyGlu-98-01-MSC	linfrö
AS202	Fosfan (Fosfin)	
LW0QM	Trinexapac i spannmål och spannmålsprodukter	
LW0VC	Trinexapac i spannmålstrå	
LW605	Piperonyl butoxide i spannmål	
LW606	Flonicamid, TFNA och TFNG i spannmål	
LW27N	Provberedning för pesticider i spannmål	provberedning för LW605 och LW606
LW0A4	Ditiokarbamater (as CS2)	
LW148	Dithianon i livsmedel	
LP125	Etefon i spannmål.	
	<i>Animaliska produkter</i>	
PLW92	Pesticider i animaliska produkter, oackred.	
PLW8Z	Pesticider i rött kött	(tidigare LP154)
PLW90	Pesticider i vitt kött	
PLWB2	Pesticider i fisk	
PLW91	Pesticider i inälvor	
PLW94	Pesticider i animaliskt fett	

Kod	Namn	Kommentar
PLW8Y	Pesticider i mjölk och mjölkprodukter	
LWB7B	Glyfosat/AMPA i mjölk	
LW14A	Flubendazole i ägg	
LW1HE	Fenbendazole i ägg	
SPGA3	Quarternary Ammonium Coumpounds	
XP001	Extraktion "QuEChERS"	RT Kvärtära ammoniumföreningar
SPXC1	Klorat	
SFPC0	Klorat och perklorat i vatten	
	PFAS	
	Livsmedel och foder	
PLWQH	PFAS 4 i livsmedel, foder och biota	
PLW9Q	PFAS 22 i livsmedel och foder, DWD + 6:2FTS + PFOSA	
PLW8H	PFAS TOT i livsmedel och foder	
PLWBB	Ultrakorta PFAS i juice och drycker	
PLWBR	PFAS 21 i juice och drycker	
	Inälvsmat	
PLW9I	PFAS4 i inälvor	
PLW9H	PFAS TOT i inälvor	
	Växter och grovfoder	
PLW9X	PFAS22 i cellulosarika matriser inkl. provberedning	
PLW9Y	PFAS TOT i cellulosarika matriser inkl. provberedning	
	Dricksvatten	
PLWAZ	PFAS 4 i vatten, låg LOQ	
PLWFW	PFAS21 i vatten enl SLV ((EU) 2020/2184 (DWD) + 6:2FTS)	
PLW98	Ultrakorta PFAS i vatten	
	Smutsiga vatten, avloppsvatten	
PLWN9	PFOS och PFOA i smutsiga vatten	
PLW8K	WFD/GWD prel PFAS24 (SGU FS 2023:1) smutsigt vatten	
PLWLY	PFAS21 smutsigt vatten enl SLV ((EU) 2020/2184 (DWD)+6:2FTS)	
PLW9E	WFD/GWD prel PFAS24 och DWD20, SE21, DK22 smutsiga vatten	
	PAH	
JC10V	PAH EU 2005/108	EU 2005/108
JC10W	PAH EPA	acc. to EPA (USAs krav)
	DIOXINER	
	Animaliska produkter	
PGF1L	Dioxiner(17)+PCB(12+6) livs, fett/olja	
PGF3L	Dioxiner(17)+PCB(12+6) livsmedel ägg(prod),kött >2%fett	
PGF4L	Dioxiner(17)+PCB(12+6) food fat, high fat:milk(prod)	
PGFAL	Dioxiner(17)+PCB(12+6) food fisk, spannmål	
PGF6L	Dioxiner(17)+PCB(12+6) livsm. låg fetthalt mjölkp. äggvita	
PGF5L	Dioxiner (17)+PCB(12+6) livsm special matriser	
PGF7L	Dioxiner(17)+PCB(12+6) Livsmedel fiskolja	
	Vegetabiliska produkter	
PGF1L	Dioxiner(17)+PCB(12+6) livs, fett/olja	
PGF2L	Dioxiner(17)+PCB(12+6) rått kött <2%fett	
PGF5L	Dioxiner (17)+PCB(12+6) livsm special matriser	

Kod	Namn	Kommentar
PGF6L	Dioxiner(17)+PCB(12+6) livsm. låg fetthalt mjölkp. äggvita	
PGF8L	Dioxins(17)+PCB(12+6) food babyfood	
	AKRYLAMID	
LP05E	Akrylamid	
LWHAB	Akrylamid (i tillagad produkt)	
	FURAN	
JJ01L	Furan	
JC00S	Furan (FDA mod.)	
	BISFENOL A/F	
JCBB1	Bisphenol A/F	
	TOXINER	
	<i>Mykotoxiner</i>	
JJ006	Aflatoxin B1 B2 G1 G2 (Livsmedel)	
JCAF3	Aflatoxin (foder)	
LW020	Ochratoxin i spannmål, spannmålsprodukter, foder.	
LW0AC	Ochratoxin i kryddor	
LW0AD	Ochratoxin i kaffe eller tobak.	
LW0AE	Ochratoxin ej ackrediterad	
JJ088	Fumonisin B1, B2, B3	
JJ0BG	Fumonisins (FB1, FB2)	
JC02Y	Fumonisins B1, B2 (foder)	
JC014	Patulin (äpple, päron,- juice, puree)	
JJ627	Patulin (barnmat)	
A7165	Patulin (fruktpuré, torra prover)	
E0039	Patulin (juice, dryck, förutom äpple och päron)	
LP150	Upparbetning för mykotoxinanalys	
LW03Z	Deoxynivalenol (DON) / LP211	
LW041	Zearalenone (ZON) / LP211	
LW040	Nivalenol (NIV) / LP211	
LW03X	HT-2 Toxin / LP211	
LW03Y	T-2 Toxin / LP211	
	<i>Algtoxiner - kan förekomma i t ex musslor</i>	
LW042	DSP-toxiner med hydrolys och ASP screening	
LP205	Domorinsyra	
LW0ED	PSP-toxiner i musslor, screening	
	STEROIDER & ANTIBIOTIKA	
JCNF4	Nitrofurant metaboliter (speciella matriser)	
JC2CA	Chloramphenicol (meat, egg, milk products)	
JCVD1	Veterinärmedicin screening (kött, mjölkprodukter)	
JCVD2	Veterinärmedicinska läkemedel screening (fisk)	
PTX11	14 Stimulanter	
TXA0A	Anabola steroider	
TXB0A	Beta-adrenerga agonister	
TX131	Etanol	
TX00G	Sibutramin	
TX0DC	Stryknin	
TX0EC	Narkotika	
TX0CA	Amfepramon	
	ÖVRIGA KEMISKA ANALYSER	

Kod	Namn	Kommentar
LW0X0	pH enl NMKL	
LP01D	Koffein	
LP054	Glykoalkaloider i potatis	
LW0AI	Aceton i livsmedel, foder och mark, fasta prov	
JCSRG	Lösningsmedelsrester (Hexan)	
LP04I	Natriumklorid, klorid, kloridtitrator	
PLW4Q	Salthalt, NaCl beräknad från natrium	
A7059	Brix	
A1061	Preparering för Brix mätning	RT Brix
JC201	Fritt 2-MCPD, 3-MCPD	
PJC2M	3-MCPD ester, 2-MCPD ester, Glycidol i smör och margarin	
PJC2F	3-MCPD ester, 2-MCPD ester, Glycidol i livsmedel	
PJCMK	3-MCPD ester, 2-MCPD ester, Glycidol i Fett	
J3010	Detektion av bestrålning (Irradiation)	
FIN4D	Fluorid i mjölkprodukter LoQ 0,1mg/kg	
LW02G	Cesium 137	
JCRCI	Radioaktivitet (Cs-134/137, jod 131)	
JC613	Provberedning för radioaktivitetsanalys	RT Radioaktivitet
JCRA1	Radionuclide Strontium-90	
LP152	Etanol i livsmedel , foder och vatten, flytande	
LP153	Etanol i livsmedel, foder och mark, fasta prov	
A1026	Alkoholhalt (volym) i vin, sprit och ferm. drycker	
A1005	Alkoholhalt (destillation) Vin	
A7410	Alkoholhalt (förvärvad) Öl/Cider	
	MIKROBIOLOGI	
	ANALYSPAKET	
	<i>Kött och Köttprodukter</i>	
PSBKF	Analys av malet kött och maskinurbenat kött enl EG2073/2005	5 enheter, 5x50g. Aeroba mikroorganismer, E.coli, Salmonella 5x25g
PSBMK	Analys av malet kött, <24 h hållbarhet, enligt EG 2073/2005	5 enheter, 5x50g. E.coli, Salmonella 5x25g
PSBKB	Analys av köttberedningar enligt EG 2073/2005	5 enheter, 5x50g. E.coli, Salmonella 5x25g
PLPXG	Köttråvara	Aeroba mikroorganismer, E.coli, Koagulaspos stafylokocker
PLPXH	Köttråvara (Vaccum eller MA-förpackad)	E.coli, Koagulaspos stafylokocker
PLPXJ	Malet kött	Aeroba mikroorganismer, E.coli, Koagulaspos stafylokocker
PLPXL	Malet kött (Vakuum eller MA-förpackat)	E.coli, Koagulaspos stafylokocker
PLPXM	Köttberedningar	(marinerat, saltat eller kryddat, ej vb kött) E.coli, Koagulaspos stafylokocker
PSB5D	Värmebehandlade köttprodukter	Aeroba mikroorg, Enterobacteriaceae, Koagulaspos stafylokocker, Listeria monocytogenes
PSBA7	Värmebehandlade köttprodukter, Hållbarhetsbelastning 8 °C	Aeroba mikroorg, Enterobacteriaceae, Koagulaspos stafylokocker, Jäst, Mögel, Listeria monocytogenes, belastning i 8 °C.
PSBDJ	Värmebehandlade köttprodukter (Vakuumförpackat)	Enterobacteriaceae, Koagulaspos stafylokocker, Listeria monocytogenes
PSBPZ	Värmebehand köttprod (Vakuumförpackat)_Hållbarhetsbelast 8°C	Enterobacteriaceae, Koagulaspos stafylokocker, Jäst, Mögel, Listeria monocytogenes, belastning i 8 °C.

Kod	Namn	Kommentar
PLPXT	Kallrökta eller fermenterade köttprodukter	E.coli, Koagulaspos stafylokocker
	<i>Fisk, fiskprodukter och skaldjur</i>	
PLPY4	Fisk rå, färsk eller frusen	Aeroba mikroorganismer, E.coli
PSB5K	Fisk, gravad eller rökt	Aeroba mikroorg, E.coli, Koagulaspos stafylokocker, Jäst, Listeria monocytogenes
PLPY6	Skaldjur	Aeroba mikroorganismer, E.coli, Koagulaspos stafylokocker
	<i>Mejeriprodukter</i>	
PLPXV	Fermenterade mjölkprodukter	Enterobacteriaceae, Bacillus cereus, Jäst
PLPXU	Söta konsumtionsmjölkprodukter	Aeroba mikroorg, Enterobacteriaceae, Bacillus cereus
PSB1M	Ej mognadslagrad ost (färskost)	E.coli, Koagulaspos stafylokocker, Jäst, Mögel
PLPXX	Mognadslagrad ost (hård/halvmjuk/mjuk)	E.coli, Koagulaspos stafylokocker, Listeria monocytogenes
PLPY0	Mjölkpulver	Enterobacteriaceae, Bacillus cereus, Koagulaspos stafylokocker, Salmonella
PSB1P	Glass	Aeroba mikroorg, Enterobacteriaceae, Bacillus cereus, Koagulaspos stafylokocker
PLPY2	Yoghurtglass eller glass med råa frukter/bär	E.coli, Bacillus cereus, Koagulaspos stafylokocker
PSBWQ	Bakverk med grädde/vaniljkräm	Aeroba mikroorg, Enterobacteriaceae, Bacillus cereus, Koagulaspos stafylokocker
PLPY3	Vispad grädde	Aeroba mikroorg, Enterobacteriaceae, Bacillus cereus
PSBDW	Majonnäsbaseerade röror	E.coli, Koagulaspos stafylokocker, Jäst, Mögel
PSBMG	Analys av mjölk & glass enl. EG 2073/2005	5 enheter, 5x25g. Enterobacteriaceae
	<i>Vegetabilier</i>	
PSB7H	Kryddor och örter	Aeroba mikroorg, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Jäst, Mögel
PLPYA	Torkad frukt och nötter	Aeroba mikroorg, Bacillus cereus, Jäst, Mögel
PLPYD	Spannmålsprodukter samt torra processade livsmedel	Aeroba mikroorg, Enterobacteriaceae, Bacillus cereus, Koagulaspos stafylokocker, Mögel
PSBXT	Torra bakverk	Aeroba mikroorg, Mögel
PLPY8	Frysta blancherade grönsaker	E.coli, Bacillus cereus, Koagulaspos stafylokocker
PLPYB	Marmelad, sylt och saft	Jäst, Mögel
PLPY7	Färdigskuren och ätfärdig frukt och grönt	E.coli, Koagulaspos stafylokocker
	<i>Dryck</i>	
PSB65	Drycker (juicer eller fruktdrycker)	E.coli, Mögel
	<i>Generella</i>	
PLPYI	Färdiglagad mat - Helt värmebehandlad	Aeroba mikroorg, Enterobacteriaceae, Bacillus cereus, Koagulaspos stafylokocker, Clostridium perfringens, Enterokocker, E.coli
PLPYF	Färdiglagade matvaror - Ej eller delvis värmebehandlad	E.coli, Bacillus cereus, Koagulaspos stafylokocker, Clostridium perfringens, Enterokocker, Jäst, Mögel
PLPYK	Misstänkt matförgiftning	Aeroba mikroorg, Enterobacteriaceae, E.coli, Bacillus cereus, Koagulaspos stafylokocker, Clostridium perfringens, Enterokocker, Jäst, Mögel, Salmonella
PSB09	Misstänkt matförgiftning (exkl. jäst & mögel)	Aeroba mikroorg, Enterobacteriaceae, E.coli, Bacillus cereus, Koagulaspos stafylokocker, Clostridium perfringens, Enterokocker, Salmonella
PSB00	Egenkontrollpaket för värmebehandlade livsmedel	Aeroba mikroorg, Enterobacteriaceae
PSB02	Egenkontrollpaket livsmedel ej/delvis värmebehandlad	Aeroba mikroorg, E.coli
	<i>ENSKILDA ANALYSER</i>	
LPP0C	Normal provberedning för mikrobiologiska analyser	

Kod	Namn	Kommentar
UMF50	Aeroba mikroorganismer 30°C (-3,-5) 3M	<3,0 >7,4 log cfu/g
UM1TD	Bacillus cereus (-2) NMKL	<2,0 >4,2 log cfu/g
UM1UK	Clostridium perfringens (-2) NMKL	<2,0 >4,2 log cfu/g
UME69	Escherichia coli (-1) 3M	<1,0 >3,2 log cfu/g
UMD88	Enterobacteriaceae (-2) 3M	<2,0 >4,2 log cfu/g
UME47	Enterokocker (-2) NMKL	<2,0 >4,2 log cfu/g
UMJ09	Koagulaspositiva stafylokocker (-2) NMKL	<2,0 >4,2 log cfu/g
UMB79	Koliforma bakterier 37°C (-1) NMKL	<1,0 >3,2 log cfu/g
UMR08	Koliforma bakterier 44°C (-1,-2) NMKL	<1,0 >4,2 log cfu/g
UMN88	Jästsvampar [AW<0.95] (-2) NMKL	<2,0 >4,2 log cfu/g (torra produkter)
UMN65	Jästsvampar [AW>0.95] (-2) NMKL	<2,0 >4,2 log cfu/g (våta produkter)
UMP73	Mögelsvampar [AW<0.95] (-2) NMKL	<2,0 >4,2 log cfu/g (torra produkter)
UMP50	Mögelsvampar [AW>0.95] (-2) NMKL	<2,0 >4,2 log cfu/g (våta produkter)
UMB1Y	Mjölksyrabakterier 25°C (-2) MRSaB NMKL	<2,0 >4,2 log cfu/g
UM1WI	Sulfitreducerande anaerobier (-2) NMKL	<2,0 >4,2 log cfu/g
ZMFCN	Clostridium botulinum (-0) NMKL 56-M	
UMTJC	Totalantal psykrotrofa (-1,-2,-3,-4,-5,-6) NMKL	<1,0 >8,4 log cfu/g
ZMC3E	Tråddragare	<0,5 >3,4 log cfu/g
UM1R5	Smörsyrasporer (-1,-2,-3)	<1,0 >5,2 log cfu/g
UM1RW	Aeroba sporbildare (-2,-3)	<2,0 >5,2 log cfu/g
UMK18	Anaeroba sporbildare (-2,-3)	<2,0 >5,2 log cfu/g
	SJUKDOMSFRAMKALLANDE MIKROORGANISMER	
ZMA2L	Salmonella Kval 25 g BACGene Salmonella spp	(livsmedel och foder)
UM7P5	Salmonella Kval /5*25 g BACGene Salmonella spp	
UML66	Salmonella Kval 25g NMKL	
UML70	Salmonella Kval 125 g NMKL	
ZMA2M	Salmonella Kval 25 g ISO	
UMVGU	Salmonella Kval 5x25 g NMKL	poolat
ZM9N6	Konfirmering Salmonella MALDI	
UMQVT	Listeria spp Kval 25 g BACGene	
ZMA1L	Listeria monocytogenes Kval 25 g BACGene	
ZMA1M	Listeria monocytogenes Kval 25 g Rapid L'mono	
UMNTL	Listeria monocytogenes Kval 5x25 Rapid L'Mono	
ZMA0Z	Listeria monocytogenes kvant (-1) Rapid L'mono	
PSBLM	Listeria mono., Kval i 25 g + Kvant	
ZMA1Y	Listeria spp Kval 25 g ISO	
ZMA1N	Listeria monocytogenes Kval 25 g ISO	
UMIIN	Listeria monocytogenes-Listeria spp Kval 25g ISO	
ZM9N7	Konfirmering Listeria spp MALDI	
ZM9N4	Konfirmering Listeria monocytogenes Kval MALDI	
ZM9N3	Konfirmering L.mono-L.spp MALDI	
UML12	Campylobacter spp Kval 25 g NMKL	
ZMBMP	Cronobacter spp Kval /25 g ISO	
ZMBMM	Cronobacter spp Kval /10 g ISO	
ZMMDR	Presumtiva Escherichia coli Kval /1 g ISO 7251	
PAA1Q	Norovirus G1 och G2	(frukt och grönsaker)
PIW01	Norovirus G1 och G2 (blötdjur)	
AA05B	Hepatit A (frukt och grönsaker)	
IW005	Hepatit A	(blötdjur)

Kod	Namn	Kommentar
ZML0Q	Yersinia enterocolitica Kval 25 g	
UMU4X	Shigella påvisad/ej påvisad i 25g	
UM01X	Vibrio spp Kval /20 g NMKL	
UML78	Vibrio cholerae Kval /20 g NMKL	
UML81	Vibrio parahaemolyticus D påvis/ej påvis 20 g NMKL	
MN153	Verifiering Vibrio	Identifiering av art. Kan endast väljas vid påvisad Vibrio
PDT0U	ESBL	
UMQEH	Escherichia coli O157 Kval /25g ELIZA	
	E.coli O157:H7 + Genes eae, Stx1, Stx2 + patogena serogrupper - Rått kött, mjölk, dricksvatten, övrigt	
ZMF89	E. coli :H7-O157 (Utvalda lvm)) Kval /25 g	
ZMAZ3	Screen eae/stx1/stx2 Kval /25 g BACGene STEC	
	E.coli O157:H7 + Genes eae, Stx1, Stx2 + patogena serogrupper - Grönsaker	
ZMF89	E. coli :H7-O157 (Utvalda lvm)) Kval /25 g	
ZMCNJ	Gendet -eae/stx1/stx2 (groddar/frön) Kval /25g BfR	
	MRSA (Meticillinresistent S. aureus, CA/LA-ST 398)	
DT00J	MRSA (Meticillinresistent S. aureus)	
DT090	Provberedning	
UM4JD	Koag. pos. Staf & MRSA Kval /25 g Intern	
	OMGIVNINGSANALYSER	
UM1QY	Tryckplatta Aeroba mikroorganismer (cfu) inkl. avl	
SB003	Tryckplatta Aeroba mikroorganismer (cfu) exkl. avl	
ZMA28	Salmonella Kval svabb BACGene	
UML74	Salmonella Kval svabb NMKL	
UMQVQ	Listeria spp Kval Svabb BACGene	
ZMA1S	Listeria monocytogenes Kval svabb Rapid L'mono	
UMQVM	Listeria monocytogenes Kval svabb BACGene	
ZMA1T	Listeria monocytogenes-Listeria spp Kval svabb ISO	
ZM9Y3	Nedfallsplatta Aeroba mikroorganismer (cfu) inkl.	
UM1RV	Nedfallsplatta Jäst och mögel (cfu) inkl. avläsnin	
	ÖVRIGA MIKROBIOLOGISKA ANALYSER	
LP04N	pH i livsmedel och foder	t ex sushiris
LW01F	Vattenaktivitet	
PLPXE	Sensorisk analys lukt, färg och utseende	
LP08Q	Sensorisk analys lukt	
ZM84A	Typning mögelstam, MALDI-TOF	
ZM84D	Typning jäststam, MALDI-TOF	
ZM84B	Typning bakteriestam, MALDI-TOF	
ZMFCR	Konfirmering Clostridium botulinum MALDI-TOF	
BJ00M	Bakterieidentifiering med 16S-sekvensering	
SBHGS	Helgenomsekvensering	
LW00Q	Belastning av prov i 4 °C	
LW00R	Belastning av prov i 8°C	
SB00H	Utlåtande, Standard	
SB00I	Utlåtande, enligt EG 2073/2005	
SB00N	Kundspecifikt utlåtande	
SB00T	Trikiner i kött från tamsvin - färdigpoolat	(färdigpoolade grisar)
SBTVS	Trikiner i kött från vildsvin, singelprov	
SBTVP	Trikiner i kött från vildsvin, 20 förpoolade prov	

Kod	Namn	Kommentar
SBTAD	Trikiner - björn, häst, grävling, säl	
SB00S	Skatol i kött	
	<i>MIKROBIOLOGISKA VATTENANALYSER</i>	
	<i>ANALYSPAKET</i>	
PLW20	Mikrob. kontr. av DV hos anv/Is/Tryckluft. Provgr A. 2022:12	500ml plast mikro /PSB70
PLW21	Mikrob. kontr. Provgr A. Tillägg Pres Cl. perf. 2022:12	500ml plast mikro /PSB71
PLW23	Mikrob. kontr. av DV hos anv/Is/Tryckluft. Provgr B. 2022:12	2st 500ml plast mikro /PSB73
PLW1D	Mikrobiol. normalkontr av enskilt dricksvatten/brunnsvatte	500ml plast mikro /PSB7D
PLW1C	Naturligt mineralvatten och källvatten enl LIVSFS 2003:45	1L /PSB7C
PSB1Q	Förpackat vatten enl LIVSFS 2022:12	1L /PSB7C
PSB6T	Bassängbad HSLF-FS 2021:11 (BASS_2)	500ml plast mikro /PSL6T
PSB6U	Bassängbad HSLF-FS 2021:11 (BASS_3)	500ml plast mikro, 250ml BOD /PSL6U
	<i>ENSKILDA VATTENANALYSER</i>	
UMRBZ	Salmonella Kval 1000 ml NMKL	
UM00E	Campylobacter Kval, 2000 ml NMKL	
ZMA1K	Listeria monocytogenes Kval 1000 ml Rapid L'mono	
	<i>Legionella</i>	
ZMVCV3	Legionella spp <25 >75000 /1000 ml	500ml plast mikro

o spp!

