

Chokfrosne kalibreringsprøver



Chokfrossen

Certificeret

Kalibreringsstandarder
til kalibrering af FTIR-udstyr

Virksomhed
Eurofins Milk Testing Denmark
A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Denmark
VAT-code: DK38277308

 eurofins | Milk Testing

Chokfrosne kalibreringsprøver


Råmælksprøver

Valler

Konsummælksprøver



Nem håndtering: direkte fra frost til optøning i vandbad



Efter optøning – kontrollér og homogenisér prøven



Inspicér prøven inden brug – temperatur og udseende



Prøven måles på FTIR-udstyr - referenceværdier



Referenceverdier sammenholdes med målte resultater



Chokfrosne kalibreringsprøver

Produktionen af kalibreringsprøver er akkrediteret af DANAK:

DS/EN ISO 17034:2016, akkr. 597.

Og betegnes derfor som:

Certificeret Reference Materiale



Chokfrosne kalibreringsprøver

Kontaktoplysninger:

E-mail: calibration@eurofins.dk



Hjemmeside: www.eurofins.dk/maelke-og-veterinaeranalyser/crm-dan/

Eurofins Milk Testing Denmark A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen Denmark

Standarder	Fedt %	Protein %	Tørstof %	Lactose %	Casein %	Frysepunkt
Rå Mælk	1,2 – 7,1	3,0 – 4,5	10,0 – 17,0	4,0 – 5,5	2,6 – 3,6	-0,517°C til -0,520°C
Valle	0,04 – 0,29	0,6 – 4,0	4,5 – 10,5	3,0 – 5,5	-	-
Skummetmælk	0,04 – 0,10	3,0 – 4,0	9,0 – 10,0	4,5 – 5,5	-	-
Konsummælk	0,2 – 4,3	3,0 – 4,0	9,0 – 13,0	-	-	-
Permeat	-	0,15 – 0,25	-	-	-	-
HP (Høj Protein)	-	4,5 – 5,1	-	-	-	-

Eurofins Food & Feed, Ladelundvej, Vejën

