



ANFORDERUNGEN ZUM VERSAND VON FESTSTOFFPROBEN



Allgemeine Hinweise

- **Mindestprobenmenge beachten**
- **Probe sicher verschließen** – dicht verpackt in reißfester Umhüllung
- **Beschriftung:** Eindeutig und mit wasserfestem Stift direkt auf dem Probenbehälter
- **Probeninformationsaufkleber:** Ausgefüllt und gut sichtbar außen auf der Umverpackung
- **Probenbegleitschein:**
 - Im Deckel der Eurofins-Kühlbox **oder** in Dokumentenmappe außen anbringen (z. B. bei Eimern)

Asbesthaltige Proben

- Bitte zusätzlich **Merkblatt Asbestproben** beachten
- **Sichtbare Kennzeichnung** auf dem Probenbegleitschein erforderlich



Probe im Gebinde		→	Eine Transportverpackung unserer geschlossenen Gebinde ist nicht nötig.	
Probe im Glas ¹⁾		→	In Kühlkiste mit Schaumstoffeinsatz ²⁾ verpacken.	
Probe im Proben-sack		→	In Kühlkiste oder Gebinde verpacken.	
Bohrkern-probe ³⁾		→	In Schwerlastsack verpacken.	

Hinweise:

¹ **Leichtflüchtige Stoffe** (z. B. BTX, LHKW): Nur Eurofins-Spezialgläser verwenden – andere Gefäße verursachen Zusatzkosten.

² **Max. 10 kg pro Kühlkiste/Gebinde** – bei Bedarf mehrere Gebinde verwenden.

³ **Bohrkerne:** „Oben“ markieren, Schnittplan beifügen.

FRAGEN ZUM VERSAND VON FESTSTOFFPROBEN?

Kontaktieren Sie uns:



Eurofins Umweltanalytik Österreich GmbH



+43 57 157 1



laborAT@etdach.eurofins.com