



## Dräktighetstest - PAG i mjölk

Optimera din mjölk- eller dikoproduktion med PAG-analyser

*Analys kan nu utföras  
redan efter 28 dagar*

- PAG-analyser kontrollerar om korna blivit dräktiga, vilket möjliggör att du som mjölk- eller dikoproducent kan optimera drift- och reproduktionseffektivitet med hjälp av mjölkprovsanalyser.
- Analysen är ett komplement till diagnostiska metoder och kan ersätta dagens manuella metoder och ultraljudsundersökningar eller användas som supplement till dessa metoder.
- Beställ provtagningsmaterial för mjölk snabbt och enkelt via Gård & Djurhälsans eller Eurofins hemsida.
- Efter provtagning skickas blodproverna till laboratoriet med post eller via Eurofins inlämningsställen.
- Analyssvar skickas via e-post 2-3 dagar efter att provet ankommit vårt laboratorium.

**Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!**

**Eurofins Kundsupport**

Tel: +46 (0)10 490 8500  
info.mjolk@eurofins.se  
www.eurofins.se

**Gård & Djurhälsan**

Tel: + 0771-21 65 00  
www.gardochdjurhalsan.se