

Chain of Custody

Chain of Custody säkerställer att ingen obehörig har manipulerat proverna.

Chain of Custody (CoC) är ett sätt att med spårbarhet visa provets väg från utskick av provtagningsmaterial tills det att analysrapport skickas ut till kund.

Chain of custody bygger på att säkerställa att provmaterial och prover är intakta under hela leveranskedjan samt att ingen obehörig ges möjlighet att manipulera provet/proverna.

Provmaterial/prov skickas i en plomberad kylväska, där respektive plombering har ett unikt ID-nummer som dokumenteras.

Plomberingen kan inte öppnas obemärkt.

Chain of custody krävs ibland för att analysresultat ska anses som juridiskt giltiga.

Leverans och mottagningsformuläret är ett dokument som följer provet hela vägen från det att Eurofins Environment skickar provmaterial till dig som kund, tills det att Eurofins Environment tar emot prov för analys. I detta dokument ska plombering av kylväska, transportör, samt försändelsens skick alltid dokumenteras.

En kopia av dokumentet "Leverans och mottagningsformulär" bifogas analysrapporten vid godkännande av uppdraget.

När provet anländer till laboratoriet säkerställs hög kvalitet och spårbarhet utifrån SWEDAC-ackrediterade processer.

Chain of custody beställs till en extra kostnad hos Eurofins kundsupport tillsammans med provtagningsmaterialet.

För mer information och beställning, vänligen kontakta Eurofins kundsupport via E-post: info.miljo@etn.eurofins.com alternativt via telefon 010-490 81 10.

