




Accompagnement métrologique

Notre expertise en étalonnage pour vos équipements de laboratoires



La vérification métrologique de vos équipements est une **étape indispensable pour garantir la qualité de vos résultats**. Considérée parfois comme complexe, la solution optimale est son externalisation auprès du centre d'expertise **Eurofins Métrologie France**, votre « **facilitateur métrologique** ».

Nos services

Au sein de notre laboratoire **accrédité Cofrac***, nous accompagnons tous les laboratoires des sites de production qui ont besoin d'un service de métrologie d'excellence, rapide et efficace.

Contrôle de la précision de vos équipements

Notre laboratoire réalise la vérification de vos équipements de type **micropipettes, dispensettes, diluteurs et burettes**, mais aussi vos de **balances, thermomètres, réfrigérateurs et étuves** en assurant leur raccordement au Système International.

Maintenance et réparation de vos pipettes

Nous procédons à la maintenance de vos pipettes et dispensettes : **nettoyage, graissage et ajustage** sur toutes les marques. Nous pouvons remplacer les pièces défectueuses de vos pipettes grâce à **notre stock de pièces constructeurs multimarques**.

Location de pipettes

Notre priorité est de **garantir la continuité de vos activités**. Dans cette optique, nous proposons un service de prêt de pipettes étalonnées que ce soit pendant **la période de maintenance** ou sur **une année entière**.

Gestion du parc d'équipements

En tant que facilitateur métrologique, nous pouvons **nous charger entièrement de la métrologie du parc d'équipements de votre laboratoire**. Nous gérons à façon le planning de vos maintenances et de vos vérifications. Nous vous garantissons un parc constamment étalonné.

Nos engagements

Offre adaptable : nos prestations peuvent être réalisées **sur votre site ou dans nos locaux**, grâce à nos techniciens présents sur le terrain, partout en France.

Réactivité : nous nous engageons à répondre à vos interrogations et étalonner vos équipements dans **les plus brefs délais**, afin de minimiser leur immobilisation.

Un accompagnement multimarque personnalisé : grâce à notre indépendance vis-à-vis des fabricants de matériel de laboratoire, nous sommes en mesure de vous accompagner objectivement dans l'achat et la réparation de vos équipements.

* Accréditation COFRAC Etalonnage n°2-7002, portée disponible sur www.cofrac.fr

Nos offres de prestations de métrologie

Equipement de laboratoire (pipette, dispenseuse, etc.)

	Classique *	Préventive **	Premium ***
Vérification en l'état	X		X
Maintenance et réglage		X	X
Vérification post maintenance		X	X

Thermomètre, balance, enceinte (frigo, étuve, etc.)

Vérification en l'état et accompagnement en cas de non conformité

Prêt de pipettes et conseil à l'achat

Prêt durant le temps
d'étalonnage de vos
équipements

Prêt annuel avec maintenance
et étalonnage du parc entier
avant remise

Accompagnement et conseil
sur l'achat de vos
équipements

Accompagnement complet

Gestion de la métrologie de votre parc d'équipement de laboratoire de A à Z
(maintenances et vérifications)

* Offre classique : prestation de vérification métrologique en l'état de l'appareil effectuée par des experts selon une méthode reconnue pour vos vérifications périodiques (normatives, réglementaires, Cofrac, etc.) ou pour vos besoins de contrôles internes.

** Offre préventive : prestation de maintenance préventive et d'ajustage de votre appareil avant sa vérification pour qu'il puisse vous rendre le meilleur résultat pour vos besoins de mises en service après achat ou de remises en service.

*** Offre premium : prestation complète avec le plus haut niveau d'exigence permettant d'assurer la meilleure longévité de l'équipement et le moins de problèmes sur les résultats analytiques rendus, tout en assurant la meilleure traçabilité des résultats métrologiques.

N'hésitez pas à contacter votre interlocuteur Eurofins habituel
ou : EMAF-contact@ftfr.eurofins.com