

检验检测机构 资质认定证书附表



19060014B014

检验检测机构名称：欧陆食品检测服务（大连）有限公司

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

批准部门：辽宁省市场监督管理局



国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 X 页。

一、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司授权签字人及领域表（非食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	刘丹	综合服务部部长/工程师	资质认定批准的非食品微生物、理化检测项目	扩大
2	刘佳	技术负责人/高级工程师	资质认定批准的非食品全部检测项目	扩大
3	朱飞宇	检测员/农艺师	资质认定批准的非食品基因扩增检测项目	扩大
4	高阳	检测员/工程师	资质认定批准的非食品微生物检测项目	扩大

以下空白

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 1 页共 35 页

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
一	食品					
		1	菌落总数	食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 GB 4789.2-2022		保持
				食物链微生物学—微生物计数水平法-- 第1部分:30° C时的菌落计数倾注平板 技术 Microbiology of the food chain —Horizontal method for the enumeration of microorganisms — Part 1:Colony count at 30 ° C by the pour plate technique. ISO 4833-1:2013		保持
		2	大肠菌群	食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 GB 4789.3-2025	不做9.2.3大肠菌 群计数测试片法	扩项
				食品卫生微生物学检验 大肠菌群测定 GB/T 4789.3-2003		保持
				食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检 验方法 GB 8538-2022 55大肠菌群	不做 55.1.5.2 6 管发酵法	保持
				食品和动物饲料的微生物学 大肠菌群 的定性和计数的水平方法. 最大可能数 技术Microbiology of the food and animal feeding stuffs—Horizontal method for detection and enumeration of coliforms—Most probable number technique ISO 4831:2006		保持
				食品和动物饲料的微生物学 大肠菌群 计数 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of coliforms — Colony-count technique ISO 4832:2006		保持
		3	沙门氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 GB 4789.4-2024	不做 5.6 血清学分 型	保持
				出口食品中食源性致病菌检测方法 实 时荧光PCR法 SN/T 1870-2016		保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 2 页共 35 页

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
				食品的微生物学. 沙门氏菌的检测和计 数-第1部分：沙门氏菌检测 Microbiology of the food chain -- Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella -- Part 1: Detection of Salmonella spp. ISO 6579-1:2017		保持
		4	志贺氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验 GB 4789.5-2012	不做 5.5.3 血清学 分型	保持
				出口食品中食源性致病菌检测方法 实 时荧光 PCR 法 SN/T 1870-2016		保持
				食品和动物饲料微生物学— 志贺氏菌 检验水平方法 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the detection of Shigella spp ISO 21567:2004		保持
		5	副溶血性弧 菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验 GB 4789.7-2013	不做 6 血清学试验 和 7 神奈川实验	保持
				出口食品中食源性致病菌检测方法 实 时荧光PCR法 SN/T 1870-2016		保持
				食品微生物学—弧菌属检测的水平法— 第1部分 潜在肠道致病性副溶血弧菌和 霍乱弧菌和创伤弧菌的检测 Microbiology of the food chain -- Horizontal method for the determination of Vibrio spp. — Part 1: Detection of potentially enteropathogenic Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae and Vibrio vulnificus ISO 21872-1:2017	不做9.5.5PCR确 认、9.5.6DNA提 取、9.5.7常规 PCR、9.5.8实时 PCR	保持
		6	金黄色葡萄 球菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 GB 4789.10-2016	不做葡萄球菌肠 毒素试验	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 3 页共 35 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				出口食品中食源性致病菌检测方法 实时荧光PCR法 SN/T 1870-2016		保持
		7	β 型溶血性链球菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 β 型溶血性链球菌检验 GB 4789.11-2014	不做 6.3.4 链激酶试验	保持
		8	产气荚膜梭菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 产气荚膜梭菌检验 GB 4789.13-2012		保持
				食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 58产气荚膜梭菌		保持
				食物链微生物学-梭菌属检测和计数的通用方法 第2部分：产气荚膜梭菌平板计数法 Food Chain Microbiology - General Methods for the Detection and Enumeration of Clostridium spp. Part 2: Enumeration of Clostridium perfringens on Agar Plates ISO 15213-2:2023		保持
		9	蜡样芽胞杆菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽胞杆菌检验 GB 4789.14-2014	不做 4.3.3 生化分型和 5 蜡样芽胞杆菌 MPN 计数法（第二法）	保持
				食品和动物饲料的微生物学. 蜡状芽胞杆菌计数的水平方法. 30℃时菌落计数技术 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of presumptive Bacillus cereus — Colony-count technique at 30 degrees C ISO 7932:2004		保持
		10	霉菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 GB 4789.15-2016	只做第一法 霉菌和酵母平板计数法	保持
				食品和动物饲料的微生物学. 酵母和霉菌的计数. 第1部分:用于水活性大于 0.95的产品的菌落计数技术 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method		保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 4 页共 35 页

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
				for the enumeration of yeasts and moulds. Part 1:Colony count technique in products with water activity greater than 0,95 ISO 21527-1:2008		
				食品和动物饲料的微生物学. 酵母和霉菌的计数. 第2部分:用于水活性小于等于0.95的产品的菌落计数技术ISO 21527-2:2008		保持
		11	酵母菌/酵母	食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 GB 4789.15-2016	只做第一法 霉菌和酵母平板计数法	保持
				食品和动物饲料的微生物学. 酵母和霉菌的计数. 第 1 部分:用于水活性大于 0.95 的产品的菌落计数技术 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of yeasts and moulds. Part 1:Colony count technique in products with water activity greater than 0,95 ISO 21527-1:2008		保持
				食品和动物饲料的微生物学. 酵母和霉菌的计数. 第 2 部分:用于水活性小于等于 0.95 的产品的菌落计数技术 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of yeasts and mouldsPart 2:Colony count technique in products with water activity less than or equal to 0,95 ISO 21527-2:2008		保持
		12	商业无菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验 GB 4789.26-2023	不做附录 B 接种培养和异常分析	保持
		13	单核细胞增生李斯特氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验 GB 4789.30-2025	不做 5.6 小鼠毒力试验和第三法 MPN 计数法	扩项

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 5 页共 35 页

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
				食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验 GB 4789.30-2016		保持
				出口食品中食源性致病菌检测方法 实 时荧光PCR法 SN/T 1870-2016		保持
				食品的微生物学.单核细胞增生性李斯 特氏菌检测和计数.第1部分:检测方法 Microbiology of the food chain -- Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp. -- Part 1: Detection method ISO 11290-1:2017		保持
				食品微生物学—单核细胞增生李斯特氏 菌检测和计数—第2部分：计数法 Microbiology of the food chain — Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp. — Part 2: Enumeration method ISO 11290-2:2017		保持
		14	双歧杆菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 双歧杆菌检验 GB 4789.34-2016	不做5.2 双歧杆 菌的鉴定	保持
		15	乳杆菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳酸菌检验 GB 4789.35-2023	不做8 乳酸菌的 鉴定（可选做）	扩项
		16	乳酸菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳酸菌检验 GB 4789.35-2023	不做8 乳酸菌的 鉴定（可选做）	保持
				食品与动物饲料的微生物学—嗜温乳酸 菌计数—30℃时的菌落计数技术 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of mesophilic lactic acid bacteria — Colony-count technique at 30 degrees C ISO 15214:1998		保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 6 页共 35 页

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
		17	大肠埃希氏 菌 0157: H7/NM 肠出血性大 肠杆菌 0157:H7	食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌0157: H7/NM 检验 GB 4789.36-2016	不做5.4.3毒力基 因测定和第二法 免疫磁珠捕获法	保持
				进出口肉、肉制品及其他食品中肠出血 性大肠杆菌0157: H7检测方法 SN/T 0973-2010 8.1 常规方法		保持
				出口食品中食源性致病菌检测方法 实 时荧光PCR法 SN/T 1870-2016		保持
		18	大肠埃希氏 菌/大肠杆 菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数 GB 4789.38-2025		扩项
				食品和动物饲料的微生物学. 大肠埃希 氏菌的定性和计数的水平方法. 最大可 能数技术Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the detection and enumeration of presumptive Escherichia coli -- Most probable number technique ISO 7251:2005		保持
				食品和动物饲料的微生物学. β 葡萄糖苷 酸酶阳性大肠埃希氏菌计数的水平方 法. 44℃下用 5-溴-4 氯-3-吲哚-β -D 葡 糖苷酸的菌落计数技术 Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the enumeration of beta-glucuronidase-positive Escherichia coliPart 2:Colony-count technique at 44 degrees C using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide ISO 16649-2:2001		保持
		19	粪大肠菌群	食品安全国家标准 食品微生物学检验 粪大肠菌群计数 GB 4789.39-2013		保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 7 页共 35 页

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
		20	克罗诺杆菌 /坂崎肠杆 菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 克罗诺杆菌检验 GB 4789.40-2024 第 一法 克罗诺杆菌定性检验	不做5.3 PCR鉴定 (选做)	保持
				食品微生物学—克罗诺杆菌属检验水平 方法 Microbiology of the food chain — Horizontal method for the detection of Cronobacter spp. ISO 22964:2017		保持
		21	肠杆菌/肠 杆菌科	食品安全国家标准 食品微生物学检验 肠杆菌科检验 GB 4789.41-2016第一法 肠杆菌科平板计数法		保持
				食品的微生物学 肠杆菌科定性和计数 水平法 第1部分：肠杆菌科定性 Microbiology of the food chain - Horizontal methods for the detection, enumeration of Enterobacteriaceae - Part 1: Detection of Enterobacteriaceae ISO 21528-1:2017		保持
				食品的微生物学 肠杆菌科定性和计数 水平法 第2部分：菌落计数法 Microbiology of the food chain -- Horizontal method for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae -- Part 2: Colony-count technique ISO 21528-2:2017		保持
		22	粪链球菌	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检 验方法 GB 8538-2022 56 粪链球菌		保持
		23	铜绿假单胞 菌	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检 验方法 GB 8538-2022 57铜绿假单胞菌		保持
		24	肠球菌	食品和水中的肠球菌检验方法 第1部分： 平板计数法和最近似值测定法 SN/T 1933.1-2007 8.1 平板计数法		保持
		25	阪崎克罗诺 杆菌	出口食品中食源性致病菌检测方法 实 时荧光 PCR 法 SN/T 1870-2016		保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 8 页共 35 页

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
		26	嗜热需氧芽 孢数	乳与乳制品中嗜冷菌、需氧芽孢及嗜热 需氧芽孢数的测定 NY/T 1331-2007 第 三部分：嗜热需氧芽孢数测定		保持
		27	需氧芽孢总 数	乳与乳制品中嗜冷菌、需氧芽孢及嗜热 需氧芽孢数的测定 NY/T 1331-2007 第 二部分：需氧芽孢总数测定		保持
		28	假单胞菌属	出口肉及肉制品中假单胞菌属的计数方 法 SN/T 4044-2014		保持
				肉及肉制品—假单胞菌属的计数方法 Meat and meat products — Enumeration of presumptive Pseudomonas spp ISO 13720:2010		保持
		29	李斯特氏菌 属	食品的微生物学. 单核细胞增生性李斯 特氏菌检测和计数. 第1部分:检测方 法. Microbiology of the food chain -- Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp. -- Part 1: Detection method ISO 11290-1:2017	不做协同溶血试 验cAMP和小鼠毒 力实验	保持
				食品微生物学—单核细胞增生李斯特氏 菌检测和计数—第2部分：计数法 Microbiology of the food chain — Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp. — Part 2: Enumeration method ISO 11290-2: 2017	不做协同溶血试 验	保持
		30	凝固酶阳性 葡萄球菌	食品和动物饲料微生物学. 阳性葡萄球 菌和其它属的凝胶水平计数方法. 第一 部分:用 Baird-Parker 琼脂培养基技术 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species)Part 1:Technique using		保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 9 页共 35 页

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
				Baird-Parker agar medium ISO 6888-1:2021		
				食品和动物饲料微生物学—凝固酶阳性 葡萄球菌属（金黄色葡萄球菌及其它种） 计数的通用方法—第3部分：低数值的检 测与 MPN 法 Microbiology of food and Animal Feed – General Methods for Counting Coagulase-positive Staphylococcus (Staphylococcus aureus and other species) – Part 3: Detection of low values and MPN method ISO 6888-3:2003	不做9.2 计数方 法、10.2 计数方 法	保持
		31	厌氧亚硫酸 盐还原梭菌	食品和动物饲料微生物学—厌氧条件下 的亚硫酸盐还原菌的水平计数方法 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of sulfite-reducing bacteria growing under anaerobic conditions ISO 15213-1:2023		扩项
		32	内源基因	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链 式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.4-2018 不做 HMG1/Y\Lectin-K VM、GOS基因、 GB/T 19495.3-2004不 做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品通用检测方法 GB/T 38505-2020 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004不 做琼脂糖电泳法	保持
				常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧 光PCR法 GB/T 38164-2019		扩项

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 10 页共 35 页

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
				食品中转基因植物成分定性PCR检测方法 SN/T 1202-2010 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 SN/T 1202-2010仅 用实时荧光PCR 法，不做GOS基因、 GB/T 19495.3-2004不 做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 SN/T 1204-2016不 做 HMG1/Y\Lectin-K VM、GOS基因、 GB/T 19495.3-2004不 做琼脂糖电泳法	保持
				食用淀粉植物源成分鉴别方法实时荧光PCR法第1部分：红薯淀粉 SN/T 5522.1-2023		保持
				食用淀粉植物源成分鉴别方法实时荧光PCR法第2部分：木薯淀粉 SN/T 5522.2-2023		保持
				食用淀粉植物源成分鉴别方法实时荧光PCR法第3部分：马铃薯淀粉 SN/T 5522.3-2023		保持
				食用淀粉植物源成分鉴别方法实时荧光PCR法第7部分：玉米淀粉 SN/T 5522.7-2023		扩项
				食用淀粉植物源成分鉴别方法实时荧光PCR法第8部分：小麦淀粉 SN/T 5522.8-2023		扩项
				出口食品过敏原成分检测 第14部分：实时荧光PCR方法检测鱼成分 SN/T 1961.14-2013		扩项
		33	转基因成分 tCaMV35S 基因	植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检测方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不 做琼脂糖电泳法	扩项

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 11 页共 35 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		34	转基因成分 PMI 基因	植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检测方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	扩项
		35	转基因成分 pCAMV35S/CaMV35S 基因/转基因成分 CaMV 35S 启动子基因	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品通用检测方法 GB/T 38505-2020 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				食品中转基因植物成分定性PCR检测方法 SN/T 1202-2010 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、SN/T 1202-2010 仅用实时荧光 PCR 法、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				食品—转基因产品及转基因源加工产品的检测方法—基于核酸的定性方法 修正案1 Foodstuffs — Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products —Qualitative nucleic acid based methods AMENDMENT 1 ISO 21569:2005/Amd.1:2013(E) 食品—检测转基因生物及其衍生产品的分析方法 核酸提取 Foodstuffs-Methods of analysis for	不检测农业种子、ISO 21571:2005(E) 不做琼脂糖电泳法	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 12 页共 35 页

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
				the detection of genetically modified organisms and derived products-Nucleic acid extraction ISO 21571:2005 (E)		
		36	转基因成分 CaMV 35S 终止子基因	转基因产品通用检测方法 GB/T 38505-2020 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
		37	转基因成分 tNOS/NOS 基因/转基 因成分 NOS 终止子基因	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链 式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品通用检测方法 GB/T 38505-2020 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
				食品中转基因植物成分定性PCR检测方 法 SN/T 1202-2010 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧 光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
				食品—转基因产品及转基因源加工产品 的检测方法—基于核酸的定性方法 修 正案1 Foodstuffs — Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products —Qualitative nucleic acid based methods AMENDMENT 1 ISO 21569:2005/Amd.1:2013 (E) 食品-检测转基因生物及其衍生产品的 分析方法 核酸提取 Foodstuffs-Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived	不检测农业种子、 ISO 21571:2005 (E) 不 做琼脂糖电泳法	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 13 页共 35 页

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
				pooducts-Nucleic acid extraction ISO 21571:2005 (E)		
		38	转基因成分 pFMV35S/FM V35S 基因	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链 式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
				食品中转基因植物成分定性PCR检测方 法 SN/T 1202-2010 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 SN/T 1202-2010 仅 用实时荧光 PCR 法、 GB/T 19495.3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧 光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
				食品—转基因产品及转基因源加工产品 的检测方法—基于核酸的定性方法 修 正案1Foodstuffs — Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products —Qualitative nucleic acid based methods AMENDMENT 1 ISO 21569:2005/Amd.1:2013(E) 食品-检测转基因生物及其衍生产品的 分析方法 核酸提取 Foodstuffs-Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived pooducts-Nucleic acid extraction ISO 21571:2005 (E)	不检测农业种子、 ISO 21571:2005 (E) 不 做琼脂糖电泳法	保持
		39	EPSPS gene/ EPSPS 基因	食品中转基因植物成分定性PCR检测方 法 SN/T 1202-2010 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 SN/T 1202-2010 仅 用实时荧光 PCR 法、 GB/T	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 14 页共 35 页

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
					19495.3-2004 不 做琼脂糖电泳法	
		40	转基因成分 CP4-EPSPS 基因	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链 式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧 光PCR定性检测方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
		41	转基因成分 PAT 基因	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链 式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品通用检测方法 GB/T 38505-2020 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
				食品中转基因植物成分定性PCR检测方 法 SN/T 1202-2010 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 SN/T 1202-2010 仅 用实时荧光 PCR 法、 GB/T 19495.3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧 光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
		42	转基因成分 Pin II 终 止子基因	转基因产品通用检测方法 GB/T 38505-2020 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
		43	转基因成分 RbcS4 启动 子基因	转基因产品通用检测方法 GB/T 38505-2020 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 15 页共 35 页

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
		44	DAS40278 5' 边界序列 /转基因玉 米品系 DAS40278/D AS-40278-9	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链 式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495. 4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495. 3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品通用检测方法 GB/T 38505-2020 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495. 3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧 光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495. 3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
		45	DP305423 3' 边界序 列/转基因 大豆品系 DP305423	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链 式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495. 4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495. 3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品通用检测方法 GB/T 38505-2020 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495. 3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧 光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495. 3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
		46	CV127 5' 边 界序列/转 基因大豆品 系 CV127	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链 式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495. 4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495. 3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品通用检测方法 GB/T 38505-2020 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495. 3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧 光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495. 3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 16 页共 35 页

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
		47	转基因成分 pNOS 基因	植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		48	转基因成分 pUbi 基因	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		49	转基因成分 BAR 基因	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		50	转基因成分 NPT II 基因	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				食品中转基因植物成分定性PCR检测方法 SN/T 1202-2010 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 SN/T 1202-2010 仅用实时荧光 PCR 法、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		51	转基因成分	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链	不检测农业种子、	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 17 页共 35 页

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
			CTP2-CP4-E PSPS 基因	式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	GB/T 19495.3-2004 不 做琼脂糖电泳法	
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧 光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
				食品—转基因产品及转基因源加工产品 的检测方法—基于核酸的定性方法 修 正案1Foodstuffs — Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products —Qualitative nucleic acid based methods AMENDMENT 1 ISO 21569:2005/Amd.1:2013(E) 食品—检测转基因生物及其衍生产品的 分析方法 核酸提取 Foodstuffs-Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived pooducts-Nucleic acid extraction ISO 21571:2005(E)	不检测农业种子、 ISO 21571:2005(E)不 做琼脂糖电泳法	保持
		52	转基因成分 Cry1Ab/Ac/ CryIA(b) /CryIA(c) 基因	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链 式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
				食品中转基因植物成分定性PCR检测方 法 SN/T 1202-2010 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 SN/T 1202-2010 仅 用实时荧光 PCR 法、 GB/T 19495.3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧 光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 18 页共 35 页

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
				GB/T 19495.3-2004		
				食品—转基因产品及转基因源加工产品的检测方法—基于核酸的定性方法 修正案1 Foodstuffs — Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products —Qualitative nucleic acid based methods AMENDMENT 1 ISO 21569:2005/Amd.1:2013(E) 食品-检测转基因生物及其衍生产品的分析方法 核酸提取 Foodstuffs-Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products-Nucleic acid extraction ISO 21571:2005(E)	不检测农业种子、ISO 21571:2005(E) 不做琼脂糖电泳法	保持
				分子生物标志物分析的水平方法—针对转基因生物及其衍生产品的检测分析方法—第6部分：用于检测cry1Ab / Ac和公开DNA序列的实时PCR的检测方法 Horizontal methods for molecular biomarker analysis — Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products —Part 6: Real-time PCR based screening methods for the detection of cry1Ab/Ac and Pubi-cry DNA sequences ISO/TS 21569-6:2016 食品-检测转基因生物及其衍生产品的分析方法 核酸提取 Foodstuffs-Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products-Nucleic acid extraction ISO 21571:2005(E)	不检测农业种子、ISO 21571:2005(E) 不做琼脂糖电泳法	保持
		53	转基因成分 GOX 基因	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链	不检测农业种子、GB/T	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 19 页共 35 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495. 4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	19495. 3-2004 不做琼脂糖电泳法	
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495. 3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		54	转基因成分 tE9 基因/ 转基因成分 E9 终止子基因	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495. 4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495. 3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品通用检测方法 GB/T 38505-2020 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495. 3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495. 3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		55	转基因成分 Btc 基因	食品中转基因植物成分定性PCR检测方法 SN/T 1202-2010 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、SN/T 1202-2010 仅用实时荧光 PCR 法、GB/T 19495. 3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		56	转基因成分 Cry3A 基因	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495. 4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495. 3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				食品中转基因植物成分定性PCR检测方法 SN/T 1202-2010 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、SN/T 1202-2010 仅用实时荧光 PCR 法、GB/T 19495. 3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 20 页共 35 页

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		57	转基因成分 pRice-Eact in 基因	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		58	转基因大豆 品系 GTS40-3-2	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品检测实时荧光定量聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.5-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		59	转基因玉米 MON89034 品系鉴定	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品检测实时荧光定量聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.5-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016	不检测农业种子、 GB/T	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 21 页共 35 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	
		60	转基因棉花品系 MON1445/MON1445 (MON1698)	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法、仅做棉籽油	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法、仅做棉籽油	保持
		61	转基因水稻 BT63/TT51-1 品系鉴定	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		62	转基因玉米 MON810 品系鉴定	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品检测实时荧光定量聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.5-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		63	转基因大豆品系 A2704-12	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 22 页共 35 页

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
				GB/T 19495. 3-2004		
				转基因产品检测实时荧光定量聚合酶链 式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495. 5-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495. 3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧 光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495. 3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
		64	转基因大豆 品系 A5547-127	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链 式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495. 4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495. 3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品检测实时荧光定量聚合酶链 式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495. 5-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495. 3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧 光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495. 3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
		65	转基因大豆 品系 DAS-44406- 6	转基因产品检测实时荧光定量聚合酶链 式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495. 5-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495. 3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧 光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495. 3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
		66	转基因大豆 品系 FG72	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链 式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495. 4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495. 3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 23 页共 35 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				转基因产品检测实时荧光定量聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.5-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		67	转基因大豆品系 MON89788	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品检测实时荧光定量聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.5-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		68	转基因油菜品系 73496/DP-0 73496-4	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		69	转基因玉米品系 3272	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016	不检测农业种子、GB/T	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 24 页共 35 页

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
				转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	19495.3-2004 不 做琼脂糖电泳法	
		70	转基因玉米 品系 59122	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链 式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品检测实时荧光定量聚合酶链 式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.5-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧 光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
		71	转基因玉米 品系 Bt11	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链 式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品检测实时荧光定量聚合酶链 式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.5-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧 光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
		72	转基因玉米 品系 Bt176	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链 式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品检测实时荧光定量聚合酶链 式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.5-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不 做琼脂糖电泳法	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 25 页共 35 页

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
				GB/T 19495.3-2004		
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		73	转基因玉米 品系 GA21	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品检测实时荧光定量聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.5-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		74	转基因玉米 品系 MIR162	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品检测实时荧光定量聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.5-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		75	转基因玉米 品系 MIR604	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 26 页共 35 页

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
				转基因产品检测实时荧光定量聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.5-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		76	转基因玉米品系 MON88017	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品检测实时荧光定量聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.5-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		77	转基因玉米品系 NK603	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品检测实时荧光定量聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.5-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		78	转基因玉米品系 T25	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法	不检测农业种子、GB/T	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 27 页共 35 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	
				转基因产品检测实时荧光定量聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.5-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		79	转基因玉米品系 TC1507	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品检测实时荧光定量聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.5-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		80	猪源性成分	明胶中牛羊猪源成分的定性检测 GB 25165-2010		保持
				食品、化妆品和饲料中牛羊猪源性成分检测方法 实时PCR法 SN/T 2051-2008		保持
		81	牛源性成分	明胶中牛羊猪源成分的定性检测 GB 25165-2010		保持
				食品、化妆品和饲料中牛羊猪源性成分检测方法 实时PCR法 SN/T 2051-2008		保持
		82	羊源性成分	明胶中牛羊猪源成分的定性检测 GB 25165-2010		保持
				食品、化妆品和饲料中牛羊猪源性成分检测方法 实时PCR法 SN/T 2051-2008		保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 28 页共 35 页

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
		83	致敏原鱼成分	出口食品过敏原成分检测 第14部分：实时荧光PCR方法检测鱼成分 SN/T 1961.14-2013		扩项
		84	山羊源性成分	常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光PCR法 GB/T 38164-2019		扩项
		85	绵羊源性成分	常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光PCR法 GB/T 38164-2019		扩项
		86	黄牛源性成分	常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光PCR法 GB/T 38164-2019		扩项
		87	玉米成分	食用淀粉植物源成分鉴别方法实时荧光PCR法第7部分：玉米淀粉 SN/T 5522.7-2023		扩项
		88	小麦成分	食用淀粉植物源成分鉴别方法实时荧光PCR法第8部分：小麦淀粉 SN/T 5522.8-2023		扩项
		89	红薯成分	食用淀粉植物源成分鉴别方法实时荧光PCR法第1部分：红薯淀粉 SN/T 5522.1-2023		保持
		90	木薯成分	食用淀粉植物源成分鉴别方法实时荧光PCR法第2部分：木薯淀粉 SN/T 5522.2-2023		保持
		91	马铃薯成分	食用淀粉植物源成分鉴别方法实时荧光PCR法第3部分：马铃薯淀粉 SN/T 5522.3-2023		保持
		92	致敏原芹菜成分	出口食品过敏原成分检测 第15部分：实时荧光PCR方法检测芹菜成分 SN/T 1961.15-2013		保持
		93	水分	食品安全国家标准 食品中水分的测定 GB 5009.3-2016	不做第三法蒸馏法、第四法卡尔·费休法	保持
				食用葡萄糖 GB/T 20880-2018 6.5 水分		保持
		94	灰分	食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4-2016 第一法 食品中总灰分的测定		保持
		95	酸不溶性灰分	食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4-2016 第三法 食品中酸不溶性灰分的测定		保持
		96	蛋白质	食品安全国家标准 食品中蛋白质的测		扩项

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 29 页共 35 页

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
				定 GB 5009.5-2025 第一法 凯氏定氮法		
				食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 GB 5009.5-2016 第一法 凯氏定氮法		保持
		97	游离态脂肪	食品安全国家标准 食品中脂肪的测定 GB 5009.6-2016 第一法 索氏提取法		保持
		98	总脂肪	食品安全国家标准 食品中脂肪的测定 GB 5009.6-2016 第二法 酸水解法		保持
				食品安全国家标准 食品中脂肪的测定 GB 5009.6-2016 第三法 碱水解法		保持
		99	还原糖	食品安全国家标准 食品中还原糖的测定 GB 5009.7-2016 第一法 直接滴定法		保持
		100	亚硝酸盐	食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 GB 5009.33-2016 第二法 分光光度法		保持
		101	氯化物/氯 离子/食用 盐	食品安全国家标准 食品中氯化物的测定 GB 5009.44-2016 第三法 银量法（摩尔法或直接滴定法）		保持
		102	组胺	食品安全国家标准 食品中生物胺的测定 GB 5009.208-2016 第二法 分光光度法		保持
		103	过氧化值	食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定 GB 5009.227-2023 第一法 指示剂滴定法		保持
		104	酸价	食品安全国家标准 食品中酸价的测定 GB 5009.229-2016 第一法 冷溶剂指示剂滴定法		保持
				食品安全国家标准 食品中酸价的测定 GB 5009.229-2016 第二法 冷溶剂自动电位滴定法		保持
				食品安全国家标准 食品中酸价的测定 GB 5009.229-2025	不做第三法热乙醇指示剂滴定法、 第四法分光光度法	扩项
		105	pH	食品安全国家标准 食品pH值的测定 GB 5009.237-2016		保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 30 页共 35 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				水果和蔬菜产品pH值的测定方法 GB/T 10468-1989		保持
		106	水分活度	食品安全国家标准 食品水分活度的测定 GB 5009.238-2016 第二法 水分活度仪扩散法		保持
		107	可溶性固形物	饮料通用分析方法 GB/T 12143-2008 4		保持
				罐头食品的检验方法 GB/T 10786-2022 5 可溶性固形物		保持
		108	不完善粒	粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T 5494-2019		保持
				出口粮食、油料及饲料不完善粒检验方法 SN/T 0800.7-2016		保持
				进出口南瓜籽仁、葵花籽仁感官检验方法 SN/T 1963-2007 5.3		保持
		109	发芽试验/发芽势/发芽率	粮油检验 籽粒发芽试验 GB/T 5520-2011		保持
				进出口粮食、饲料 发芽势、发芽率检验方法 SN/T 0800.14-1999		保持
		110	霉变粒	食品安全国家标准 粮食 GB 2715-2016 3.1		保持
				粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T 5494-2019	不测 GB/T 5494-2019 电动筛选器法、不测 GB/T 5491-1985 分样器法	保持
				食品安全国家标准 坚果与籽类食品 GB 19300-2014 附录A 霉变粒检验方法		保持
		111	矿物质	粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T 5494-2019	不测 GB/T 5494-2019 电动筛选器法 不测 GB/T 5491-1985 分样器法	保持
		112	纯粮率/纯质率	花生 GB/T 1532-2008 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T 5494-2019	不测 GB/T 5494-2019 电动筛选器法 不测	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 31 页共 35 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				粮油检验 粮食、油料纯粮（质）率检验 GB/T 22725-2008	GB/T5491-1985 分 样器法	
		113	类型纯度及互混	粮油检验 类型及互混检验 GB/T 5493-2008		保持
				进出口粮食、饲料类型纯度及互混检验 方法 SN/T 0800.17-1999		保持
		114	千粒重	谷物与豆类 千粒重的测定 GB/T 5519-2018		保持
		115	热损伤粒率	大豆 GB 1352-2023 附录A		保持
		116	损伤粒率	大豆 GB 1352-2023 附录A		保持
		117	完整粒率	大豆 GB 1352-2023 附录A		保持
		118	整半粒限度	花生 GB/T 1532-2008 附录A 整半粒限 度的测定		保持
		119	杂质	粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒 检验 GB/T 5494-2019		保持
				食用大豆粕 GB/T 13382-2008 附录A		保持
				食用菌杂质测定 GB/T 12533-2008		保持
				进出口粮食、饲料 杂质检验方法 SN/T 0800.18-1999		保持
				进出口南瓜籽仁、葵花籽仁感官检验方 法 SN/T 1963-2007 5.3 杂质、不完善粒、 带壳粒及脏板等项目检验		保持
		120	异种粮粒	粮油检验 类型及互混检验 GB/T 5493-2008		
		121	异色粒率	粮油检验 类型及互混检验 GB/T 5493-2008		保持
		122	容重	粮油检验 容重测定 GB/T 5498-2013	不用电动筛选器 和分样器	保持
		123	解冻失水率	鲜、冻禽产品 GB 16869-2005		保持
		124	水溶性总糖	速食干海参 SC/T 3307-2021 5.8 水溶 性总糖 食品安全国家标准 干海参 GB 31602-2015		保持
		125	总糖	食用菌中总糖含量的测定 GB/T 15672-2009		保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 32 页共 35 页

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
		126	复水后干重率	食品安全国家标准 干海参 GB 31602-2015 附录A中A.4 干海参中 复水后干重率的检验方法		保持
				速食干海参 SC/T 3307-2021 5.7 复水 后干重率		保持
		127	含砂量/含 沙量	食品安全国家标准 干海参 GB 31602-2015 附录A 检验方法		保持
		128	粟粒	粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒 检验 GB/T 5494-2019 6.2 米类杂质、 不完善粒检验		保持
		129	百粒重	进出口枸杞子检验规程 SN/T 0878-2000 5.6		保持
		130	纯度	进出口南瓜籽仁、葵花籽仁感官检验方 法 SN/T 1963-2007 5.5		保持
		131	尿素酶活性	出口粮食、饲料检验 第4部分：尿素酶 活性测定方法 SN/T 0800.4-2015		保持
		132	净含量	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF1070-2023 附录F 以质量（重量）单 位标注净含量商品的计量检验方法		保持
		133	盐分	水产品中盐分的测定 SC/T 3011-2001 3 直接滴定法		保持
		134	水溶性还原 糖	干海参（刺参） SC/T 3206-2009 4.8 水溶性还原糖		保持
		135	附盐	盐渍海参 SC/T 3215-2014 4.6 附盐		保持
		136	泡发倍数	速食干海参 SC/T 3307-2021 5.6 泡发倍数		保持
		137	感官	粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口 味鉴定 GB/T 5492-2008	不测口味鉴定	保持
				食品安全国家标准 干海参 GB 31602-2015 3.1		保持
				食品安全国家标准 藻类及其制品 GB 19643-2016 3.2		保持
				食品安全国家标准 速冻面米与调制食 品 GB 19295-2021 3.2		保持
				食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品 GB 2707-2016 3.2		保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 33 页共 35 页

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
				食品安全国家标准 复合调味料 GB 31644-2018 3.2		保持
				食品安全国家标准 坚果与籽类食品 GB 19300-2014 4.2		保持
				食品安全国家标准 饮料 GB 7101-2015 3.2		保持
				食品安全国家标准 植物油 GB 2716-2018 3.2		保持
				坚果与籽类食品质量通则 GB/T 22165-2022 6.1		保持
				非发酵豆制品 GB/T 22106-2008 6.1		保持
				面包质量通则 GB/T 20981-2021 6.1		保持
				固体饮料 GB/T 29602-2013 6.1		保持
				果蔬汁类及其饮料 GB/T 31121-2014 6.2		保持
				食品安全国家标准 动物性水产制品 GB 10136-2015 3.2 感官要求		保持
				食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品 GB 2733-2015 2.1 感官要求		保持
				食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品 GB 2707-2016 3.2 感官要求		保持
				冷冻饮品 冰淇淋 GB/T 31114-2014 8.1 感官要求 植物蛋白饮料 豆奶和豆奶		保持
				饮料 GB/T 30885-2014 6.1 感官检查		保持
				食品安全国家标准 发酵乳 GB 19302-2010 4.2 感官要求		保持
				食品安全国家标准 发酵乳 GB 19302-2025 3.2 感官要求		扩项
				食品安全国家标准 巴氏杀菌乳 GB 19645-2010 4.2 感官要求		保持
				食品安全国家标准 调制乳 GB 25191-2010 4.2 感官要求		保持
				食品安全国家标准蜜饯 GB 14884-2016 3.2 感官要求		保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 34 页共 35 页

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
				食品安全国家标准复配食品添加剂通则 GB 26687-2011 4.2 感官要求		保持
				月饼质量通则 GB/T 19855-2023 7.1 感官		保持
				饼干质量通则 GB/T 20980-2021 6.1 感官检验		保持
				糕点通则 GB/T 20977-2007 5.1 感官检查		保持
				黑木耳 GB/T 6192-2019 4.1 感官要求		保持
				浓缩苹果汁 GB/T 18963-2012 6.4 感官检查		保持
				进出口枸杞子检验规程 SN/T 0878-2000 （气味、外观）		保持
				盐渍裙带菜 SC/T 3211-2019 5.1		保持
				速冻米面食品 SB/T 10412-2007 6.1		保持
				即食海参 SC/T 3308-2014 5.1		保持
				盐渍海参 SC/T 3215-2014 4.2		保持
				速冻调制食品 SB/T 10379-2012 8.1		保持
				速食干海参 SC/T 3307-2021 5.1 感官检验		保持
				盐渍海带 SC/T 3212-2017 4.1 感官		保持
二	食品相关产品					
		138	大肠菌群	食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 GB 14934-2016 附录A 餐（饮）具采样 方法 食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 GB 14934-2016 附录B 大肠菌群检验方 法		保持
		139	沙门氏菌	食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 GB 14934-2016 附录A 餐（饮）具采样 方法		保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 35 页共 35 页

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
				食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 GB 14934-2016 附录C 沙门氏菌检验 方法		
		140	阴离子合成 洗涤剂	食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 GB 14934-2016 附录A 餐（饮）具采样 方法 生活饮用水标准检验方法 感官性状和 物理指标 GB/T 5750.4-2006 10.1 亚 甲蓝分光光度法	GB/T 5750.4-2006 为废止标准，仅用 于现行有效标准 指定时使用	保持

以下空白

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（非食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 1 页共 32 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名 称			
一	饲料					
		1	细菌总数	饲料中细菌总数的测定 GB/T 13093-2023		保持
		2	酵母活细胞菌	饲料添加剂 第五部分：微生物酿酒酵母 GB 7300.501-2021 Appendix B.1		扩项
		3	霉菌	饲料中霉菌总数测定方法 GB/T 13092-2006		保持
				食品和动物饲料的微生物学. 酵母和霉菌的计数. 第1部分:用于水活性大于0.95 的产品的菌落计数技术 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of yeasts and moulds. Part 1:Colony count technique in products with water activity greater than 0.95 ISO 21527-1:2008		保持
				食品和动物饲料的微生物学. 酵母和霉菌的计数. 第2部分:用于水活性小于等于0.95的产品的菌落计数技术 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of yeasts and mouldsPart 2:Colony count technique in products with water activity less than or equal to 0.95 ISO 21527-2:2008		保持
		4	酵母	食品和动物饲料的微生物学. 酵母和霉菌的计数. 第1部分:用于水活性大于0.95 的产品的菌落计数技术 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of yeasts and moulds. Part 1:Colony count technique in products with		保持

二、批准欧陆食品检测服务(大连)有限公司检验检测的能力范围(非食品)

批准日期: 2025 年 09 月 03 日

有效期至: 2031 年 09 月 02 日

证书编号: 19060014B014

地址: 辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层, 2 号楼 201

第 2 页共 32 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				water activity greater than 0.95 ISO 21527-1:2008		
				食品和动物饲料的微生物学. 酵母和霉菌的计数. 第2部分:用于水活性小于等于0.95的产品的菌落计数技术 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of yeasts and mouldsPart 2:Colony count technique in products with water activity less than or equal to 0.95 ISO 21527-2:2008		保持
		5	大肠埃希氏菌	食品和动物饲料的微生物学. 大肠埃希氏菌的定性和计数的水平方法. 最大可能数法Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection and enumeration of presumptive Escherichia coli - Most probable number technique ISO 7251:2005		保持
				食品和动物饲料的微生物学. β 葡糖苷酸酶阳性大肠埃希氏菌计数的水平方法. 第2部分: 44℃下用5-溴-4氯-3-吲哚- β -D-葡糖苷酸的菌落计数技术 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of beta-glucuronidase-positive Escherichia coli Part 2:Colony-count technique at 44 degrees C using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide ISO 16649-2:2001		保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（非食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 3 页共 32 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		6	乳酸菌	食品与动物饲料的微生物学—嗜温乳酸菌计数—30℃时的菌落计数技术Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of mesophilic lactic acid bacteria — Colony-count technique at 30 degrees C ISO 15214:1998		保持
		7	沙门氏菌	饲料中沙门氏菌的测定 GB/T 13091-2018		保持
				食品的微生物学. 沙门氏菌的检测和计数-第1部分：沙门氏菌的检测 Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 1: Detection of Salmonella spp. ISO 6579-1:2017		保持
		8	大肠菌群	饲料中大肠菌群的测定 GB/T 18869-2019		保持
				食品和动物饲料的微生物学 大肠菌群的定性和计数的水平方法. 最大可能数法Microbiology of the food and animal feeding stuffs— Horizontal method for detection and enumeration of coliforms— Most probable number technique ISO 4831:2006		保持
				食品和动物饲料的微生物学 大肠菌群计数Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of coliforms — Colony-count technique ISO 4832:2006		保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（非食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层, 2 号楼 201

第 4 页共 32 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		9	产气荚膜梭菌	食物链微生物学-梭菌属检测和计数的通用方法 第2部分：产气荚膜梭菌平板计数法 Microbiology of the food chain - General methods for the detection and counting of Clostridium species - Part 2: Plate counting method for Clostridium perfringens ISO 15213-2:2023		保持
		10	菌落总数	食物链微生物学 - 微生物计数水平法 - 第1部分:30° C时的菌落计数倾注平板技术 Microbiology of the food chain —Horizontal method for the enumeration of microorganisms —Part 1:Colony count at 30 ° C by the pour plate technique ISO 4833-1:2013		保持
		11	肠杆菌科	食品微生物学 肠杆菌科定性和计数水平法第1部分：肠杆菌科定性 Microbiology of the food chain - Horizontal methods for the detection enumeration of Enterobacteriaceae - Part 1: Detection of Enterobacteriaceae ISO 21528-1:2017		保持
				食品的微生物学 肠杆菌科定性和计数水平法 第2部分:菌落计数法 Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae - Part 2: Colony-count technique ISO 21528-2:2017		保持
		12	蜡样芽孢杆菌	食品和动物饲料的微生物学. 蜡状芽孢杆菌计数的水平方法. 30℃时菌落计数法Microbiology of food and animal feeding stuffs —		保持

二、批准欧陆食品检测服务(大连)有限公司检验检测的能力范围(非食品)

批准日期: 2025 年 09 月 03 日

有效期至: 2031 年 09 月 02 日

证书编号: 19060014B014

地址: 辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层, 2 号楼 201

第 5 页共 32 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				Horizontal method for the enumeration of presumptive <i>Bacillus cereus</i> — Colony-count technique at 30 degrees ISO 7932:2004		
		13	副溶血性弧菌	食品微生物学—弧菌属检测的水平法—第 1 部分 潜在肠道致病性副溶血弧菌和霍乱弧菌和创伤弧菌的检测 Microbiology of the food chain — Horizontal method for the determination of <i>Vibrio</i> spp. — Part 1: Detection of potentially enteropathogenic <i>Vibrio</i> parahaemolyticus, <i>Vibrio cholerae</i> and <i>Vibrio vulnificus</i> ISO 21872-1:2017		保持
		14	凝固酶阳性葡萄球菌	食品和动物饲料微生物学. 阳性葡萄球菌和其它属的凝胶水平计数方法. 第一部分:用Baird-Parker琼脂培养基技术 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (<i>Staphylococcus aureus</i> and other species)Part 1:Technique using Baird-Parker agar medium ISO 6888-1:2021		保持
				食品和动物饲料微生物学—凝固酶阳性葡萄球菌属(金黄色葡萄球菌及其它种)计数的通用方法—第3部分:低数值的检测与 MPN 法 Microbiology of food and Animal Feed - General Methods for Counting Coagulase-positive <i>Staphylococcus</i> (<i>Staphylococcus aureus</i> and other species) - Part 3: Detection of low values and MPN	不做9.2 计数方法、10.2 计数方法	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（非食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 6 页共 32 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				method ISO 6888-3:2003		
		15	单核细胞增生李斯特氏菌	食品的微生物学. 单核细胞增生李斯特氏菌检测和计数. 第1部分:检测方法Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of <i>Listeria monocytogenes</i> and of <i>Listeria</i> spp. - Part 1: Detection method ISO 11290-1:2017		保持
				食品微生物学—单核细胞增生李斯特氏菌检测和计数—第2部分：计数法 Microbiology of the food chain — Horizontal method for the detection and enumeration of <i>Listeria monocytogenes</i> and of <i>Listeria</i> spp. — Part 2: Enumeration method ISO 11290-2:2017		保持
		16	李斯特氏菌属	食品的微生物学. 单核细胞增生李斯特氏菌检测和计数. 第1部分:检测方法Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of <i>Listeria monocytogenes</i> and of <i>Listeria</i> spp. - Part 1: Detection method ISO 11290-1:2017	不做协同溶血试验 cAMP和小鼠毒力实验	保持
				食品微生物学—单核细胞增生李斯特氏菌检测和计数—第2部分：计数法 Microbiology of the food chain — Horizontal method for the detection and enumeration of <i>Listeria monocytogenes</i> and of <i>Listeria</i> spp. — Part 2: Enumeration method ISO 11290-2:2017	不做协同溶血试验	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（非食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 7 页共 32 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		17	克罗诺杆菌属	食品微生物学—克罗诺杆菌属检验水平方法 Microbiology of the food chain — Horizontal method for the detection of Cronobacter spp. ISO 22964:2017		保持
		18	厌氧亚硫酸盐还原梭菌	食品和动物饲料微生物学—厌氧条件下的亚硫酸盐还原菌的水平计数方法 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of sulfite-reducing bacteria growing under anaerobic conditions ISO 15213-1:2023		扩项
		19	志贺氏菌	食品和动物饲料微生物学—志贺氏菌检验水平方法 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the detection of Shigella spp ISO 21567:2004		保持
		20	粗蛋白	饲料中粗蛋白的测定 凯氏定氮法 GB/T 6432-2018		保持
		21	粗脂肪	饲料中粗脂肪的测定 GB/T 6433-2006	废止日期 2025-08-01	保持
				饲料中粗脂肪的测定 GB/T 6433-2025		扩项
		22	粗纤维	饲料中粗纤维的测定 GB/T 6434-2022		保持
		23	水分	饲料中水分的测定 GB/T 6435-2014		保持
		24	粗灰分	饲料中粗灰分的测定 GB/T 6438-2007		保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（非食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层, 2 号楼 201

第 8 页共 32 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		25	亚硝酸盐	饲料中亚硝酸盐的测定 比色法 GB/T 13085-2018		保持
		26	黄曲霉毒素 B1	饲料中黄曲霉毒素 B1 的测定 酶联免疫吸附法 GB/T 17480-2008		保持
		27	氢氧化钾蛋白质溶解度	饲料原料 豆粕 GB/T 19541-2017 附录 A 氢氧化钾蛋白质溶解度的测定		保持
		28	尿素含量	饲料中尿素含量的测定 GB/T 36859-2018		保持
		29	外观与性状	饲料添加剂第 1 部分：氨基酸、氨基酸盐及其类似物 蛋氨酸羟基类似物 GB 7300.103-2020 4.1 外观与性状 饲料添加剂第 2 部分：维生素及类维生素 L-抗坏血酸-2-磷酸酯盐 GB 7300.201-2019 4.3 感官检验		保持
		30	尿素酶活性	出口粮食、饲料检验 第 4 部分：尿素酶活性测定方法 SN/T 0800.4-2015		保持
		31	不完善粒	出口粮食、油料及饲料不完善粒检验方法 SN/T 0800.7-2016		保持
		32	发芽势/发芽率	进出口粮食、饲料 发芽势、发芽率检验方法 SN/T 0800.14-1999		保持
		33	类型纯度及互混	进出口粮食、饲料类型纯度及互混检验方法 SN/T 0800.17-1999		保持
二 水质						
		34	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 4.1 平皿计数法		保持
		35	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB /T 5750.12-2023 6 耐热大肠菌群	无	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（非食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 9 页共 32 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		36	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB /T 5750.12-2023 5 总大肠菌群	不做 5.3 酶底物法	保持
		37	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 7 大肠埃希氏菌		保持
		38	肠球菌	水质—肠球菌的检测和计数—第 2 部分：膜过滤法 Water quality — Detection and enumeration of intestinal enterococci — Part 2: Membrane filtration method ISO 7899-2:2000		保持
		39	pH 值	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法		保持
		40	电导率	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 9 电导率		保持
		41	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 13.1 亚甲基蓝分光光度法		保持
三 涂抹棒						
		42	沙门氏菌	食品的微生物学. 沙门氏菌的检测和计数-第 1 部分：沙门氏菌的检测 Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 1: Detection of Salmonella spp. ISO 6579-1:2017		保持
		43	大肠菌群	食品和动物饲料的微生物学 大肠菌群的定性和计数的水平方法. 最大可能数法 Microbiology of the food and animal feeding stuffs— Horizontal method for detection and enumeration of coliforms— Most probable number technique		保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（非食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 10 页共 32 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				ISO 4831:2006		
				食品和动物饲料的微生物学 大肠菌群计数 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of coliforms — Colony-count technique ISO 4832:2006		保持
		44	产气荚膜梭菌	食物链微生物学-梭菌属检测和计数的通用方法 第 2 部分：产气荚膜梭菌平板计数法 Microbiology of the food chain - General methods for the detection and counting of Clostridium species - Part 2: Plate counting method for Clostridium perfringens ISO 15213-2:2023		保持
		45	菌落总数	食物链微生物学 - 微生物计数水平法 - 第 1 部分:30° C 时的菌落计数倾注平板技术 Microbiology of the food chain —Horizontal method for the enumeration of microorganisms —Part 1:Colony count at 30 ° C by the pour plate technique ISO 4833-1:2013		保持
		46	大肠埃希氏菌	食品和动物饲料的微生物学. 大肠埃希氏菌的定性和计数的水平方法. 最大可能数法 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection and enumeration of presumptive Escherichia coli - Most probable number technique ISO 7251:2005		保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（非食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 11 页共 32 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		47	肠杆菌科	食品微生物学 肠杆菌科定性和计数水平法 第 1 部分：肠杆菌科定性 Microbiology of the food chain - Horizontal methods for the detection enumeration of Enterobacteriaceae - Part 1: Detection of Enterobacteriaceae ISO 21528-1:2017		保持
				食品的微生物学 肠杆菌科定性和计数水平法 第 2 部分：菌落计数法 Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae - Part 2: Colony-count technique ISO 21528-2:2017		保持
		48	蜡样芽孢杆菌	食品和动物饲料的微生物学. 蜡状芽孢杆菌计数的水平方法. 30℃时菌落计数法 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of presumptive Bacillus cereus — Colony-count technique at 30 degrees ISO 7932:2004		保持
		49	副溶血性弧菌	食品微生物学—弧菌属检测的水平法—第 1 部分 潜在肠道致病性副溶血弧菌和霍乱弧菌和创伤弧菌的检测 Microbiology of the food chain — Horizontal method for the determination of Vibrio spp. — Part 1: Detection of potentially enteropathogenic Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae and Vibrio vulnificus ISO 21872-1:2017		保持
		50	凝固酶阳性葡萄球菌	食品和动物饲料微生物学. 阳性葡萄球菌和其它属的凝胶水平计数方法.		保持

二、批准欧陆食品检测服务(大连)有限公司检验检测的能力范围(非食品)

批准日期: 2025 年 09 月 03 日

有效期至: 2031 年 09 月 02 日

证书编号: 19060014B014

地址: 辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层, 2 号楼 201

第 12 页共 32 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				第一部分:用 Baird-Parker 琼脂培养基技术 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) Part 1: Technique using Baird-Parker agar medium ISO 6888-1:2021		
				食品和动物饲料微生物学—凝固酶阳性葡萄球菌属(金黄色葡萄球菌及其它种)计数的通用方法—第 3 部分:低数值的检测与 MPN 法 Microbiology of food and Animal Feed - General Methods for Counting Coagulase-positive Staphylococcus (Staphylococcus aureus and other species) - Part 3: Detection of low values and MPN method ISO 6888-3:2003	不做 9.2 计数方法、10.2 计数方法	保持
		51	单核细胞增生李斯特氏菌	食品的微生物学. 单核细胞增生李斯特氏菌检测和计数. 第 1 部分:检测方法 Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp. - Part 1: Detection method ISO 11290-1:2017	不做协同溶血试验 cAMP 和小鼠毒力实验、	保持
				食品微生物学—单核细胞增生李斯特氏菌检测和计数—第 2 部分:计数法 Microbiology of the food chain — Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp. — Part 2: Enumeration method	不做协同溶血试验	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（非食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 13 页共 32 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				ISO 11290-2:2017		
		52	李斯特氏菌属	食品的微生物学. 单核细胞增生李斯特氏菌检测和计数. 第 1 部分: 检测方法 Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of <i>Listeria monocytogenes</i> and of <i>Listeria</i> spp. - Part 1: Detection method ISO 11290-1:2017	不做协同溶血试验 cAMP 和小鼠毒力实验、	保持
				食品微生物学—单核细胞增生李斯特氏菌检测和计数—第 2 部分：计数法 Microbiology of the food chain — Horizontal method for the detection and enumeration of <i>Listeria monocytogenes</i> and of <i>Listeria</i> spp. — Part 2: Enumeration method ISO 11290-2:2017	不做协同溶血试验	保持
		53	克罗诺杆菌属	食品微生物学—克罗诺杆菌属检验水平方法 Microbiology of the food chain — Horizontal method for the detection of <i>Cronobacter</i> spp. ISO 22964:2017		保持
		54	厌氧亚硫酸盐还原梭菌	食品和动物饲料微生物学—厌氧条件下的亚硫酸盐还原菌的水平计数方法 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of sulfite-reducing bacteria growing under anaerobic conditions ISO 15213-1:2023		保持
		55	志贺氏菌	食品和动物饲料微生物学—志贺氏菌检验水平方法 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the detection of <i>Shigella</i> spp		保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（非食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 14 页共 32 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				ISO 21567:2004		
四	转基因产品					
		56	内源基因	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495. 4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495. 4-2018 不做 HMGI/Y\Lectin-KV M、GOS 基因、GB/T 19495. 3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品通用检测方法 GB/T 38505-2020 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495. 3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				饲料中转基因成分 PCR 检测方法 SN/T 1201-2014 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、SN/T 1201-2014 不做 Gos9、BnACCg8 基因、GB/T 19495. 3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、SN/T 1204-2016 不做 HMGI/Y\Lectin-KV M、GOS 基因、GB/T 19495. 3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		57	转基因成分 tCaMV35S 基因	植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检测方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495. 3-2004 不做琼脂糖电泳法	扩项
		58	转基因成分 PMI 基因	植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检测方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495. 3-2004 不做琼脂糖电泳法	扩项

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（非食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 15 页共 32 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		59	转基因成分 pCAMV35S/ CaMV35S 基因 / 转基因成分 CaMV 35S 启动子基因	转基因产品检测实时荧光定性聚合 酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495. 4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495. 3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品通用检测方法 GB/T 38505-2020 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495. 3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				饲料中转基因成分 PCR 检测方法 SN/T 1201-2014 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495. 3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实 时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495. 3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		60	转基因成分 CaMV 35S 终 止子基因	转基因产品通用检测方法 GB/T 38505-2020 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495. 3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		61	转基因成分 tNOS/NOS 基 因/转基因成分 NOS 终止 子基因	转基因产品检测实时荧光定性聚合 酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495. 4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495. 3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品通用检测方法 GB/T 38505-2020 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495. 3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				饲料中转基因成分 PCR 检测方法 SN/T 1201-2014 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495. 3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实 时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T	不检测农业种子、 GB/T 19495. 3-2004	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（非食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 16 页共 32 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不做琼脂糖电泳法	
		62	转基因成分 pFMV35S/ FMV35S 基因	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				饲料中转基因成分 PCR 检测方法 SN/T 1201-2014 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		63	转基因成分 CP4-EPSPS 基因	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				饲料中转基因成分 PCR 检测方法 SN/T 1201-2014 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		64	转基因成分 PAT 基因	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品通用检测方法 GB/T 38505-2020	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（非食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 17 页共 32 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不做琼脂糖电泳法	
				饲料中转基因成分 PCR 检测方法 SN/T 1201-2014 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		65	转基因成分 Pin II 终止 子基因	转基因产品通用检测方法 GB/T 38505-2020 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		66	转基因成分 RbcS4 启动 子基因	转基因产品通用检测方法 GB/T 38505-2020 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		67	DAS40278 5' 边界序列/转 基因玉米品 系 DAS40278/ DAS-40278-9	转基因产品检测实时荧光定性聚合 酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品通用检测方法 GB/T 38505-2020 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		68	DP305423 3' 边界序列/转 基因大豆品 系 DP305423	转基因产品检测实时荧光定性聚合 酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（非食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 18 页共 32 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				转基因产品通用检测方法 GB/T 38505-2020 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		69	CV127 5' 边界序列/转基因大豆品系 CV127	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品通用检测方法 GB/T 38505-2020 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		70	转基因成分 pNOS 基因	植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		71	转基因成分 pUbi 基因	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（非食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 19 页共 32 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		72	转基因成分 BAR 基因	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				饲料中转基因成分 PCR 检测方法 SN/T 1201-2014 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		73	转基因成分 NPT II 基因	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				饲料中转基因成分 PCR 检测方法 SN/T 1201-2014 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		74	转基因成分 CTP2-CP4-EP SPS 基因	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（非食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 20 页共 32 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		75	转基因成分 CryIAb/Ac/CryIA(b)/CryIA(c) 基因	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				饲料中转基因成分 PCR 检测方法 SN/T 1201-2014 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		76	转基因成分 GOX 基因	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				饲料中转基因成分 PCR 检测方法 SN/T 1201-2014 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		77	转基因成分 tE9 基因/转基因成分 E9 终止子基因	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品通用检测方法 GB/T 38505-2020 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（非食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 21 页共 32 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		78	转基因成分 Cry3A 基因	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				饲料中转基因成分 PCR 检测方法 SN/T 1201-2014 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		79	转基因成分 pRice-Eactin 基因	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		80	转基因大豆品系 GTS40-3-2	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品检测实时荧光定量聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.5-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（非食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 22 页共 32 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				GB/T 19495.3-2004		
				饲料中转基因成分 PCR 检测方法 SN/T 1201-2014 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		81	转基因大豆 品系 A2704-12	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品检测实时荧光定量聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.5-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				饲料中转基因成分 PCR 检测方法 SN/T 1201-2014 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		82	转基因大豆 品系 A5547-127	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品检测实时荧光定量聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.5-2018	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（非食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 23 页共 32 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004		
				饲料中转基因成分 PCR 检测方法 SN/T 1201-2014 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		83	转基因大豆 品系 DAS-44406-6	转基因产品检测实时荧光定量聚合 酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.5-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		84	转基因大豆 品系 FG72	转基因产品检测实时荧光定性聚合 酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品检测实时荧光定量聚合 酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.5-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				饲料中转基因成分 PCR 检测方法 SN/T 1201-2014 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（非食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 24 页共 32 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004		
		85	转基因大豆品系 MON89788	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品检测实时荧光定量聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.5-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				饲料中转基因成分 PCR 检测方法 SN/T 1201-2014 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		86	转基因油菜品系 73496/ DP-073496-4	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		87	转基因玉米品系 3272	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、 GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（非食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 25 页共 32 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		88	转基因玉米品系 59122	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品检测实时荧光定量聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.5-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				饲料中转基因成分 PCR 检测方法 SN/T 1201-2014 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		89	转基因玉米品系 Bt11	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品检测实时荧光定量聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.5-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				饲料中转基因成分 PCR 检测方法 SN/T 1201-2014 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（非食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 26 页共 32 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		90	转基因玉米品系 Bt176	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品检测实时荧光定量聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.5-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				饲料中转基因成分 PCR 检测方法 SN/T 1201-2014 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		91	转基因玉米品系 GA21	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品检测实时荧光定量聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.5-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				饲料中转基因成分 PCR 检测方法 SN/T 1201-2014 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（非食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 27 页共 32 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		92	转基因玉米品系 MIR162	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品检测实时荧光定量聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.5-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				饲料中转基因成分 PCR 检测方法 SN/T 1201-2014 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		93	转基因玉米品系 MIR604	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品检测实时荧光定量聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.5-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				饲料中转基因成分 PCR 检测方法 SN/T 1201-2014 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（非食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 28 页共 32 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		94	转基因玉米品系 MON88017	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法、	保持
				转基因产品检测实时荧光定量聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.5-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				饲料中转基因成分 PCR 检测方法 SN/T 1201-2014 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		95	转基因玉米品系 NK603	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品检测实时荧光定量聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.5-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				饲料中转基因成分 PCR 检测方法 SN/T 1201-2014 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（非食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 29 页共 32 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		96	转基因玉米 MON89034 品系鉴定	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品检测实时荧光定量聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.5-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				饲料中转基因成分 PCR 检测方法 SN/T 1201-2014 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		97	转基因玉米品系 T25	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品检测实时荧光定量聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.5-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				饲料中转基因成分 PCR 检测方法 SN/T 1201-2014 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（非食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 30 页共 32 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		98	转基因玉米品系 TC1507	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品检测实时荧光定量聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.5-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				饲料中转基因成分 PCR 检测方法 SN/T 1201-2014 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		99	转基因棉花品系 MON1445/MON1445 (MON1698)	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495.4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				饲料中转基因成分 PCR 检测方法 SN/T 1201-2014 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495.3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495.3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（非食品）

批准日期：2025 年 09 月 03 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 31 页共 32 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		100	转基因水稻 BT63/TT51-1 品系鉴定	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495. 4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495. 3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				饲料中转基因成分 PCR 检测方法 SN/T 1201-2014 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495. 3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495. 3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
		101	转基因玉米 MON810 品系鉴定	转基因产品检测实时荧光定性聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495. 4-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495. 3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				转基因产品检测实时荧光定量聚合酶链式反应（PCR）检测方法 GB/T 19495. 5-2018 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495. 3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				饲料中转基因成分 PCR 检测方法 SN/T 1201-2014 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495. 3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
				植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 GB/T 19495. 3-2004	不检测农业种子、GB/T 19495. 3-2004 不做琼脂糖电泳法	保持
五	动物源性产品					
		102	内源基因	常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光 PCR 法 GB/T 38164-2019		扩项

二、批准欧陆食品检测服务(大连)有限公司检验检测的能力范围(非食品)

批准日期: 2025 年 09 月 03 日

有效期至: 2031 年 09 月 02 日

证书编号: 19060014B014

地址: 辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层, 2 号楼 201

第 32 页共 32 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		103	猪源性成分	明胶中牛羊猪源成分的定性检测 GB/T 25165-2010		保持
				食品、化妆品和饲料中牛羊猪源性成分检测方法 实时 PCR 法 SN/T 2051-2008		保持
		104	牛源性成分	明胶中牛羊猪源成分的定性检测 GB/T 25165-2010		保持
				食品、化妆品和饲料中牛羊猪源性成分检测方法 实时 PCR 法 SN/T 2051-2008		保持
		105	羊源性成分	明胶中牛羊猪源成分的定性检测 GB/T 25165-2010		保持
				食品、化妆品和饲料中牛羊猪源性成分检测方法 实时 PCR 法 SN/T 2051-2008		保持
		106	山羊源性成分	常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光 PCR 法 GB/T 38164-2019		扩项
		107	绵羊源性成分	常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光 PCR 法 GB/T 38164-2019		扩项
		108	黄牛源性成分	常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光 PCR 法 GB/T 38164-2019		扩项

以下空白



检验检测机构 资质认定证书附表



19060014B014

检验检测机构名称：欧陆食品检测服务（大连）有限公司

批准日期：2025 年 11 月 20 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

批准部门：辽宁省市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 X 页。

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 11 月 20 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 1 页共 2 页

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制 范围	说明
		序号	名称			
一	食品					
		1	菌落总数	食物链微生物学--微生物计数水平法--第1部分:30° C时的菌落计数倾注平板技术 修正案1: 明确范围Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of microorganisms Part 1:Colony count at 30 ° C by the pour plate technique AMENDMENT 1: Clarification of scope ISO 4833-1:2013/Amd. 1:2022		标准(方法)变更
		3	沙门氏菌	食物链微生物学 沙门氏菌检测、计数和血清分型的水平法 第1部分:沙门氏菌属的检测 修正案1: 扩大培养温度范围,修改附录D的状态,并修正MSRV和SC的成分 Microbiology of the food chain-Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella Part 1:Detection of Salmonella spp. AMENDMENT 1: Broader range of incubation temperatures, amendment to the status of Annex D, and correction of the composition of MSRV and SC ISO 6579-1:2017/Amd. 1:2020	不用 9.5. 6血 清分 型	标准(方法)变更
		5	副溶血性弧菌	食物链微生物学 弧菌属检测的水平法 第1部分:潜在肠道致病性副溶血弧菌、霍乱弧菌和创伤弧菌的检测 修正案1: 包括培养基和试剂的性能测试 Microbiology of the food chain-Horizontal method for the determination of Vibrio spp. Part 1:Detection of potentially enteropathogenic Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae and Vibrio vulnificus AMENDMENT 1: Inclusion of performance testing of culture media and reagents ISO 21872-1:2017/Amd. 1:2023	不做 9.5. 5PCR 确 认、 9.5. 6DNA 提 取、 9.5. 7常 规 PCR、 9.5.	标准(方法)变更

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（食品）

批准日期：2025 年 11 月 20 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 2 页共 2 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
					8 实时 PCR	
		9	蜡样芽胞杆菌	食品和动物饲料微生物学 蜡状芽胞杆菌计数的水平法 30℃时菌落计数法 修正案 1: 包含可选测试 Microbiology of food and animal feeding stuffs-Horizontal method for the enumeration of presumptive Bacillus cereus - Colony-count technique at 30 ° C AMENDMENT 1: Inclusion of optional tests ISO 7932:2004/Amd. 1:2020	不做选做试验	标准(方法)变更
		18	大肠埃希氏菌/大肠杆菌	食品和动物饲料微生物学 大肠埃希氏菌检测和计数的水平法 最大可能数技术 修正案 1: 纳入培养基和试剂的性能测试 Microbiology of food and animal feeding stuffs -Horizontal method for the detection and enumeration of presumptive Escherichia coli-Most probable number technique AMENDMENT 1: Inclusion of performance testing of culture media and reagents ISO 7251:2005 /Amd. 1:2023		标准(方法)变更
		30	凝固酶阳性葡萄球菌	食品链的微生物学-凝固酶阳性葡萄球菌(金黄色葡萄球菌等)水平计数方法-第一部分: 采用 Baird-Parker 琼脂培养基方法 修正案 1 Microbiology of the food chain-Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) Part 1: Method using Baird-Parker agar medium AMENDMENT 1 ISO 6888-1:2021/Amd. 1:2023		标准(方法)变更

以下空白

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（非食品）

批准日期：2025 年 11 月 20 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 1 页共 4 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
一	饲料					
		5	大肠埃希氏菌	食品和动物饲料微生物学 大肠埃希氏菌检测和计数的水平法 最大可能数技术 修正案 1:纳入培养基和试剂的性能测试 Microbiology of food and animal feeding stuffs -Horizontal method for the detection and enumeration of presumptive Escherichia coli-Most probable number technique AMENDMENT 1: Inclusion of performance testing of culture media and reagents ISO 7251:2005 /Amd.1:2023		标准(方法)变更
		7	沙门氏菌	食物链微生物学 沙门氏菌检测、计数和血清分型的水平法 第1部分：沙门氏菌属的检测 修正案 1: 扩大培养温度范围，修改附录 D 的状态，并修正 MSRV 和 SC 的成分 Microbiology of the food chain-Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella Part 1:Detection of Salmonella spp. AMENDMENT 1: Broader range of incubation temperatures, amendment to the status of Annex D, and correction of the composition of MSRV and SC ISO 6579-1:2017/Amd.1:2020	不用 9.5.6 血清分型	标准(方法)变更
		10	菌落总数	食物链微生物学--微生物计数水平法--第1部分:30° C 时的菌落计数倾注平板技术 修正案 1: 明确范围 Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of microorganisms Part 1:Colony count at 30 ° C by the pour plate technique AMENDMENT 1: Clarification of scope ISO 4833-1:2013/Amd.1:2022	无	标准(方法)变更
		12	蜡样芽胞杆菌	食品和动物饲料微生物学 蜡状芽胞杆菌计数的水平法 30℃时菌落计数法 修正案 1: 包含可选测试 Microbiology of food and	不做 选做 试验	标准(方法)变更

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（非食品）

批准日期：2025 年 11 月 20 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 2 页共 4 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				animal feeding stuffs-Horizontal method for the enumeration of presumptive <i>Bacillus cereus</i> - Colony-count technique at 30 ° C AMENDMENT 1: Inclusion of optional tests ISO 7932:2004/Amd. 1:2020		
		13	副溶血性弧菌	食物链微生物学 弧菌属检测的水平法 第 1 部分：潜在肠道致病性副溶血弧菌、霍乱弧菌和创伤弧菌的检测 修正案 1：包括培养基和试剂的性能测试 Microbiology of the food chain-Horizontal method for the determination of <i>Vibrio</i> spp. Part 1:Detection of potentially enteropathogenic <i>Vibrio</i> parahaemolyticus, <i>Vibrio cholerae</i> and <i>Vibrio vulnificus</i> AMENDMENT 1: Inclusion of performance testing of culture media and reagents ISO 21872-1:2017/Amd. 1:2023	不做 9.5.5PCR 确认、 9.5.6DNA 提取、 9.5.7 常规 PCR、 9.5.8 实时 PCR	标准（方法）变更
		14	凝固酶阳性葡萄球菌	食品链的微生物学-凝固酶阳性葡萄球菌（金黄色葡萄球菌等）水平计数方法-第一部分：采用 Baird-Parker 琼脂培养基方法 修正案 1 Microbiology of the food chain-Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (<i>Staphylococcus aureus</i> and other species) Part 1:Method using Baird-Parker agar medium AMENDMENT 1 ISO 6888-1:2021/Amd. 1:2023		标准（方法）变更
三	涂抹棒					
		42	沙门氏菌	食物链微生物学 沙门氏菌检测、计数和血清分型的水平法 第 1 部分：沙门氏菌属的	不用 9.5.	标准（方法）变更

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（非食品）

批准日期：2025 年 11 月 20 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 3 页共 4 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				检测 修正案 1: 扩大培养温度范围, 修改附录 D 的状态, 并修正 MSRV 和 SC 的成分 Microbiology of the food chain-Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella Part 1:Detection of Salmonella spp. AMENDMENT 1: Broader range of incubation temperatures, amendment to the status of Annex D, and correction of the composition of MSRV and SC ISO 6579-1:2017/Amd. 1:2020	6 血清分型	
		45	菌落总数	食物链微生物学—微生物计数水平法—第 1 部分:30° C 时的菌落计数倾注平板技术 修正案 1: 明确范围 Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of microorganisms Part 1:Colony count at 30 ° C by the pour plate technique AMENDMENT 1: Clarification of scope ISO 4833-1:2013/Amd. 1:2022		标准(方法)变更
		46	大肠埃希氏菌	食品和动物饲料微生物学 大肠埃希氏菌检测和计数的水平法 最大可能数技术 修正案 1: 纳入培养基和试剂的性能测试 Microbiology of food and animal feeding stuffs -Horizontal method for the detection and enumeration of presumptive Escherichia coli-Most probable number technique AMENDMENT 1: Inclusion of performance testing of culture media and reagents ISO 7251:2005 /Amd. 1:2023		标准(方法)变更
		48	蜡样芽孢杆菌	食品和动物饲料微生物学 蜡状芽孢杆菌计数的水平法 30℃时菌落计数法 修正案 1: 包含可选测试 Microbiology of food and animal feeding stuffs-Horizontal method for the enumeration of presumptive Bacillus cereus -	不做选做试验	标准(方法)变更

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围（非食品）

批准日期：2025 年 11 月 20 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

证书编号：19060014B014

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 4 页共 4 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				Colony-count technique at 30 ° C AMENDMENT 1: Inclusion of optional tests ISO 7932:2004/Amd. 1:2020		
		49	副溶血性弧菌	食物链微生物学 弧菌属检测的水平法 第 1 部分：潜在肠道致病性副溶血弧菌、霍乱弧菌和创伤弧菌的检测 修正案 1：包括培养基和试剂的性能测试 Microbiology of the food chain-Horizontal method for the determination of Vibrio spp. Part 1:Detection of potentially enteropathogenic Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae and Vibrio vulnificus AMENDMENT 1: Inclusion of performance testing of culture media and reagents ISO 21872-1:2017/Amd. 1:2023	不做 9.5. 5PCR 确 认、 9.5. 6DNA 提 取、 9.5. 7 常 规 PCR、 9.5. 8 实 时 PCR	标准(方法)变更
		50	凝固酶阳性葡萄球菌	食品链的微生物学-凝固酶阳性葡萄球菌(金黄色葡萄球菌等)水平计数方法-第一部分:采用 Baird-Parker 琼脂培养基方法 修正案 1 Microbiology of the food chain-Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) Part 1:Method using Baird-Parker agar medium AMENDMENT 1 ISO 6888-1:2021/Amd. 1:2023	无	标准(方法)变更

以下空白

检验检测机构 资质认定证书附表



19060014B014

检验检测机构名称：欧陆食品检测服务（大连）有限公司

批准日期：2026 年 01 月 14 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

批准部门：辽宁省市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 X 页。

检验检测机构 资质认定证书附表



19060014B014

检验检测机构名称：欧陆食品检测服务（大连）有限公司

批准日期：2026 年 02 月 12 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

批准部门：辽宁省市场监督管理局



国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1.本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2.取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用CM A 标志。

3.本附表无批准部门骑缝章无效。

4.本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 X 页。

检验检测机构 资质认定证书附表



19060014B014

检验检测机构名称：欧陆食品检测服务（大连）有限公司

批准日期：2026 年 04 月 22 日

有效期至：2031 年 09 月 02 日

批准部门：辽宁省市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 X 页。

检验检测机构 资质认定证书附表



19060014B014

检验检测机构名称：欧陆食品检测服务（大连）有限公司

批准日期： 2026 年 07 月 27 日

有效期至： 2031 年 09 月 02 日

批准部门：辽宁省市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 X 页。

二、批准欧陆食品检测服务（大连）有限公司检验检测的能力范围 (食品)

有效期至：2031 年 09 月 02 日

地址：辽宁省大连市高新园区广贤路 107 号 1 号楼 5 层，2 号楼 201

第 1 页共 1 页

序号	类别(产品/项目/参数)	检测项目/参数		检测标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
一	食品					
		108	不完善粒	粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T 5494-2026	不测 GB/T 5494-2026 电动筛选器法 5 仪器检验法	标准(方法)变更
		110	霉变粒	粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T 5494-2026	不测 GB/T 5494-2026 电动筛选器法 5 仪器检验法	标准(方法)变更
		111	无机杂质/矿物质	粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T 5494-2026	不测 GB/T 5494-2026 电动筛选器法 5 仪器检验法	标准(方法)变更
		112	纯粮率/纯质率	粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T 5494-2026	不测 GB/T 5494-2026 电动筛选器法 5 仪器检验法	标准(方法)变更
		119	杂质	粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T 5494-2026	不测 GB/T 5494-2026 电动筛选器法 5 仪器检验法	标准(方法)变更
		128	粟粒	粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T 5494-2026	不测 GB/T 5494-2026 电动筛选器法 5 仪器检验法	标准(方法)变更
		137	感官	冰淇淋质量要求 GB/T 31114-2024 7.1 感官检验		标准(方法)变更

以下空白