

Akkreditierung



Die Deutsche Akkreditierungsstelle bestätigt mit dieser **Akkreditierungsurkunde**, dass die

EUROFINS Analytik GmbH
Neuländer Kamp 1, 21079 Hamburg

ein Prüflaboratorium betreibt, das die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 für die in der nachfolgend aufgeführten Anlage näher spezifizierten Konformitätsbewertungstätigkeiten erfüllt. Dies schließt zusätzlich bestehende gesetzliche und normative Anforderungen an das Prüflaboratorium ein, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese in der nachfolgend aufgeführten Anlage ausdrücklich bestätigt wird.

D-PL-14251-01-01 Gültig ab: 09.06.2026

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Akkreditierung wurde gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) 765/2008, nach Durchführung eines Akkreditierungsverfahrens unter Beachtung der Mindestanforderungen der DIN EN ISO/IEC 17011 und auf Grundlage einer Bewertung und Entscheidung der eingesetzten Akkreditierungsausschüsse ausgestellt.

Diese Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 09.06.2026. Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Rückseite des Deckblatts und der dazugehörigen Anlage.

Registrierungsnummer der Akkreditierungsurkunde: **D-PL-14251-01-00**

Berlin, 09.06.2026

Im Auftrag
Barbara Tyralla
Fachbereichsleitung

Diese Akkreditierungsurkunde wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH. Sie ist digital gesiegelt und ohne Unterschrift gültig. Sie gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de).

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Standort Berlin
Spittelmarkt 10
10117 Berlin

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkKS) ist die beliehene nationale Akkreditierungsstelle der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 8 Absatz 1 AkkStelleG i. V. m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV. Die DAkKS ist als nationale Akkreditierungsbehörde gemäß Art. 4 Abs. 4 VO (EG) 765/2008 und Tz. 4.7 DIN EN ISO/IEC 17000 durch Deutschland benannt.

Die Akkreditierungsurkunde ist gemäß Art. 11 Abs. 2 VO (EG) 765/2008 im Geltungsbereich dieser Verordnung von den nationalen Behörden als gleichwertig anzuerkennen sowie von den WTO-Mitgliedsstaaten, die sich in bilateralen- oder multilateralen Gegenseitigkeitsabkommen verpflichtet haben, die Urkunden von Akkreditierungsstellen, die Mitglied bei ILAC oder IAF sind, als gleichwertig anzuerkennen.

Die DAkKS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der European co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:

EA: www.european-accreditation.org
ILAC: www.ilac.org
IAF: www.iaf.nu

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14251-01-01 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 09.06.2026

Ausstellungsdatum: 09.06.2026

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-14251-01-00

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

EUROFINS Analytik GmbH
Neuländer Kamp 1, 21079 Hamburg

mit dem Standort

EUROFINS Analytik GmbH
Neuländer Kamp 1, 21079 Hamburg

Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt. Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de).

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14251-01-01

Prüfungen in den Bereichen:

Gesundheitlicher Verbraucherschutz

Flexibler Akkreditierungsbereich:

Dem Prüflaboratorium ist innerhalb der gekennzeichneten Prüfbereiche, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf,

- [Flex A] die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet.**
- [Flex B] die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren gestattet.**
- [Flex C] die Modifizierung sowie Weiter- und Neuentwicklung von Prüfverfahren gestattet.**

Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im (flexiblen) Akkreditierungsbereich. Die Liste ist öffentlich verfügbar auf der Webpräsenz des Prüflaboratoriums.

Bei einer Flexibilisierung gemäß Kategorie B und C werden alle Prüfverfahren inklusive ihrer Ausgabestände im flexiblen Geltungsbereich der Akkreditierung und ggf. deren Modifikation/Einschränkung nur in der veröffentlichten Liste der Prüfverfahren im flexiblen Geltungsbereich der Akkreditierung dargestellt, gleiches gilt für die Ausgabestände bei einer Flexibilisierung gemäß Kategorie A.

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14251-01-01

1 Gesundheitlicher Verbraucherschutz

1.1 Immunologische Untersuchungen

1.1.1 Lebensmittel

Prüfart Prüfmethodik (Detektor)	Analyt / Messgröße	Matrix / Prüfgegenstand	Kurztitel Norm/normatives - oder Hausverfahren	Modifikation und/oder Einschränkung	[Flex]
Ligandenassays Enzymimmunoassay (ELISA)	Allergene	Lebensmittel			B

1.1.2 Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfsgegenstände im Lebensmittelbereich

Prüfart Prüfmethodik (Detektor)	Analyt / Messgröße	Matrix / Prüfgegenstand	Kurztitel Norm/normatives - oder Hausverfahren	Modifikation und/oder Einschränkung	[Flex]
Ligandenassays Enzymimmunoassay (ELISA)	Allergene	Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfs- gegenstände im Lebensmittel- bereich			B

1.2 Molekularbiologische Untersuchungen

1.2.1 Lebensmittel

Prüfart Prüfmethodik (Detektor)	Analyt / Messgröße	Matrix / Prüfgegenstand	Kurztitel Norm/normatives - oder Hausverfahren	Modifikation und/oder Einschränkung	[Flex]
Amplifikationsverfahren Real-Time-PCR (Singleplex)	Allergene, Tierarten	Lebensmittel			C
Amplifikationsverfahren Real-Time-PCR (Multiplex)	Allergene	Lebensmittel			C

1.2.2 Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfsgegenstände im Lebensmittelbereich

Prüfart Prüfmethodik (Detektor)	Analyt / Messgröße	Matrix / Prüfgegenstand	Kurztitel Norm/normatives - oder Hausverfahren	Modifikation und/oder Einschränkung	[Flex]
Amplifikationsverfahren Real-Time-PCR (Singleplex)	Allergene, Tierarten	Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfs- gegenstände im Lebensmittel- bereich			C
Amplifikationsverfahren Real-Time-PCR (Multiplex)	Allergene	Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfs- gegenstände im Lebensmittel- bereich			C

1.3 Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen

1.3.1 Futtermittel

Prüfart Prüfmethodik (Detektor)	Analyt / Messgröße	Matrix / Prüfgegenstand	Kurztitel Norm/normatives - oder Hausverfahren	Modifikation und/oder Einschränkung	[Flex]
Chromatographie Flüssigchromatographie mit konventionellen Detektoren (UVD, FLD, ELSD, RID)	Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe	Futtermittel			C
Chromatographie Gaschromatographie mit konventionellen Detektoren (FID)	Inhaltsstoffe	Futtermittel			C
Chromatographie Gekoppelte Flüssigchromatographie - Gaschromatographie mit konventionellen Detektoren (FID)	Inhaltsstoffe	Futtermittel			C
Elektrodenmessung	pH-Wert, Leitfähigkeit	Futtermittel			C
Gravimetrie	Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe	Futtermittel			B
Hygrometrie	Wasseraktivität	Futtermittel			C

1.3.2 Lebensmittel

Prüfart Prüfmethodik (Detektor)	Analyt / Messgröße	Matrix / Prüfgegenstand	Kurztitel Norm/normatives - oder Hausverfahren	Modifikation und/oder Einschränkung	[Flex]
Biegeschwinger	Dichte	Flüssige Lebensmittel			C
Chromatographie Flüssigchromatographie mit konventionellen Detektoren (UVD, FLD, ELSD, RID)	Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe, Kontaminanten	Lebensmittel			C
Chromatographie Flüssigchromatographie mit massenselektiven Detektoren (MS/MS)	Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe	Lebensmittel			C
Chromatographie Gaschromatographie mit konventionellen Detektoren (FID)	Inhaltsstoffe	Lebensmittel			C
Chromatographie Gekoppelte Flüssigchromatographie - Gaschromatographie mit konventionellen Detektoren (FID)	Inhaltsstoffe	Lebensmittel			C
Chromatographie Planarchromatographie (Hochleistungsdünnschichtchroma- tographie)	Farbstoffe	Lebensmittel	PV 0866: 2017-09		-
Elektrodenmessung	pH-Wert, Leitfähigkeit	Lebensmittel			C
Gravimetrie	Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe	Lebensmittel			B
Hygrometrie	Wasseraktivität	Lebensmittel			C
Lumineszenzbestimmung	Bestrahlung	Lebensmittel	DIN EN 1788		A
Lumineszenzbestimmung	Bestrahlung	Lebensmittel	DIN EN 13751		A
Photometrie	Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe	Lebensmittel			B
Polarimetrie	Inhaltsstoffe	Lebensmittel			B
Refraktometrie	Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe	Lebensmittel			B
Spektroskopie Kernspinresonanzspektroskopie (¹ H-NMR)	Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe	Lebensmittel			C
Titrimetrie	Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe	Lebensmittel			B

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14251-01-01

Prüfart Prüfmethodik (Detektor)	Analyt / Messgröße	Matrix / Prüfgegenstand	Kurztitel Norm/normatives - oder Hausverfahren	Modifikation und/oder Einschränkung	[Flex]
Volumetrische Untersuchungen (nicht titrimetrisch)	Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe	Lebensmittel			B

1.4 Sensorische Untersuchungen

1.4.1 Bedarfsgegenstände

Prüfart Prüfmethodik (Detektor)	Analyt / Messgröße	Matrix / Prüfgegenstand	Kurztitel Norm/normatives - oder Hausverfahren	Modifikation und/oder Einschränkung	[Flex]
Spezielle sensorische Prüfung	Aussehen, Konsistenz, Geruch, Geschmack, Textur	Bedarfs- gegenstände			C

1.4.2 Lebensmittel

Prüfart Prüfmethodik (Detektor)	Analyt / Messgröße	Matrix / Prüfgegenstand	Kurztitel Norm/normatives - oder Hausverfahren	Modifikation und/oder Einschränkung	[Flex]
Einfach beschreibende Prüfung	Aussehen, Geruch, Geschmack, Haptik	Lebensmittel			B
Spezielle sensorische Prüfung	Aussehen, Geruch, Geschmack, Haptik	Lebensmittel			C

1.5 Visuelle Untersuchungen

1.5.1 Bedarfsgegenstände

Prüfart Prüfmethodik (Detektor)	Analyt / Messgröße	Matrix / Prüfgegenstand	Kurztitel Norm/normatives - oder Hausverfahren	Modifikation und/oder Einschränkung	[Flex]
Einfache visuelle Untersuchung	Chlorierte Verbindungen	Lebensmittel- verpackungen	PV 1084: 2008-01		-

1.5.2 Lebensmittel

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14251-01-01

Prüfart Prüfmethodik (Detektor)	Analyt / Messgröße	Matrix / Prüfgegenstand	Kurztitel Norm/normatives - oder Hausverfahren	Modifikation und/oder Einschränkung	[Flex]
Einfache visuelle Untersuchung	Rauchpunkt, Flockverhalten	Speisefette, Speiseöle, Zucker			B

Verwendete Abkürzungen:

DIN	Deutsches Institut für Normung e. V. – German Institute for Standardization
EN	Europäische Norm – European Standard
IEC	International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische Kommission
ISO	International Organization for Standardization – Internationale Organisation für Normung
PV	Hausverfahren der EUROFINS Analytik GmbH