

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14038-01-01 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 26.05.2026

Ausstellungsdatum: 26.05.2026

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-14038-01-00

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

**Eurofins Food & Feed Testing Leipzig GmbH
Permoser Straße 19, 04318 Leipzig**

mit dem Standort

**Eurofins Food & Feed Testing Leipzig GmbH
Permoser Straße 19, 04318 Leipzig**

Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt. Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14038-01-01

Prüfungen in den Bereichen:

Gesundheitlicher Verbraucherschutz

Flexibler Akkreditierungsbereich:

Dem Prüflaboratorium ist innerhalb der gekennzeichneten Prüfbereiche, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf,

- [Flex A] die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet.**
- [Flex B] die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren gestattet.**
- [Flex C] die Modifizierung sowie Weiter- und Neuentwicklung von Prüfverfahren gestattet.**

Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich. Die Liste ist öffentlich verfügbar auf der Webpräsenz des Prüflaboratoriums.

Bei einer Flexibilisierung gemäß Kategorie B und C werden alle Prüfverfahren inklusive ihrer Ausgabestände im flexiblen Geltungsbereich der Akkreditierung und ggf. deren Modifikation/Einschränkung nur in der veröffentlichten Liste der Prüfverfahren im flexiblen Geltungsbereich der Akkreditierung dargestellt, gleiches gilt für die Ausgabestände bei einer Flexibilisierung gemäß Kategorie A.

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14038-01-01

1 Gesundheitlicher Verbraucherschutz

1.1 Lebensmittel

Prüfart Prüfmethodik (Detektor)	Analyt / Messgröße	Matrix / Prüfgegenstand	Kurztitel Norm/normatives - oder Hausverfahren	Modifikation und/oder Einschränkung	[Flex]
Probenahme	Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen	Lebensmittel	DIN CEN ISO/TS 17728		A

1.2 Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfsgegenstände im Lebensmittelbereich

Prüfart Prüfmethodik (Detektor)	Analyt / Messgröße	Matrix / Prüfgegenstand	Kurztitel Norm/normatives - oder Hausverfahren	Modifikation und/oder Einschränkung	[Flex]
Probenahme	Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen	Einrichtungs- und Bedarfs- gegenstände im Lebensmittel- bereich	ASU B 80.00-5		A
Probenahme	Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen	Umfeldproben, im Lebens- mittelbereich	TRBA 405		A
Probenahme Abklatschplatten und -spangen, Tupfer & Schwämme	Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen	Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfs- gegenstände im Lebensmittel- bereich	LEI-MA-321-04: 2021-02		-

1.3 Mikrobiologische Untersuchungen

1.3.1 Futtermittel

Prüfart Prüfmethodik (Detektor)	Analyt / Messgröße	Matrix / Prüfgegenstand	Kurztitel Norm/normatives - oder Hausverfahren	Modifikation und/oder Einschränkung	[Flex]
Kulturelle Untersuchungen Kulturelle mikrobiologische Untersuchungen	Bakterien, Hefen, Schimmelpilze	Futtermittel			B

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14038-01-01

1.3.2 Lebensmittel

Prüfart Prüfmethodik (Detektor)	Analyt / Messgröße	Matrix / Prüfgegenstand	Kurztitel Norm/normatives - oder Hausverfahren	Modifikation und/oder Einschränkung	[Flex]
Kulturelle Untersuchungen Kulturelle mikrobiologische Untersuchungen	Bakterien, Hefen, Schimmelpilze	Lebensmittel			B

1.3.3 Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfsgegenstände im Lebensmittelbereich

Prüfart Prüfmethodik (Detektor)	Analyt / Messgröße	Matrix / Prüfgegenstand	Kurztitel Norm/normatives - oder Hausverfahren	Modifikation und/oder Einschränkung	[Flex]
Kulturelle Untersuchungen Kulturelle mikrobiologische Untersuchungen	Bakterien, Hefen, Schimmelpilze	Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfs- gegenstände im Lebensmittel- bereich			B
Kulturelle Untersuchungen Kulturelle mikrobiologische Untersuchungen	Bakterien, Hefen, Schimmelpilze	Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfs- gegenstände im Lebensmittel- bereich	LEI-SOP- 92.98700.M: 2025-10		-

1.4 Molekularbiologische Untersuchungen

1.4.1 Lebensmittel

Prüfart Prüfmethodik (Detektor)	Analyt / Messgröße	Matrix / Prüfgegenstand	Kurztitel Norm/normatives - oder Hausverfahren	Modifikation und/oder Einschränkung	[Flex]
Amplifikationsverfahren Real-Time-PCR	Bakterien	Lebensmittel			B

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14038-01-01

1.5 Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen

1.5.1 Bedarfsgegenstände

Prüfart Prüfmethodik (Detektor)	Analyt / Messgröße	Matrix / Prüfgegenstand	Kurztitel Norm/normatives - oder Hausverfahren	Modifikation und/oder Einschränkung	[Flex]
Spektroskopie Infrarotspektroskopie	Sauerstoff, Kohlendioxid	Bedarfs- gegenstände	LEI-SOP- 80.29800.B: 2019-08		-
Manometrie	Druck	Bedarfs- gegenstände	LEI-SOP- 80.20000.B: 2024-05		-

1.5.2 Futtermittel

Prüfart Prüfmethodik (Detektor)	Analyt / Messgröße	Matrix / Prüfgegenstand	Kurztitel Norm/normatives - oder Hausverfahren	Modifikation und/oder Einschränkung	[Flex]
Gravimetrie	Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe	Futtermittel			C
Titrimetrie	Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe	Futtermittel			C
Photometrie	Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe	Futtermittel			C
Elektrodenmessung	pH-Wert	Futtermittel			B
Chromatographie Gaschromatographie mit konventionellen Detektoren (FID)	Inhaltsstoffe	Futtermittel			C
Chromatographie Ionenchromatographie (PAD)	Inhaltsstoffe	Futtermittel			C
Chromatographie Flüssigchromatographie mit konventionellen Detektoren (UVD, DAD, FLD, RID)	Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe, org. Kontaminanten	Futtermittel			C
Spektroskopie Infrarotspektroskopie	Inhaltsstoffe, Fremdbestandteile	Futtermittel			C
Thermische Verfahren - Verbrennungsanalyse	Stickstoff	Futtermittel			C
Spektroskopie Kernspinresonanzspektroskopie	Fett	Futtermittel			C
Hygrometrie	Wasseraktivität	Futtermittel	Nordic Committee on Food Analysis No. 168		A

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14038-01-01
1.5.3 Lebensmittel

Prüfart Prüfmethodik (Detektor)	Analyt / Messgröße	Matrix / Prüfgegenstand	Kurztitel Norm/normatives - oder Hausverfahren	Modifikation und/oder Einschränkung	[Flex]
Biegeschwinger	Dichte	flüssige Lebensmittel	LEI-SOP-00.14500.L 2024-05		-
Chromatographie Flüssigchromatographie mit konventionellen Detektoren (UVD, DAD, FLD, RID)	Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe, org. Kontaminanten	Lebensmittel			C
Chromatographie Gaschromatographie mit konventionellen Detektoren (FID)	Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe	Lebensmittel			C
Chromatographie Ionenchromatographie (PAD)	Inhaltsstoffe	Lebensmittel			C
Chromatographie Planarchromatographie	Kondensierte Phosphate	Fleisch und Fleisch- erzeugnisse	ASU L 06.00-15		A
Chromatographie Planarchromatographie	Kondensierte Phosphate	Fleisch und Fleisch- erzeugnisse	ASU L 06.00-15: 2002-12	Hier auch für Fisch, Fischereierzeugnisse, Krebs- und Meerestiere; Testmischung und optimierte Sprühreagenzien	-
Elektrodenmessung	pH-Wert	Lebensmittel			B
Gravimetrie	Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe	Lebensmittel			C
Hygrometrie	Wasseraktivität	Lebensmittel	NMKL Nr. 168		A
Kolorimetrische Untersuchungen	Lipaseaktivität	pflanzliche Lebensmittel, Milch und Milchprodukte	LEI-SOP-00.77003.L: 2024-05		-
Photometrie	Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe	Lebensmittel			C
Refraktometrie	Brechungsindex	Lebensmittel	LEI-SOP-00.15307.L: 2024-05		-
Spektrometrie Atomabsorptionsspektrometrie	Natrium	Lebensmittel	LEI-SOP-00.42401.L: 2023-09		-
Spektroskopie Infrarotspektroskopie	Inhaltsstoffe, Fremdbestandteile	Lebensmittel			C
Spektroskopie Kernspinresonanzspektroskopie	Fett	Lebensmittel			C

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14038-01-01

Prüfart Prüfmethodik (Detektor)	Analyt / Messgröße	Matrix / Prüfgegenstand	Kurztitel Norm/normatives - oder Hausverfahren	Modifikation und/oder Einschränkung	[Flex]
Thermische Untersuchungen Temperaturmessung	Temperatur	Lebensmittel	DIN 10508	-	A
Thermische Untersuchungen Verbrennungsanalyse	Stickstoff	Lebensmittel			C
Titrimetrie	Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe	Lebensmittel			C
Volumetrische Untersuchungen (nicht titrimetrisch)	Füllmenge	flüssige Lebensmittel	LEI-SOP-00.19502.L: 2019-10		-

1.6 Sensorische Untersuchungen

1.6.1 Lebensmittel

Prüfart Prüfmethodik (Detektor)	Analyt / Messgröße	Matrix / Prüfgegenstand	Kurztitel Norm/normatives - oder Hausverfahren	Modifikation und/oder Einschränkung	[Flex]
Einfach beschreibende Prüfung	Aussehen, Konsistenz, Geruch/Flavour, Geschmack	Lebensmittel	LEI-SOP-00.81001.L: 2024-05		-
Einfach beschreibende Prüfung	Aussehen, Konsistenz, Geruch/Flavour, Geschmack	Lebensmittel	LEI-SOP-00.19531.L: 2024-05		-
Spezielle sensorische Prüfung	Aussehen, Konsistenz, Geruch/Flavour, Geschmack	Lebensmittel			C

1.7 Visuelle Untersuchungen

1.7.1 Bedarfsgegenstände

Prüfart Prüfmethodik (Detektor)	Analyt / Messgröße	Matrix / Prüfgegenstand	Kurztitel Norm/normatives - oder Hausverfahren	Modifikation und/oder Einschränkung	[Flex]
Einfache visuelle Untersuchung	Halogene	Bedarfs- gegenstände	LEI-SOP- 80.29800.B: 2019-08		-

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14038-01-01

1.7.2 Lebensmittel

Prüfart Prüfmethodik (Detektor)	Analyt / Messgröße	Matrix / Prüfgegenstand	Kurztitel Norm/normatives - oder Hausverfahren	Modifikation und/oder Einschränkung	[Flex]
Einfache visuelle Untersuchung	Stückzahl	Lebensmittel	LEI-SOP-00.19530.L: 2019-08		-

Verwendete Abkürzungen:

ASU	Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 64 LFGB
DGF	Deutsche Gesellschaft für Fettwissenschaft e.V.
DIN	Deutsches Institut für Normung e. V. – German Institute for Standardization
EN	Europäische Norm – European Standard
IEC	International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische Kommission
ISO	International Organization for Standardization – Internationale Organisation für Normung
LFGB	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch
LEI-MA	Hausverfahren der KBS
NMKL	Nordic-Baltic Committee on Food Analysis
TRBA	Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe