

EUROFINS ANÁLISIS ALIMENTARIO CANARIAS, S.L. (Unipersonal)

Eurofins Análisis Alimentario Las Palmas

Dirección: Plaza Ceferino Hernández nº 2; 35018 Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)

Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**

Actividad: **Ensayo**

Acreditación nº: **435/LE2048**

Fecha de entrada en vigor: **13/12/2013**

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 17 fecha 18/10/2024)

Categoría 0 (Ensayos en el laboratorio permanente)

ÁREA MICROBIOLOGÍA

Análisis mediante métodos basado en técnicas de inmunofluorescencia (ELFA)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Alimentos	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i> por inmunofluorescencia (ELFA)	PNT-AL-05 <i>Método interno basado en VIDAS® LMO2</i>
Leche y productos lácteos sometidos a tratamiento térmico		PNT-AL-04 <i>Método interno basado en VIDAS® Listeria monocytogenes Xpress (LMX)</i>
Productos derivados del pescado listos para consumo		
Hisopos		
Esponjas		
Alimentos	Detección de <i>Salmonella</i> spp. por inmunofluorescencia (ELFA)	PNT-AL-64 <i>Método interno basado en VIDAS® UP Salmonella (SPT)</i>
Esponjas		
Hisopos		

Análisis mediante métodos basados en técnicas de aislamiento en medio de cultivo

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Alimentos	Recuento en placa de <i>Listeria monocytogenes</i>	PNT-AL-34 <i>Método interno basado en ALOA® COUNT</i>
	Recuento. en placa <i>E. coli</i> β -glucoronidasa positivo	PNT-AL-28 <i>Método interno basado en 3M Petrifilm® Select E. coli Count (SEC) Plate</i>
	Recuento en placa <i>Estafilococos coagulasa</i> positivos	UNE EN ISO 6888_2
Pollo y pavo Heces de aves Fondos de caja Calzas Polvo Agua de bebedero	Detección de <i>Salmonella</i> spp.	ISO 6579-1

Análisis mediante métodos basados en técnicas de serotipado

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Cultivos de <i>Salmonella</i> spp.	Identificación mediante serotipado de colonias de <i>Salmonella</i> spp. <i>Salmonella enteritidis</i> <i>Salmonella typhimurium</i>	PNT-AL-33 <i>Método interno basado en ISO/TR 6579-3</i>

Análisis de alimentos mediante métodos basados en PCR

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Alimentos (excepto leche en polvo y fórmulas infantiles) Esponjas Hisopos Paños Agua de proceso	Detección de <i>Salmonella</i> spp. por PCR a tiempo real	PNT-AL-71 <i>Método interno basado en Assurance GDS® for Salmonella Tq</i>
Alimentos Esponjas Hisopos Paños Agua de proceso	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i> por PCR a tiempo real	PNT-AL-72 <i>Método interno basado en Assurance GDS® for Listeria monocytogenes Tq</i>

Análisis mediante métodos basados en técnicas de parasitología

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Carne fresca de cerdo	Detección de larvas de triquina (<i>Trichinella</i> spp.) Método físico por digestión artificial	UNE EN ISO 18743

Análisis de aguas mediante métodos basados en técnicas de aislamiento en medio de cultivo

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Aguas de piscina	Recuento de <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (Filtración)	UNE-EN ISO 16266
Aguas marinas Aguas de piscina	Detección y recuento de <i>Escherichia coli</i> (Filtración)	PNT-W-11 <i>Método interno basado en UNE-EN ISO 9308-1</i>
Aguas marinas	Recuento de Enterococos intestinales (Filtración)	UNE-EN ISO 7899-2

Análisis de *Legionella*

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Aguas de consumo Aguas continentales tratadas	Recuento de <i>Legionella</i> spp. Identificación de <i>Legionella pneumophila</i> por inmunoaglutinación	UNE-EN ISO 11731 PNT-W-10 <i>Método interno basado en kit comercial(*)</i>

(*) La información sobre el kit concreto usado está disponible en el laboratorio

Categoría I (Actividades “in situ”)

Toma de muestra

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Aguas de piscina	Toma de muestras para recuento de <i>Pseudomonas aeruginosa</i> y detección y recuento de <i>E. coli</i>	PNT-W-19 <i>Método interno basado en Real Decreto 742/2013</i>
Aguas marinas	Toma de muestras para recuento de Enterococos intestinales y detección y recuento de <i>E. coli</i>	PNT-W-19 <i>Método interno basado en Real Decreto 1341/2007</i>
Aguas de consumo (AFCH) y agua caliente sanitaria (ACS) (acumuladores, depósitos y puntos terminales) Aguas de piscina, spas, hidromasajes y similares Circuitos y depósitos contraincendios, Fuentes ornamentales Riego por aspersión Torres de refrigeración y condensadores evaporativos.	Toma de muestras para recuento de <i>Legionella</i> spp.	PNT-W-19 <i>Método interno basado en UNE 100030 y Real Decreto 487/2022 Anexo VI.</i>

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC.