

Section Laboratoires

**ATTESTATION D'ACCREDITATION****ACCREDITATION CERTIFICATE****N° 1-6686 rév. 11**

Le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) atteste que :  
*The French Committee for Accreditation (Cofrac) certifies that :*

**EUROFINS HYGIENE HOSPITALIERE OUEST**  
N° SIREN : 844516088

Satisfait aux exigences de la norme **NF EN ISO/IEC 17025 : 2017**  
*Fulfils the requirements of the standard*

et aux règles d'application du Cofrac pour les activités d'analyses/essais/étalonnages en :  
*and Cofrac rules of application for the activities of testing/calibration in :*

**ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'EAU**  
*ENVIRONMENT / WATER QUALITY*

réalisées par / *performed by :*

**EUROFINS HYGIENE HOSPITALIERE OUEST**  
**4 rue des Aéronefs**  
**37210 PARCAY MESLAY**  
**FRANCE**

et précisément décrites dans l'annexe technique jointe, à l'exclusion des activités réalisées dans les pays listés dans le document GEN INF 16, dont la version en vigueur est disponible sur le site internet du Cofrac ([www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).

*and precisely described in the attached technical appendix, excluding activities performed in the countries listed in the document GEN INF 16, the current version of which is available on our website ([www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).*

L'accréditation suivant la norme internationale homologuée NF EN ISO/IEC 17025 est la preuve de la compétence technique du laboratoire dans un domaine d'activités clairement défini et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d'un système de management adapté (cf. communiqué conjoint ISO-ILAC-IAF en vigueur disponible sur le site internet du Cofrac [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr))

*Accreditation in accordance with the recognised international standard NF EN ISO/IEC 17025 demonstrates the technical competence of the laboratory for a defined scope and the proper operation in this laboratory of an appropriate management system (see current Joint ISO-ILAC-IAF Communiqué available on Cofrac web site [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).*

Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral d'EA pour l'accréditation, pour les activités objets de la présente attestation.

*Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for accreditation for the activities covered by this certificate.*

Date de prise d'effet / *Valid from* : **01/04/2026**  
Date de fin de validité / *Valid until* : **31/08/2028**

Pour le Directeur Général et par délégation  
*On behalf of the General Director*

La Responsable du Pôle Biologie-Agroalimentaire,  
*Pole manager - Biology-Agri-food,*

DocuSigned by:  
*Safaa KOBBI ABIL*  
81E5B0ECBF63444...

La présente attestation n'est valide qu'accompagnée de l'annexe technique.  
*This certificate is only valid if associated with the technical appendix.*

L'accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée de l'accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac ([www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).  
*The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of accreditation and its validity should be checked on the Cofrac website ([www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)).*

Cette attestation annule et remplace l'attestation N° 1-6686 Rév 10.  
*This certificate cancels and replaces the certificate N° 1-6686 Rév 10.*

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac.  
*The Cofrac's liability applies only to the french text.*

|                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS<br>Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21      Siret : 397 879 487 00031 <a href="http://www.cofrac.fr">www.cofrac.fr</a> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ANNEXE TECHNIQUE

### à l'attestation N° 1-6686 rév. 11

L'accréditation concerne les prestations réalisées par :

**EUROFINS HYGIENE HOSPITALIERE OUEST**

**4 rue des Aéronefs**

**37210 PARCAY MESLAY**

**FRANCE**

Dans son unité :

**- UNITE TECHNIQUE : EUROFINS HYGIENE HOSPITALIERE OUEST**

Elle porte sur :

#### UNITE TECHNIQUE : EUROFINS HYGIENE HOSPITALIERE OUEST

#### PORTEE FLEX1

| # Environnement / Qualité de l'eau / Echantillonnage - Prélèvement<br>(Echantillonnage d'eau en vue d'analyses physico-chimiques et microbiologiques - LAB GTA 29) |                                                                                                                        |                                                               |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| OBJET                                                                                                                                                              | CARACTERISTIQUE MESUREE<br>OU RECHERCHEE                                                                               | PRINCIPE DE LA METHODE                                        | REFERENCE DE LA<br>METHODE |
| Eaux destinées à la<br>consommation humaine                                                                                                                        | Echantillonnage en vue<br>d'analyses :<br>- physico-chimiques<br>- microbiologiques<br>Echantillonnage en distribution | Echantillonnage instantané (prise<br>d'un échantillon unique) | FD T 90-520                |
| Eaux de loisirs traitées<br>(eaux de piscines...)                                                                                                                  | Echantillonnage en vue<br>d'analyses :<br>- physico-chimiques<br>- microbiologiques                                    | Echantillonnage instantané (prise<br>d'un échantillon unique) | FD T 90-521                |
| Eaux de réseaux<br>sanitaires froides et<br>chaudes                                                                                                                | Echantillonnage pour la recherche<br>de Légionelles                                                                    | Echantillonnage instantané (prise<br>d'un échantillon unique) | FD T 90-522                |

**Portée flexible FLEX1** : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes référencées et leurs révisions ultérieures.

## **PORTEE FLEX1**

| # Environnement / Qualité de l'eau / Echantillonnage - Prélèvement<br>(Echantillonnage d'eau dans les établissements de santé – LAB GTA 29) |                                                                                                         |                                                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| OBJET                                                                                                                                       | CARACTERISTIQUE MESUREE OU RECHERCHEE                                                                   | PRINCIPE DE LA METHODE                                                                  | REFERENCE DE LA METHODE |
| Eau pour soins standards                                                                                                                    | Echantillonnage d'eau en vue d'analyses<br>- physico-chimiques<br>- microbiologiques                    | Echantillonnage instantané à partir d'un robinet, d'un piquage                          | FD T90-525              |
| Eaux bactériologiquement maîtrisées                                                                                                         | Echantillonnage d'eau en vue d'analyses microbiologiques                                                | Echantillonnage instantané à partir d'un robinet, d'un piquage                          | FD T90-525              |
| Eau d'alimentation de la laverie et des laveurs désinfecteurs d'endoscopes                                                                  | Echantillonnage d'eau en vue d'analyses microbiologiques                                                | Echantillonnage instantané éventuellement, à partir d'un robinet ou d'un piquage        | FD T90-525              |
| Eau de rinçage terminal des laveurs désinfecteurs d'endoscopes                                                                              | Echantillonnage d'eau en vue d'analyses microbiologiques                                                | Echantillonnage du volume d'eau en fond de cuve à l'aide d'un dispositif complémentaire | FD T90-525              |
| Eau pour hémodialyse, hémofiltration et hémodiafiltration en ligne (au niveau des locaux techniques)                                        | Echantillonnage d'eau en vue d'analyses<br>- physico-chimiques<br>- microbiologiques<br>- d'endotoxines | Echantillonnage instantané à partir d'un robinet, d'un piquage, d'une bêche             | FD T90-525              |
| Eaux et solutions diluées (Dialysats, ...) pour hémodialyses, hémofiltration et hémodiafiltration en ligne (au niveau des générateurs)      | Echantillonnage d'eau en vue d'analyses<br>- physico-chimiques<br>- microbiologiques<br>- d'endotoxines | Echantillonnage instantané éventuellement, à partir d'un dispositif complémentaire      | FD T90-525              |

**Portée flexible FLEX1** : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes référencées et leurs révisions ultérieures.

## **PORTEE FIXE**

| # Environnement / Qualité de l'eau / Echantillonnage - Prélèvement<br>(Echantillonnage d'eau dans les établissements de santé – LAB GTA 29) |                                                                                  |                                                |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| OBJET                                                                                                                                       | CARACTERISTIQUE MESUREE OU RECHERCHEE                                            | PRINCIPE DE LA METHODE                         | REFERENCE DE LA METHODE                     |
| <u>Zones médicalisées</u> :<br>Solutions de contrôle des endoscopes souples thermosensibles                                                 | Echantillonnage en vue d'analyses :<br>- physico-chimiques<br>- microbiologiques | Echantillonnage par une solution de rinçage    | Mode opératoire interne : P-PV-WO35920      |
| Valves et pistons d'endoscopes                                                                                                              | Echantillonnage d'eau en vue d'analyses microbiologiques                         | Echantillonnage par trempage dans une solution | Mode opératoire interne : P-PREL-HH-WO93940 |

**Portée FIXE** : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

## **PORTEE FIXE**

| # Environnement / Qualité de l'eau / Echantillonnage - Prélèvement<br>(Essai physico-chimique des eaux sur site – LAB GTA 29) |                                          |                        |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| OBJET                                                                                                                         | CARACTERISTIQUE MESUREE<br>OU RECHERCHEE | PRINCIPE DE LA METHODE | REFERENCE DE LA<br>METHODE        |
| Eaux douces                                                                                                                   | Température (mesure<br>instantanée)      | Méthode à la sonde     | Méthode interne :<br>P-PV-WO23081 |

**Portée FIXE** : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

# Accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte cité en référence dans le document Cofrac LAB INF 99 disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Date de prise d'effet : **01/04/2026**    Date de fin de validité : **31/08/2028**

Cette annexe technique annule et remplace l'annexe technique 1-6686 Rév. 10.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS

Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21    Siret : 397 879 487 00031

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)