

CRITERES D'ACCEPTABILITES et PRELEVEMENTS à réaliser dans le cadre de la RECHERCHE DE METRITE CONTAGIEUSE EQUINE

Recherche	Technique	1. Prélèvement demandé	2. Conditionnement	3. Délai et condition d'acheminement	4. Particularité	5. Divers
Isolement et identification de <i>Taylorella equigenitalis</i>	NF U 47-108	Etalon : écouvillonnage : - fosse urétrale - canal urétral - fourreau - liquide pré-éjaculatoire prélevé dans l'urètre - sperme (écouvillon ou pot stérile) Jument : écouvillonnage : - clitoris - sinus clitoridiens - utérus - mucus vaginal ou cervico-vaginal	Ecouvillon stérile placé en milieu de transport Amies-charbon non périmé et convenablement bouché	Sous couvert du froid et à l'abri de la lumière de préférence Délai : < 48 heures En cas de transport à température ambiante Délai : mise en culture au plus tard le lendemain du prélèvement	Fiche de demande d'analyses renseignée et signée par le vétérinaire Date et heure des prélèvements renseignés	Dans le cas où un seul prélèvement est fait pour un étalon, écouvillonner la fosse urétrale. Ne pas prélever les équins sous traitement antibiotique ou antiseptique local.

L'isolement de *Taylorella equigenitalis* n'est pas réalisé, quand les critères d'acceptation des colonnes 1, 2 et 3 ne sont pas respectés.

Si les écouvillons sont périmés ou si la colonne 3 n'est pas respectée, le laboratoire peut réaliser la technique PCR selon les critères ci-dessous.

Appel téléphonique du Vétérinaire quand la date et l'heure des prélèvements ne sont pas renseignés.

Recherche	Technique	1. Prélèvement demandé	2. Conditionnement	3. Délai et condition d'acheminement	4. Particularités	5. Divers
recherche par PCR de <i>Taylorella equigenitalis</i> et <i>Taylorella asigenitalis</i>	ADIAVET CEMO <i>Taylorella</i> real time	Etalon : écouvillonnage: - fosse urétrale - canal urétral - fourreau - liquide prééjaculatoire prélevé dans l'urètre - sperme (écouvillon ou pot stérile) Jument : écouvillonnage : - clitoris, sinus clitoridiens - utérus - mucus vaginal ou cervico-vaginal	écouvillon avec milieu de transport ou écouvillon sec conservé à l'abri de la lumière et convenablement bouché	Température ambiante ou réfrigéré Délai : < 48h (tolérance jusqu'à 7 jours)	Fiche de demande d'analyses renseignée et signée par le vétérinaire	Dans le cas où un seul prélèvement est fait pour un étalon, écouvillonner la fosse urétrale

Cas de refus : quand les critères d'acceptation des colonnes 1,2 ,3 ne sont pas respectés