

03.07.2025

testCode	PV- Nummer	testTranslationName	Akkreditiert (DIN EN ISO 17025)	Referenzmethode	Ausgabestand	Abweichungen zur ASU/DIN etc.
LY0FM	1001	Füllmenge (volumetrisch)	ja	Interne Methode	2023-03	
LYV01	1001	Füllmenge (gravimetrisch)	ja	Interne Methode	2023-03	
LYFMS	1002	Füllmenge (Volumenverdrängung)	ja	Richtlinie zur Füllmengenprüfung, mod.	1996	Überschichtung ab 450 ml Becherware
LYDFK	1003	Dichte (gravimetrisch)	ja	Richtlinie zur Füllmengenprüfung, mod.	1996	Einfachbestimmung
LYSS1	1004	Sensorik (LM, Einfach beschreibende Prüfung)	ja	§64 LFGB L 00.90-6, mod.	2015-06	Anzahl Prüfpers., Prüfraum, Probenverschlüsselung, Prüfformular
LYSS2	1004	Sensorik ausführlich, Chemie nach Zubereitung	ja	§64 LFGB L 00.90-6, mod.	2015-06	Anzahl Prüfpers., Prüfraum, Probenverschlüsselung, Prüfformular
LYSS3	1004	Sensorik kurz, Mibi ohne Geschmack	ja	§64 LFGB L 00.90-6, mod.	2015-06	Anzahl Prüfpers., Prüfraum, Probenverschlüsselung, Prüfformular
LYSS4	1004	Sensorik (LM, Einfach beschreibende Prüfung)	ja	§64 LFGB L 00.90-6, mod.	2015-06	Anzahl Prüfpers., Prüfraum, Probenverschlüsselung, Prüfformular
LYSS5	1004	Sensorik kurz, Chemie (Aus.Ger.Geschm.Bewertung)	ja	§64 LFGB L 00.90-6, mod.	2015-06	Anzahl Prüfpers., Prüfraum, Probenverschlüsselung, Prüfformular
LYMSS	1004	Sensorik kurz, Mibi (Aussehen, Geruch, Geschmack)	ja	§64 LFGB L 00.90-6, mod.	2015-06	Anzahl Prüfpers., Prüfraum, Probenverschlüsselung, Prüfformular
LYSS6	1004	Sensorische Prüfung - Einfach beschreibende Prüfung (Aussehen)	ja	§64 LFGB L 00.90-6, mod.	2015-06	Anzahl Prüfpers., Prüfraum, Probenverschlüsselung, Prüfformular

testCode	PV- Nummer	testTranslationName	Akkreditiert (DIN EN ISO 17025)	Referenzmethode	Ausgabestand	Abweichungen zur ASU/DIN etc.
LYSS7	1004	Sensorik (LM, Beschreibung und Bewertung)	ja	§64 LFGB L 00.90-6, mod.	2015-06	Anzahl Prüfpers., Prüfraum, Probenverschlüsselung, Prüfformular
LY0KE	1005	Fettextraktion (Kaltextraktion)	ja	Interne Methode	2023-12	
LY1KE	1005	Fettextraktion (Heißextraktion, Twisselmann)	ja	Interne Methode	2023-12	
LYKH1	1007	Gesamtkohlenhydrate (Luff-Schoorl) Fleisch,- erz.	ja	§64 LFGB L 07.00-21, mod.	2010-09	Natronlauge 32%
LYAN1	1017	Anteilsbestimmung	ja	Interne Methode	2025-06	
LYAN3	1017	Anteilsbestimmung (Stückzahl)	ja	Interne Methode	2025-06	
LYCUR	1024	Curcumin	ja	ASTA Analytical Method 18.0	2019-04	
LYRF3	1026	lösliche Trockensubstanz / Brix (Säfte)	ja	§64 LFGB L 31.00-16	1997-09	
LYLBF	1028	Lovibond Farbzahl (5 1/4" Küvette)	ja	DGF C-IV 4b (98)	1998	
LYLBG	1028	Lovibond Farbzahl (1 Inch)	ja	DGF C-IV 4b (98)	1998	
LYWF1	1029	Wasser und Flüchtige Bestandteile (Öle, Fette)	ja	§64 LFGB L 13.00.16, mod.	2018-06	Einfachbestimmung
LYP00	1030	Festanteile 0°C (Palmfett Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYP05	1030	Festanteile 5°C (Palmfett Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYP08	1030	Festanteile 8°C (Palmfett Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYP10	1030	Festanteile 10°C (Palmfett Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYP15	1030	Festanteile 15°C (Palmfett Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYP16	1030	Festanteile 16°C (Palmfett Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYP20	1030	Festanteile 20°C (Palmfett Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYP25	1030	Festanteile 25°C (Palmfett Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYP26	1030	Festanteile 26°C (Palmfett Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYP30	1030	Festanteile 30°C (Palmfett Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung

testCode	PV- Nummer	testTranslationName	Akkreditiert (DIN EN ISO 17025)	Referenzmethode	Ausgabestand	Abweichungen zur ASU/DIN etc.
LYP35	1030	Festanteile 35°C (Palmfett Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYP40	1030	Festanteile 40°C (Palmfett Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYP45	1030	Festanteile 45°C (Palmfett Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYP50	1030	Festanteile 50°C (Palmfett Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYP55	1030	Festanteile 55°C (Palmfett Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYP60	1030	Festanteile 60°C (Palmfett Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYP65	1030	Festanteile 65°C (Palmfett Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYP70	1030	Festanteile 70°C (Palmfett Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYP75	1030	Festanteile 75°C (Palmfett Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYP80	1030	Festanteile 80°C (Palmfett Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYP85	1030	Festanteile 85°C (Palmfett Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYK00	1030	Festanteile 0°C (Kakaobutter Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYK05	1030	Festanteile 5°C (Kakaobutter Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYK08	1030	Festanteile 8°C (Kakaobutter Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYK10	1030	Festanteile 10°C (Kakaobutter Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung

testCode	PV- Nummer	testTranslationName	Akkreditiert (DIN EN ISO 17025)	Referenzmethode	Ausgabestand	Abweichungen zur ASU/DIN etc.
LYK15	1030	Festanteile 15°C (Kakaobutter Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYK16	1030	Festanteile 16°C (Kakaobutter Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYK20	1030	Festanteile 20°C (Kakaobutter Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYK25	1030	Festanteile 25°C (Kakaobutter Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYK26	1030	Festanteile 26°C (Kakaobutter Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYK30	1030	Festanteile 30°C (Kakaobutter Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYK35	1030	Festanteile 35°C (Kakaobutter Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYK40	1030	Festanteile 40°C (Kakaobutter Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYK45	1030	Festanteile 45°C (Kakaobutter Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYK50	1030	Festanteile 50°C (Kakaobutter Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYK55	1030	Festanteile 55°C (Kakaobutter Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung

testCode	PV- Nummer	testTranslationName	Akkreditiert (DIN EN ISO 17025)	Referenzmethode	Ausgabestand	Abweichungen zur ASU/DIN etc.
LYK60	1030	Festanteile 60°C (Kakaobutter Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYK65	1030	Festanteile 65°C (Kakaobutter Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYK70	1030	Festanteile 70°C (Kakaobutter Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYK75	1030	Festanteile 75°C (Kakaobutter Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYK80	1030	Festanteile 80°C (Kakaobutter Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYK85	1030	Festanteile 85°C (Kakaobutter Methode)	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYF10	1030	Festanteile 10°C nur für EUFIRA	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYF20	1030	Festanteile 20°C nur für EUFIRA	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYF30	1030	Festanteile 30°C nur für EUFIRA	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYF35	1030	Festanteile 35°C nur für EUFIRA	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYF40	1030	Festanteile 40°C nur für EUFIRA	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYMAS	1030	Festanteile 10°C nur für Mars	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYS00	1030	Festanteile 0°C	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYS05	1030	Festanteile 5°C	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYS08	1030	Festanteile 8°C	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYS10	1030	Festanteile 10°C	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYS15	1030	Festanteile 15°C	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYS20	1030	Festanteile 20°C	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung

testCode	PV- Nummer	testTranslationName	Akkreditiert (DIN EN ISO 17025)	Referenzmethode	Ausgabestand	Abweichungen zur ASU/DIN etc.
LYS25	1030	Festanteile 25°C	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYS30	1030	Festanteile 30°C	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYS35	1030	Festanteile 35°C	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYS40	1030	Festanteile 40°C	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYS45	1030	Festanteile 45°C	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYS50	1030	Festanteile 50°C	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYS55	1030	Festanteile 55°C	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYS60	1030	Festanteile 60°C	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYS65	1030	Festanteile 65°C	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYS70	1030	Festanteile 70°C	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYS75	1030	Festanteile 75°C	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYS80	1030	Festanteile 80°C	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYS85	1030	Festanteile 85°C	ja	§64 LFGB L 13.00-9/1, mod.	2013-08	Einfachbestimmung
LYSP1	1035	Steigschmelzpunkt (Öle, Fette, physikalisch)	ja	DGF C-IV 3a (03), mod.	2003	Doppelbestimmung, Probenvorbereitung
LYRF1	1037	Brechungsindex (Öle, Fette)	ja	§ 64 LFGB 13.00-28 2018-10, mod.	2018-10	Einfachbestimmung
LYRF4	1037	Brechungsindex (Öle, Fette)	ja	§ 64 LFGB 13.00-28 2018-10, mod.	2018-10	Einfachbestimmung
LY00F	1042	Oxidationsstabilität bei 100°C / LY00R	ja	§64 LFGB L 13.00-38, mod.	2010-01	Durchflussmenge 20 l/h statt 10 l/h
LY0X3	1042	Oxidationsstabilität bei 100°C	ja	§64 LFGB L 13.00-38, mod.	2010-01	Durchflussmenge 20 l/h statt 10 l/h
LY00G	1042	Oxidationsstabilität bei 110°C / LY00R	ja	§64 LFGB L 13.00-38, mod.	2010-01	Durchflussmenge 20 l/h statt 10 l/h
LY0X4	1042	Oxidationsstabilität bei 110°C	ja	§64 LFGB L 13.00-38, mod.	2010-01	Durchflussmenge 20 l/h statt 10 l/h
LY00H	1042	Oxidationsstabilität bei 120°C / LY00R	ja	§64 LFGB L 13.00-38, mod.	2010-01	Durchflussmenge 20 l/h statt 10 l/h
LY0X5	1042	Oxidationsstabilität bei 120°C	ja	§64 LFGB L 13.00-38, mod.	2010-01	Durchflussmenge 20 l/h statt 10 l/h
LY00I	1042	Oxidationsstabilität bei 130°C / LY00R	ja	§64 LFGB L 13.00-38, mod.	2010-01	Durchflussmenge 20 l/h statt 10 l/h
LY0X6	1042	Oxidationsstabilität bei 130°C	ja	§64 LFGB L 13.00-38, mod.	2010-01	Durchflussmenge 20 l/h statt 10 l/h

testCode	PV- Nummer	testTranslationName	Akkreditiert (DIN EN ISO 17025)	Referenzmethode	Ausgabestand	Abweichungen zur ASU/DIN etc.
LY00J	1042	Oxidationsstabilität bei 90°C / LY00R	ja	§64 LFGB L 13.00-38, mod.	2010-01	Durchflussmenge 20 l/h statt 10 l/h
LY0X2	1042	Oxidationsstabilität bei 90°C	ja	§64 LFGB L 13.00-38, mod.	2010-01	Durchflussmenge 20 l/h statt 10 l/h
LY00L	1042	Oxidationsstabilität bei 80°C / LY00R	ja	§64 LFGB L 13.00-38, mod.	2010-01	Durchflussmenge 20 l/h statt 10 l/h
LY0X1	1042	Oxidationsstabilität bei 80°C	ja	§64 LFGB L 13.00-38, mod.	2010-01	Durchflussmenge 20 l/h statt 10 l/h
LY00M	1042	Oxidationsstabilität bei 140°C / LY00R	ja	§64 LFGB L 13.00-38, mod.	2010-01	Durchflussmenge 20 l/h statt 10 l/h
LY0X7	1042	Oxidationsstabilität bei 140°C	ja	§64 LFGB L 13.00-38, mod.	2010-01	Durchflussmenge 20 l/h statt 10 l/h
LY00N	1042	Oxidationsstabilität bei 150°C / LY00R	ja	§64 LFGB L 13.00-38, mod.	2010-01	Durchflussmenge 20 l/h statt 10 l/h
LY0X8	1042	Oxidationsstabilität bei 150°C	ja	§64 LFGB L 13.00-38, mod.	2010-01	Durchflussmenge 20 l/h statt 10 l/h
LY00P	1042	Oxidationsstabilität bei 160°C / LY00R	ja	§64 LFGB L 13.00-38, mod.	2010-01	Durchflussmenge 20 l/h statt 10 l/h
LY0X9	1042	Oxidationsstabilität bei 160°C	ja	§64 LFGB L 13.00-38, mod.	2010-01	Durchflussmenge 20 l/h statt 10 l/h
LY00R	1042	Oxidationsstabilität	ja	§64 LFGB L 13.00-38, mod.	2010-01	Durchflussmenge 20 l/h statt 10 l/h
LYATG	1053	Abtropfgewicht	ja	Richtlinie zur Füllmengenprüfung 1525	1996	
LYDBS	1056	Bestimmung der Dichte in Lebensmitteln mit dem Dichtemessgerät	ja	DGF C-IV 2d, mod.	2002	Erw. der Matrix, Probennahme
LYAW2	1057	Wasseraktivität (aw-Wert)	ja	ISO 18787	2017-11	
LYPH1	1600	pH-Wert (Milchprodukte)	ja	VDLUFA VI C 8.2	2000	
LY2PH	1600	pH-Wert (Fleisch, Fleischerzeugnisse)	ja	§64 LFGB L06.00-2	1980-09	Angabe 2te Nachkommastelle
LYPH2	1600	pH-Wert (Fleisch, Fleischerzeugnisse)	ja	§64 LFGB L06.00-2	1980-09	
LYPH3	1600	pH-Wert (Margarine)	ja	DGF K-I 5, mod.	1984	Serumgewinnung
LYPH4	1600	pH-Wert (Mayonnaise, emulgierte Saucen)	ja	§64 LFGB L 20.01/02-1	1980-05	

testCode	PV- Nummer	testTranslationName	Akkreditiert (DIN EN ISO 17025)	Referenzmethode	Ausgabestand	Abweichungen zur ASU/DIN etc.
LYPH5	1600	pH-Wert (Sauerkraut, Sauerkonserven)	ja	§64 LFGB L 26.04-3	1987-06	
LYPH7	1600	pH-Wert (Saft)	ja	§64 LFGB L 31.00-2	1997-01	
LYPH8	1600	pH-Wert (Ketchup, Tomatenmark)	ja	§64 LFGB L 26.11.03-3	1983-05	
LYPHA	1600	pH-Wert in LM	ja	Interne Methode	2022-10	
LYAAM	1805	Bestimmung der alpha-Amylase Aktivität in Lebensmitteln - (Ceralpha-Methode)	ja	ICC 303 (AMT name extention: Megazyme Code1609418)	2022-02	
LYES1	1808	Stärke (enzymatisch)	ja	Testkit Megazyme K-TSHK	2020-01	
LYKBS	2202	Benzoessäure, Sorbinsäure	ja	Interne Methode	2022-08	
LYVA2	2204	Vitamin A (Fett, Öl, Margarine, Streichfett;FLD)	ja	Interne Methode	2024-11	
LYAT1	2205	Aflatoxine	ja	§64 LFGB L 23.05/2, mod.	2012-01	Erw. der Matrix
LYAT0	2207	Probenvorbereitung Mykotocin Proben	ja	§64 LFGB L 00.00-11/1, mod.	2008-12	Erw. der Matrix
	3000	Einwaage ,Erstverdünnungen und Dezimalverdünnungen	ja	DIN EN ISO 6887-1:2024-12	2025-02	
LYM07	3101	Aerobe mesophile Gesamtkeimzahl (LM allg.)	ja	DIN EN ISO 4833-1	2022-05	
LYM1T	3101	Gesamtkeimzahl (Tupfer)	ja	DIN EN ISO 4833-1	2022-05	
LYMS1	3101	Aerobe mesophile Gesamtkeimzahl (Spülwasser)*	ja	DIN EN ISO 4833-1	2022-05	
LYMSA	3101	Aerobe mesophile Gesamtkeimzahl (Oberfl., Fleisch)	ja	DIN EN ISO 4833-1	2022-05	
LYM43	3101	anaerobe mesophile Gesamtkeimzahl	ja	DIN EN ISO 4833-1, mod.	2022-05	Bebrütung anaerob

testCode	PV- Nummer	testTranslationName	Akkreditiert (DIN EN ISO 17025)	Referenzmethode	Ausgabestand	Abweichungen zur ASU/DIN etc.
LYM41	3101	Anaerobe mesophile Sporen	ja	DIN EN ISO 4833-1, mod.	2022-05	Erhitzen der Probe bei 80 °C / 10 Min. Bebrütung bei 37 °C, anaerob,
LYMPF	3101	Aerobe mesophile Sporen	ja	DIN EN ISO 4833-1, mod.	2022-05	Erhitzen der Probe bei 80 °C / 10 Min, Bebrütung bei 37 °C
UMUE9	3101	Anaerobe Gesamtkeimzahl 30°C <10 >300 000 /g §64 LFGB L 00.00-88 mod.	ja	ISO 4833-1 mod.	2022-05	Bebrütung anaerob
ZM8QD	3101	Aerobe Gesamtkeimzahl 30°C (Oberfläche) <10 >300 000 /Tupfer ISO 4833-1	ja	ISO 4833-1	2022-05	
ZM8QS	3101	Aerobe Gesamtkeimzahl 30°C <10 >30 000 /g ISO 4833-1	ja	ISO 4833-1	2022-05	
ZM8QV	3101	Aerobe Gesamtkeimzahl 30°C <10 >300 000 /g ISO 4833-1	ja	ISO 4833-1	2022-05	
ZM8QW	3101	Aerobe Gesamtkeimzahl 30°C <10 >300 000 000 /g ISO 4833-1	ja	ISO 4833-1	2022-05	
ZMBQP	3101	Aerobe Gesamtkeimzahl 30°C (Oberfläche) <10 >30 000 /Tupfer ISO 4833-1	ja	ISO 4833-1	2022-05	
ZMIZ0	3101	Aerobe Gesamtkeimzahl 30°C (Oberfläche) <10 >150 000 000 /Tupfer ISO 4833-1	ja	ISO 4833-1	2022-05	
ZMIZ1	3101	Aerobe Gesamtkeimzahl 30°C (Spülwasser) <1 >300 /ml ISO 4833-1	ja	ISO 4833-1	2022-05	
ZMIZ2	3101	Aerobe Gesamtkeimzahl 30°C (Spülwasser) <1 >3 000 /ml ISO 4833-1	ja	ISO 4833-1	2022-05	
ZMIZ3	3101	Aerobe Gesamtkeimzahl 30°C (Spülwasser) <1 >3 000 000 /ml ISO 4833-1	ja	ISO 4833-1	2022-05	
ZMIZ4	3101	Aerobe Gesamtkeimzahl 30°C (Oberfläche Fleisch) <10 >30 000 /cm² ISO 4833-1	ja	ISO 4833-1	2022-05	
ZMIZ5	3101	Aerobe Gesamtkeimzahl 30°C (Oberfläche Fleisch) <10 >300 000 /cm² ISO 4833-1	ja	ISO 4833-1	2022-05	
ZMIZ6	3101	Aerobe Gesamtkeimzahl 30°C (Oberfläche Fleisch) <10 >300 000 000 /cm² ISO 4833-1	ja	ISO 4833-1	2022-05	
ZMJ5J	3101	Anaerobe Gesamtkeimzahl 30°C <10 >300 000 000 /g §64 LFGB L 00.00-88 mod.	ja	ISO 4833-1 mod.	2022-05	Bebrütung anaerob
LYAKE	3109	Abklatschpaddel, Hygiene, Enterobacteriaceae *	ja	§64 LFGB B 80.00-02	2023-08	
LYAKG	3109	Abklatschpaddel, Hygiene, Gesamtkeimzahl *	ja	§64 LFGB B 80.00-02	2023-08	
LYAKH	3109	Abklatschpaddel, Hygiene, Hefen und Schimmel *	ja	§64 LFGB B 80.00-02	2023-08	

testCode	PV- Nummer	testTranslationName	Akkreditiert (DIN EN ISO 17025)	Referenzmethode	Ausgabestand	Abweichungen zur ASU/DIN etc.
LYA1G	3109	Aerobe mesophile Gesamtkeimzahl (Quantitativ, Oberflächen, GC, Abklatschverfahren)	ja	§64 LFGB B 80.00-02	2023-08	
LYA1H	3109	Hefen und Schimmel (Quantitativ, Oberflächen, YGC)	ja	§64 LFGB B 80.00-02	2023-08	
ZMIXB	3109	Enterobacteriaceae 30°C (Dipslide) <1 >125 /11 cm² §64 LFGB L 80.00-3	ja	§64 LFGB B 80.00-02	2023-08	
ZMIXC	3109	Aerobe Gesamtkeimzahl 30°C (Dipslide) <1 >125 /11 cm² §64 LFGB L 80.00-3	ja	§64 LFGB B 80.00-02	2023-08	
LYPF1	3110	Aerobe mesophile Gesamtkeimzahl, Petrifilm	ja	3M™ Petrifilm™ AC (AFNOR validiert analog ISO 4833)	2021-07	
LYMCT	3110	Gesamtkeimzahl (Tupfer) Petrifilm	ja	3M™ Petrifilm™ AC (AFNOR validiert analog ISO 4833)	2021-07	
LYMSJ	3110	Gesamtkeimzahl in Spülwasser, Petrifilm	ja	3M™ Petrifilm™ AC (AFNOR validiert analog ISO 4833)	2021-07	
LYMSL	3110	Gesamtkeimzahl (Fleisch-Oberfläche) Petrifilm	ja	3M™ Petrifilm™ AC (AFNOR validiert analog ISO 4833)	2021-07	
LYMGK	3110	Gesamtkeimzahl (ZV, Schwamm) Petrifilm	ja	3M™ Petrifilm™ AC (AFNOR validiert analog ISO 4833)	2021-07	
UMG5Y	3110	Aerobe Gesamtkeimzahl 30°C (Oberfläche) <10 >2 500 /Tupfer 3M™ Petrifilm™ AC	ja	3M™ Petrifilm™ AC	2021-07	
UMNQF	3110	Aerobe Gesamtkeimzahl 30°C <10 >25 000 /g 3M™ Petrifilm™ AC	ja	3M™ Petrifilm™ AC	2021-07	
ZM8QN	3110	Aerobe Gesamtkeimzahl 30°C <10 >250 000 /g 3M™ Petrifilm™ AC	ja	3M™ Petrifilm™ AC	2021-07	
ZMBQQ	3110	Aerobe Gesamtkeimzahl 30°C (Oberfläche) <10 >250 000 /Tupfer 3M™ Petrifilm™ AC	ja	3M™ Petrifilm™ AC	2021-07	
ZMBQS	3110	Aerobe Gesamtkeimzahl 30°C (Oberfläche) <10 >25 000 /Tupfer 3M™ Petrifilm™ AC	ja	3M™ Petrifilm™ AC	2021-07	
ZMIXG	3110	Aerobe Gesamtkeimzahl 30°C (Spülwasser) <1 >250 /ml 3M™ Petrifilm™ AC	ja	3M™ Petrifilm™ AC	2021-07	
ZMIXH	3110	Aerobe Gesamtkeimzahl 30°C (Spülwasser) <1 >2 500 /ml 3M™ Petrifilm™ AC	ja	3M™ Petrifilm™ AC	2021-07	
ZMIXI	3110	Aerobe Gesamtkeimzahl 30°C (Spülwasser) <1 >2 500 000 /ml 3M™ Petrifilm™ AC	ja	3M™ Petrifilm™ AC	2021-07	
ZMIXJ	3110	Aerobe Gesamtkeimzahl 30°C (Oberfläche) <10 >250 000 000 /Tupfer 3M™ Petrifilm™ AC	ja	3M™ Petrifilm™ AC	2021-07	
ZMIXK	3110	Aerobe Gesamtkeimzahl 30°C (Oberfläche Fleisch) <10 >25 000 /cm² 3M™ Petrifilm™ AC	ja	3M™ Petrifilm™ AC	2021-07	

testCode	PV- Nummer	testTranslationName	Akkreditiert (DIN EN ISO 17025)	Referenzmethode	Ausgabestand	Abweichungen zur ASU/DIN etc.
ZMIXL	3110	Aerobe Gesamtkeimzahl 30°C (Oberfläche Fleisch) <10 >250 000 /cm² 3M™ Petrifilm™ AC	ja	3M™ Petrifilm™ AC	2021-07	
ZMIXM	3110	Aerobe Gesamtkeimzahl 30°C (Oberfläche Fleisch) <10 >250 000 000 /cm² 3M™ Petrifilm™ AC	ja	3M™ Petrifilm™ AC	2021-07	
ZMIXN	3110	Aerobe Gesamtkeimzahl 30°C <10 >250 000 000 /g 3M™ Petrifilm™ AC	ja	3M™ Petrifilm™ AC	2021-07	
ZMJVU	3110	Aerobe Gesamtkeimzahl 30°C (Schwamm) <10 >25 000 /Schwamm 3M™ Petrifilm™ AC	ja	3M™ Petrifilm™ AC	2021-07	
ZMJVV	3110	Aerobe Gesamtkeimzahl 30°C (Oberfläche) <10 >250 000 000 /Schwamm 3M™ Petrifilm™ AC	ja	3M™ Petrifilm™ AC	2021-07	
ZMJVW	3110	Aerobe Gesamtkeimzahl 30°C (Oberfläche) <10 >250 000 /Schwamm 3M™ Petrifilm™ AC	ja	3M™ Petrifilm™ AC	2021-07	
ZMLW3	3110	Aerobe Gesamtkeimzahl 30°C (Milchprodukte) <10 >250 000 /g 3M™ Petrifilm™ AC	ja	3M™ Petrifilm™ AC	2021-07	
ZMLW4	3110	Aerobe Gesamtkeimzahl 30°C (Milchprodukte) <10 >25 000 /g 3M™ Petrifilm™ AC	ja	3M™ Petrifilm™ AC	2021-07	
ZMLW5	3110	Aerobe Gesamtkeimzahl 30°C (Milchprodukte) <10 >250 000 000 /g 3M™ Petrifilm™ AC	ja	3M™ Petrifilm™ AC	2021-07	
LYM00	3120	Coliforme Keime	ja	ISO 4832	2006-02	
LYM3T	3120	Coliforme Keime (Tupfer)	ja	ISO 4832	2006-02	
UM44H	3120	Coliforme Keime 30°C <10 >15 000 /g ISO 4832	ja	ISO 4832	2006-02	
ZM8RL	3120	Coliforme Keime 30°C <10 >150 000 /g ISO 4832	ja	ISO 4832	2006-02	
ZMNIZ	3120	Coliforme Keime 30°C <10 >150 000 000 /g ISO 4832	ja	ISO 4832	2006-02	
ZMNR3	3120	Coliforme Keime 30°C (Oberfläche) <10 >150 000 /Tupfer ISO 4832	ja	ISO 4832	2006-02	
ZMNR4	3120	Coliforme Keime 30°C (Oberfläche) <10 >150 000 000 /Tupfer ISO 4832	ja	ISO 4832	2006-02	
ZMNR5	3120	Coliforme Keime 30°C (Oberfläche) <10 >15 000 /Tupfer ISO 4832	ja	ISO 4832	2006-02	
LYM4A	3121	Nachweis von E. coli	ja	ISO 16649-3:2018-01	2018-01	
LYM4B	3121	Nachweis von E. coli in 10 g	ja	ISO 16649-3:2018-01	2018-01	
LYM4C	3121	Nachweis von E. coli in 25 g	ja	ISO 16649-3:2018-01	2018-01	
ZMJ0D	3121	Escherichia coli - Nachweis in 1 g (kulturell)	ja	ISO 16649-3	2018-01	
ZMJ0E	3121	Escherichia coli - Nachweis in 10 g (kulturell)	ja	ISO 16649-3	2018-01	
ZMJ0F	3121	Escherichia coli - Nachweis in 25 g (kulturell)	ja	ISO 16649-3	2018-01	
LYM02	3123	E. coli (LM allg.)	ja	DIN ISO 16649-2	2020-12	

testCode	PV- Nummer	testTranslationName	Akkreditiert (DIN EN ISO 17025)	Referenzmethode	Ausgabestand	Abweichungen zur ASU/DIN etc.
LYMSC	3123	E. coli (Oberfläche, Fleisch)	ja	DIN ISO 16649-2	2020-12	
UMMKJ	3123	Escherichia coli <10 >15 000 /g ISO 16649-2	ja	ISO 16649-2	2020-12	
ZMBML	3123	Escherichia coli <10 >150 000 /g ISO 16649-2	ja	ISO 16649-2	2020-12	
ZMIYL	3123	Escherichia coli (Oberfläche Fleisch) <10 >15 000 /cm² ISO 16649-2	ja	ISO 16649-2	2020-12	
ZMIYM	3123	Escherichia coli (Oberfläche Fleisch) <10 >150 000 /cm² ISO 16649-2	ja	ISO 16649-2	2020-12	
LYPF3	3127	E. coli (ZV, LM, Petrifilm SEC)	ja	3M™ Petrifilm™ SEC (AFNOR validiert analog ISO 16649-2)	2021-06	
LYMIT	3127	E. coli (ZV, Tupfer, Petrifilm SEC)	ja	3M™ Petrifilm™ SEC (AFNOR validiert analog ISO 16649-2)	2021-06	
UME70	3127	Escherichia coli <10 >15 000 /g 3M™ Petrifilm™ SEC	ja	3M™ Petrifilm™ SEC	2021-06	
ZMAR6	3127	Escherichia coli <10 >150 000 /g 3M™ Petrifilm™ SEC	ja	3M™ Petrifilm™ SEC	2021-06	
ZMBQR	3127	Escherichia coli (Oberfläche) <10 >15 000 /Tupfer 3M™ Petrifilm™ SEC	ja	3M™ Petrifilm™ SEC	2021-06	
ZMBQV	3127	Escherichia coli (Oberfläche) <10 >150 000 /Tupfer 3M™ Petrifilm™ SEC	ja	3M™ Petrifilm™ SEC	2021-06	
ZMIXU	3127	Escherichia coli <10 >150 000 000 /g 3M™ Petrifilm™ SEC	ja	3M™ Petrifilm™ SEC	2021-06	
LYPF5	3128	Coliformen Petrifilm	ja	3M™ Petrifilm™ CC (AFNOR validiert analog ISO 4832)	2022-06	
LYMET	3128	Coliforme Keime (Tupfer), Petrifilm	ja	3M™ Petrifilm™ CC (AFNOR validiert analog ISO 4832)	2022-06	
UM7SH	3128	Coliforme Keime 30°C <10 >150 000 /g 3M™ Petrifilm™ CC	ja	3M™ Petrifilm™ CC	2022-06	
UMA87	3128	Coliforme Keime 30°C <10 >15 000 /g 3M™ Petrifilm™ CC	ja	3M™ Petrifilm™ CC	2022-06	
ZMIXQ	3128	Coliforme Keime 30°C <10 >150 000 000 /g 3M™ Petrifilm™ CC	ja	3M™ Petrifilm™ CC	2022-06	
ZMIXS	3128	Coliforme Keime 37°C (Oberfläche) <10 >150 000 /Tupfer 3M™ Petrifilm™ CC	ja	3M™ Petrifilm™ CC	2022-06	
ZMIXT	3128	Coliforme Keime 37°C (Oberfläche) <10 >150 000 000 /Tupfer 3M™ Petrifilm™ CC	ja	3M™ Petrifilm™ CC	2022-06	
LYM32	3130	Bacillus cereus (präsumtiv) (< 100 KBE)	ja	DIN EN ISO 7932	2020-11	
LYM61	3130	Bacillus cereus (präsumtiv) (< 10 KBE)	ja	DIN EN ISO 7932	2020-11	

testCode	PV- Nummer	testTranslationName	Akkreditiert (DIN EN ISO 17025)	Referenzmethode	Ausgabestand	Abweichungen zur ASU/DIN etc.
ZM8SW	3130	Präsumtiver Bacillus cereus <100 >1 500 000 /g ISO 7932	ja	ISO 7932	2020-11	
ZM8SX	3130	Präsumtiver Bacillus cereus <100 >150 000 /g ISO 7932	ja	ISO 7932	2020-11	
ZMJ07	3130	Präsumtiver Bacillus cereus <100 >1 500 000 000 /g ISO 7932	ja	ISO 7932	2020-11	
ZMJ09	3130	Präsumtiver Bacillus cereus <10 >15 000 /g ISO 7932	ja	ISO 7932	2020-11	
LYM04	3140	Enterobacteriaceae (LM allg.)	ja	ISO 21528-2	2019-05	
LYM2T	3140	Enterobacteriaceae (Tupfer)	ja	ISO 21528-2	2019-05	
LYMS2	3140	Enterobacteriaceae (Spülwasser)	ja	ISO 21528-2	2019-05	
LYMSB	3140	Enterobacteriaceae (Oberfläche, Fleisch)	ja	ISO 21528-2	2019-05	
UMULI	3140	Enterobacteriaceae 37°C <10 >150 000 /g ISO 21528-2	ja	ISO 21528-2	2019-05	
ZM8S0	3140	Enterobacteriaceae 37°C <10 >15 000 /g ISO 21528-2	ja	ISO 21528-2	2019-05	
ZM8S3	3140	Enterobacteriaceae 37°C <10 >150 000 000 /g ISO 21528-2	ja	ISO 21528-2	2019-05	
ZMBQK	3140	Enterobacteriaceae 37°C (Oberfläche) <10 >15 000 /Tupfer ISO 21528-2	ja	ISO 21528-2	2019-05	
ZMBQL	3140	Enterobacteriaceae 37°C (Oberfläche) <10 >150 000 /Tupfer ISO 21528-2	ja	ISO 21528-2	2019-05	
ZMIYT	3140	Enterobacteriaceae 37°C (Oberfläche) <10 >150 000 000 /Tupfer ISO 21528-2	ja	ISO 21528-2	2019-05	
ZMIYU	3140	Enterobacteriaceae 37°C (Spülwasser) <1 >150 /ml ISO 21528-2	ja	ISO 21528-2	2019-05	
ZMIYV	3140	Enterobacteriaceae 37°C (Spülwasser) <1 >1 500 /ml ISO 21528-2	ja	ISO 21528-2	2019-05	
ZMIYW	3140	Enterobacteriaceae 37°C (Spülwasser) <1 >1 500 000 /ml ISO 21528-2	ja	ISO 21528-2	2019-05	
ZMIYX	3140	Enterobacteriaceae 37°C (Oberfläche Fleisch) <10 >15 000 /cm² ISO 21528-2	ja	ISO 21528-2	2019-05	
ZMIYY	3140	Enterobacteriaceae 37°C (Oberfläche Fleisch) <10 >150 000 /cm² ISO 21528-2	ja	ISO 21528-2	2019-05	
ZMIYZ	3140	Enterobacteriaceae 37 (Oberfläche Fleisch) <10 >150 000 000 /cm² ISO 21528-2	ja	ISO 21528-2	2019-05	
LYM42	3145	Enterococcus faecalis & faecium (< 100 KBE) in Fleisch	ja	§64 LFGB L 06.00-32	2018-10	

testCode	PV- Nummer	testTranslationName	Akkreditiert (DIN EN ISO 17025)	Referenzmethode	Ausgabestand	Abweichungen zur ASU/DIN etc.
LYM63	3145	Enterococcus faecalis & faecium (< 10 KBE) in Fleisch	ja	§64 LFGB L 06.00-32	2018-10	
LYM88	3145	Enterococcus faecalis & faecium in LM (< 10 KBE)	ja	interne Methode	2024-03	
ZMIZE	3145	Enterococcus faecalis & faecium <100 >150 000 /g §64 LFGB L06.00-32	ja	§ 64 LFGB L 06.00-32	2018-10	
ZMIZF	3145	Enterococcus faecalis & faecium <100 >1 500 000 /g §64 LFGB L06.00-32	ja	§ 64 LFGB L 06.00-32	2018-10	
ZMIZG	3145	Enterococcus faecalis & faecium <100 >1 500 000 000 /g §64 LFGB L06.00-32	ja	§ 64 LFGB L 06.00-32	2018-10	
ZMIZI	3145	Enterococcus faecalis & faecium <10 >15 000 /g §64 LFGB L06.00-32	ja	§ 64 LFGB L 06.00-32	2018-10	
ZMIZJ	3145	Enterococcus faecalis & faecium <10 >4 500 /g 3145	ja	Internal Method PV 3145	2024-10	
ZMQG7	3145	Enterokokken (ZV <10, LM, CATC, Spatel)	ja	Internal Method PV 3145	2024-10	
LYMSM	3146	Enterobacteriaceae (Oberfläche, Fleisch)	ja	3M™ Petrifilm™ EB (AFNOR validiert analog ISO 21528-2)	2021-06	
LYPF2	3146	Enterobacteriaceae (Petrifilm)	ja	3M™ Petrifilm™ EB (AFNOR validiert analog ISO 21528-2)	2021-06	
LYMDT	3146	Enterobacteriaceae (Petrifilm, Tupfer)	ja	3M™ Petrifilm™ EB (AFNOR validiert analog ISO 21528-2)	2021-06	
LYMSK	3146	Enterobacteriaceae (Petrifilm, Spülwasser)	ja	3M™ Petrifilm™ EB (AFNOR validiert analog ISO 21528-2)	2021-06	
LYMKE	3146	Enterobacteriaceae (Petrifilm, Schwamm)	ja	3M™ Petrifilm™ EB (AFNOR validiert analog ISO 21528-2)	2021-06	
LYMSM	3146	Enterobacteriaceae (Oberfläche, Fleisch)	ja	3M™ Petrifilm™ EB (AFNOR validiert analog ISO 21528-2)	2021-06	
UM3GR	3146	Enterobacteriaceae 37°C (Oberfläche) <10 >1 000 /Tupfer 3M™ Petrifilm™ EB	ja	3M™ Petrifilm™ EB	2021-06	
UMD83	3146	Enterobacteriaceae 37°C <10 >10 000 /g 3M™ Petrifilm™ EB	ja	3M™ Petrifilm™ EB	2021-06	
ZM8RZ	3146	Enterobacteriaceae 37°C <10 >100 000 /g 3M™ Petrifilm™ EB	ja	3M™ Petrifilm™ EB	2021-06	
ZMBQZ	3146	Enterobacteriaceae 37°C (Oberfläche) <10 >10 000 /Tupfer 3M™ Petrifilm™ EB	ja	3M™ Petrifilm™ EB	2021-06	
ZMBR0	3146	Enterobacteriaceae 37°C (Oberfläche) <10 >100 000 /Tupfer 3M™ Petrifilm™ EB	ja	3M™ Petrifilm™ EB	2021-06	
ZMIXV	3146	Enterobacteriaceae 37°C (Spülwasser) <1 >100 /ml 3M™ Petrifilm™ EB	ja	3M™ Petrifilm™ EB	2021-06	

testCode	PV- Nummer	testTranslationName	Akkreditiert (DIN EN ISO 17025)	Referenzmethode	Ausgabestand	Abweichungen zur ASU/DIN etc.
ZMIXW	3146	Enterobacteriaceae 37°C (Spülwasser) <1 >1 000 /ml 3M™ Petrifilm™ EB	ja	3M™ Petrifilm™ EB	2021-06	
ZMIXX	3146	Enterobacteriaceae 37°C <1 >10 000 /ml 3M™ Petrifilm™ EB	ja	3M™ Petrifilm™ EB	2021-06	
ZMIXY	3146	Enterobacteriaceae 37°C (Oberfläche) <10 >100 000 000 /Tupfer 3M™ Petrifilm™ EB	ja	3M™ Petrifilm™ EB	2021-06	
ZMIXZ	3146	Enterobacteriaceae 37°C <10 >100 000 000 /g 3M™ Petrifilm™ EB	ja	3M™ Petrifilm™ EB	2021-06	
ZMIYQ	3146	Enterobacteriaceae 37°C (Oberfläche Fleisch) <10 >15 000 /cm² 3M™ Petrifilm™ EB	ja	3M™ Petrifilm™ EB	2021-06	
ZMIYR	3146	Enterobacteriaceae 37°C (Oberfläche Fleisch) <10 >150 000 /cm² 3M™ Petrifilm™ EB	ja	3M™ Petrifilm™ EB	2021-06	
ZMIYS	3146	Enterobacteriaceae 37°C (OF Fleisch) <10 >150 000 000 /cm² 3M™ Petrifilm™ EB	ja	3M™ Petrifilm™ EB	2021-06	
ZMJW0	3146	Enterobacteriaceae 37°C (Oberfläche) <10 >10 000 /Schwamm 3M™ Petrifilm™ EB	ja	3M™ Petrifilm™ EB	2021-06	
ZMJW1	3146	Enterobacteriaceae 37°C (Oberfläche) <10 >100 000 000 /Schwamm 3M™ Petrifilm™ EB	ja	3M™ Petrifilm™ EB	2021-06	
ZMJW2	3146	Enterobacteriaceae 37°C (Oberfläche) <10 >100 000 /Schwamm 3M™ Petrifilm™ EB	ja	3M™ Petrifilm™ EB	2021-06	
	3200	Patharix	ja	Pathatrix-Herstelleranleitung	2022-09	
LYM17	3201	Salmonellen in 25 g (Nachweis)	ja	DIN EN ISO 6579-1	2020-08	
LYM19	3201	Salmonellen in 10 g (Nachweis)	ja	DIN EN ISO 6579-1	2020-08	
LYM1K	3201	Salmonellen (Schwamm)	ja	DIN EN ISO 6579-1	2020-08	
LYM20	3201	Salmonellen in 125 g (Nachweis) (Fleisch, Schokolade, schokoladenhaltige Süßwaren)	ja	DIN EN ISO 6579-1	2020-08	
LYM21	3201	Salmonellen in 250 g (Fleisch, Schokolade, schokoladenhaltige Süßwaren, Nüsse)	ja	DIN EN ISO 6579-1	2020-08	
LYM2C	3201	Salmonellen in 375 g (Nachweis) (Schokolade)	ja	DIN EN ISO 6579-1	2020-08	
LYM2N	3201	Salmonellen in 50 g (Nachweis)	ja	DIN EN ISO 6579-1	2020-08	
LYM22	3201	Salmonellen in 750 g (Nachweis)	ja	DIN EN ISO 6579-1	2020-08	
LYM3C	3201	Salmonellen in 500 g (Nachweis)	ja	DIN EN ISO 6579-1	2020-08	
LYM49	3201	Salmonellen in 150 g (Nachweis)	ja	DIN EN ISO 6579-1	2020-08	
LYM53	3201	Salmonellen in 1g (Nachweis)	ja	DIN EN ISO 6579-1	2020-08	

testCode	PV- Nummer	testTranslationName	Akkreditiert (DIN EN ISO 17025)	Referenzmethode	Ausgabestand	Abweichungen zur ASU/DIN etc.
LYM6T	3201	Salmonellen (Tupfer)	ja	DIN EN ISO 6579-1	2020-08	
LYM76	3201	Salmonellen je Einwaage (Nachweis)	ja	DIN EN ISO 6579-1	2020-08	
LYMSF	3201	Salmonellen (Oberfl., Fleisch)	ja	DIN EN ISO 6579-1	2020-08	
LYSK0	3201	Salmonella Kultivierung (aus PCR-Erstanreicherung)	ja	DIN EN ISO 6579-1	2020-08	
UMG0V	3201	Salmonellen-Nachweis pro Tupferabstrich (kulturell)	ja	ISO 6579-1	2020-08	
UMU4R	3201	Salmonellen-Nachweis pro 20 cm² (kulturell)	ja	ISO 6579-1	2020-08	
ZMBBT	3201	Salmonellen-Nachweis in 10 g (kulturell)	ja	ISO 6579-1	2020-08	
ZMBBY	3201	Salmonellen-Nachweis in 25 g (kulturell)	ja	ISO 6579-1	2020-08	
ZMBMH	3201	Bestätigung Salmonella species aus PCR (Qualitativ, MKTTN/RVS)	ja	ISO 6579-1	2020-08	
ZMDFH	3201	Salmonellen-Nachweis in 750 g (kulturell)	ja	ISO 6579-1	2020-08	
ZMDRR	3201	Salmonellen-Nachweis in 50 g (kulturell)	ja	ISO 6579-1	2020-08	
ZMJ0V	3201	Salmonellen-Nachweis in in 125 g (kulturell)	ja	ISO 6579-1	2020-08	
ZMJ0W	3201	Salmonella species - Nachweis in 250 g (kulturell)	ja	ISO 6579-1	2020-08	
ZMJ0X	3201	Salmonella species - Nachweis in 375 g (kulturell)	ja	ISO 6579-1	2020-08	
ZMJ0Y	3201	Salmonella species - Nachweis in 500 g (kulturell)	ja	ISO 6579-1	2020-08	
ZMJ1B	3201	Salmonellen-Nachweis pro Schwamm (kulturell)	ja	ISO 6579-1	2020-08	
ZMJ1C	3201	Salmonellen-Nachweis in 375 g (kulturell, Kakaoprodukte)	ja	ISO 6579-1	2020-08	
ZMK4I	3201	Salmonellen-Nachweis in 25 g (kulturell; Milchprodukte)	ja	ISO 6579-1	2020-08	
ZMLWC	3201	Bestätigung Salmonella species (Latex-Test)	ja	ISO 6579-1	2020-08	
ZMLWD	3201	Bestätigung Salmonella species (API)	ja	ISO 6579-1	2020-08	
LYBHI	3202	Salmonellen in 25g (Qualitativ, Lebensmittel, BACGene, BHI, PCR)	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
LYM0A	3202	Salmonellen in 10g (LM, Nachweis, PCR)	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
LYM24	3202	Salmonellen in 25 g (Nachweis, PCR)	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
LYM47	3202	Salmonellen in 125 g (Fleisch, Nachweis, PCR)	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
LYM48	3202	Salmonellen in 150 g (Fleisch, Nachweis, PCR)	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
LYM54	3202	Salmonellen in 250 g (Fleisch, Nüssen, Nachweis, PCR)	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
LYM75	3202	Salmonellen in 75 g (Fleisch, Nachweis, PCR)	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	

testCode	PV- Nummer	testTranslationName	Akkreditiert (DIN EN ISO 17025)	Referenzmethode	Ausgabestand	Abweichungen zur ASU/DIN etc.
LYM66	3202	Salmonelle je Einwaage (Lebensmittel, Futtermittel, Nachweis, PCR) (LM, Einwaagen bis 250g akkr.; Futtermittel, Einwaagen bis 25g akkr.;	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
LYM9T	3202	Salmonellen (Tupfer, PCR)	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
LYMKR	3202	Salmonellen (Schwamm, PCR)	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
LYSAU	3202	Salmonellen PCR (Exhauster)	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
LYM74	3202	Salmonellen (LM, verdächtige Kolonien, Bestätigung durch PCR)	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
LYTB2	3202	Salmonellen PCR (375 g) Schokolade, Kakaomassen, Schokolademasse, Süßwaren, Kakaohaltige Produkte; BHI	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	ja
LYTB3	3202	Salmonellen PCR (250 g) Schokolade, Kakaomassen, Schokolademasse, Süßwaren, Kakaohaltige Produkte; BHI	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
LYTB4	3202	Salmonellen PCR (750 g) Schokolade, Kakaomassen, Schokolademasse, Süßwaren, Kakaohaltige Produkte; BHI	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	ja
LYTFP	3202	Salmonellen PCR (25 g) mit Pathatrix; Schokolade, Süßwaren, Kakaohaltige Produkte	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
LYTF1	3202	Salmonellen PCR (100 g) mit Pathatrix; Schokolade, Süßwaren, Kakaohaltige Produkte	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
LYTFQ	3202	Salmonellen PCR (250 g) mit Pathatrix; Schokolade, Süßwaren, Kakaohaltige Produkte	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
LYTF2	3202	Salmonellen PCR (375 g) mit Pathatrix; Schokolade, Kakaomassen, Schokolademasse, Süßwaren, Kakaohaltige Produkte	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
LYTF3	3202	Salmonellen PCR (750 g) mit Pathatrix; Schokolade, Kakaomassen, Schokolademasse, Süßwaren, Kakaohaltige Produkte	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
LYTB4	3202	Salmonellen PCR (750 g) mit BHI	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
LYTF4	3202	Salmonellen PCR (500 g) mit Pathatrix; Schokolade, Kakaomassen, Schokolademasse, Süßwaren, Kakaohaltige Produkte	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
LYTF5	3202	Salmonellen PCR (1000 g) mit Pathatrix; Schokolade, Kakaomassen, Schokolademasse, Süßwaren, Kakaohaltige Produkte	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
LYTF6	3202	Salmonellen je Einwaage mit Pathatrix	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	

testCode	PV- Nummer	testTranslationName	Akkreditiert (DIN EN ISO 17025)	Referenzmethode	Ausgabestand	Abweichungen zur ASU/DIN etc.
LYTFF	3202	Salmonellen PCR (100 g) mit Pathatrix; Schokolade, Süßwaren, Kakaohaltige Produkte	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
ZM8V2	3202	Bestätigung Salmonella species aus Kulturverfahren (PCR)	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
ZMB4M	3202	Salmonellen-Nachweis in 25 g (PCR)	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
ZMB4Y	3202	Salmonellen-Nachweis aus Tupferabstrich (PCR)	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
ZMJ0Z	3202	Salmonellen-Nachweis in 250 g (Pathatrix/PCR)	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
ZMJ10	3202	Salmonellen-Nachweis pro Schwamm (PCR)	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
ZMJ11	3202	Salmonellen-Nachweis in 100 g (Pathatrix, PCR)	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
ZMJ13	3202	Salmonellen-Nachweis in 100 g (PCR, BHI)	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
ZMJ14	3202	Salmonellen-Nachweis in 125g (PCR; Fleischprodukte)	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
ZMJ15	3202	Salmonellen-Nachweis in 250g (PCR, Fleischprodukte)	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
ZMJ16	3202	Salmonellen-Nachweis in 375g (Pathatrix, PCR)	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
ZMJ17	3202	Salmonellen-Nachweis in 500g (Pathatrix, PCR)	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
ZMJ19	3202	Salmonellen-Nachweis in 750g (PCR, BHI)	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
ZMJ1A	3202	Salmonellen-Nachweis pro Probe (Pathatrix, PCR)	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
ZMK4K	3202	Salmonellen-Nachweis in 75 g (PCR, Fleischprodukte)	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
ZMK4L	3202	Salmonellen-Nachweis in 150 g (PCR, Fleischprodukte)	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
ZMKSY	3202	Salmonellen-Nachweis pro Oberflächensauger (PCR)	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
ZMLWB	3202	Salmonella species - Nachweisverfahren in 25 g (PCR, Pathatrix)	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
ZMMHC	3202	Salmonellen in 750g (Qualitativ, Lebensmittel, BACGene + Pathatrix, PCR)	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
ZMMPP	3202	Salmonella PCR Pathatrix 1000g	ja	BACGene Salmonella spp. 5123221801	2021-11	
LYM25	3301	Listeria monocytogenes in 25 g (Nachweis)	ja	DIN EN ISO 11290-1	2017-09	
LYM27	3301	Listeria monocytogenes (Bestätigungstest Microbact)	ja	DIN EN ISO 11290-1	2017-09	
LYM29	3301	Listeria spp. in 25 g (Nachweis)	ja	DIN EN ISO 11290-1	2017-09	
LYM31	3301	Listeria spp. (Bestätigungstest)	ja	DIN EN ISO 11290-1	2017-09	
LYM50	3301	Listeria monocytogenes in 1 g (Nachweis)	ja	DIN EN ISO 11290-1	2017-09	
LYM55	3301	Listeria monocytogenes in 125 g (Nachweis); Fleisch	ja	DIN EN ISO 11290-1	2017-09	
LYM56	3301	Listeria spp. in 125 g (Nachweis) ; Fleisch	ja	DIN EN ISO 11290-1	2017-09	

testCode	PV- Nummer	testTranslationName	Akkreditiert (DIN EN ISO 17025)	Referenzmethode	Ausgabestand	Abweichungen zur ASU/DIN etc.
LYM58	3301	Listeria spp. in 1 g (Nachweis)	ja	DIN EN ISO 11290-1	2017-09	
LYM71	3301	Listeria spp. + L. mono. in 25 g (Nachweis)	ja	DIN EN ISO 11290-1	2017-09	
LYM77	3301	Listeria spp. (Bestätigungstest, Mikroskopie + Katalase)	ja	DIN EN ISO 11290-1	2017-09	
LYM79	3301	Listeria monocytogenes in 10g (Nachweis)	ja	DIN EN ISO 11290-1	2017-09	
LYM7T	3301	Listeria monocytogenes (Tupfer)	ja	DIN EN ISO 11290-1	2017-09	
LYM8H	3301	Listeria spp. (Schwamm)	ja	DIN EN ISO 11290-1	2017-09	
LYM8K	3301	Listeria monocytogenes (Schwamm)	ja	DIN EN ISO 11290-1	2017-09	
LYM8T	3301	Listeria spp. (Tupfer)	ja	DIN EN ISO 11290-1	2017-09	
LYLK0	3301	Listeria monocytogenes Kultivierung (aus Erstanreicherung); Fleisch und Fleischerzeugnisse, Tupfer	ja	DIN EN ISO 11290-1	2017-09	Erstanreicherung in ActeroTM Listeria Enrichment Medium
LYLK1	3301	Listeria monocytogenes Kultivierung (aus Erstanreicherung); Anreicherung aus PCR	ja	DIN EN ISO 11290-1	2017-09	Erstanreicherung in ActeroTM Listeria Enrichment Medium
LYMSN	3301	Listeria monocytogenes qual. (Oberfl., Fleisch)	ja	DIN EN ISO 11290-1	2017-09	
LYM7L	3301	Listeria spp. (Bestätigung Katalase, Mikroskop.)	ja	DIN EN ISO 11290-1	2017-09	
LYM95	3301	Listeria monocytogenes in 25g (csv, Qualitativ, Lebensmittel, Ocla/Palcam, Anreicherung)	ja	DIN EN ISO 11290-1	2017-09	
ZMBCE	3301	Listeria monocytogenes/Listeria spp. - kulturelles Nachweisverfahren pro Tupfer	ja	ISO 11290-1	2017-09	
ZMBCF	3301	Listeria monocytogenes/Listeria spp. - Nachweis in 25 g (kulturell)	ja	ISO 11290-1	2017-09	
ZMBCG	3301	Listeria monocytogenes - Nachweis pro Tupferabstrich (kulturell)	ja	ISO 11290-1	2017-09	
ZMBCK	3301	Listeria monocytogenes - Nachweis in 1 g (kulturell)	ja	ISO 11290-1	2017-09	
ZMBCL	3301	Listeria monocytogenes - Nachweis in 25 g (kulturell)	ja	ISO 11290-1	2017-09	
ZMBMJ	3301	Bestätigung Listeria monocytogenes aus PCR (Qualitativ, OCLA/Palcam)	ja	ISO 11290-1	2017-09	
ZMJ0G	3301	Listeria monocytogenes - Nachweis in 10 g (kulturell)	ja	ISO 11290-1	2017-09	
ZMJ0H	3301	L. mono (KN, Schwamm, hFraser, Anreicherung)	ja	ISO 11290-1	2017-09	
ZMLWA	3301	Listeria monocytogenes (OF Fleisch) - Nachweis auf 20 cm² (kulturell)	ja	ISO 11290-1	2017-09	

testCode	PV- Nummer	testTranslationName	Akkreditiert (DIN EN ISO 17025)	Referenzmethode	Ausgabestand	Abweichungen zur ASU/DIN etc.
ZMLWE	3301	Bestätigung Listeria species (Microbact-Test)	ja	ISO 11290-1	2017-09	
ZMLWG	3301	Bestätigung Listeria species ISO 11209-1	ja	ISO 11290-1	2017-09	
ZMLWH	3301	Bestätigung Listeria monocytogenes (Microbact - Test)	ja	ISO 11290-1	2017-09	
ZMM4N	3301	Bestätigung Listeria mono + spp. aus PCR (Qualitativ, OCLA/Palcam)	ja	ISO 11290-1	2017-09	
ZMNV6	3301	Listeria monocytogenes-Listeria species - Nachweisverfahren in 1 g (kulturell)	ja	ISO 11290-1	2017-09	
ZMQXB	3301	Listeria spp. (Qualitativ, Schwamm, Ocla/Palcam, Anreicherung)	ja	ISO 11290-1	2017-09	
LYM26	3302	Listeria monocytogenes (Keimzählung) (< 100 KBE)	ja	DIN EN ISO 11290-2	2017-09	
LYM30	3302	Listeria spp. in 25 g (Keimzählung) (<100 KBE)	ja	DIN EN ISO 11290-2	2017-09	
LYM60	3302	Listeria spp. in 25 g (Keimzählung) (<10 KBE)	ja	DIN EN ISO 11290-2	2017-09	
LYM64	3302	Listeria monocytogenes + L. spp. (Keimzählung) (< 10 KBE)	ja	DIN EN ISO 11290-2	2017-09	
LYM70	3302	Listeria monocytogenes (Keimzählung) (< 10 KBE)	ja	DIN EN ISO 11290-2	2017-09	
LYM72	3302	Listeria monocytogenes (Keimzählung) (< 100 KBE)	ja	DIN EN ISO 11290-2	2017-09	
LYMSG	3302	Listeria monocytogenes (Oberfl., Fleisch)	ja	DIN EN ISO 11290-2	2017-09	
UMEKU	3302	Listeria monocytogenes <10 >4 500 /g ISO 11290-2	ja	ISO 11290-2	2017-09	
ZMEHN	3302	Listeria monocytogenes-Listeria spp. <100 >150 000 /g ISO 11290-2	ja	ISO 11290-2	2017-09	
ZMIKI	3302	Listeria monocytogenes <100 >150 000 /g ISO 11290-2	ja	ISO 11290-2	2017-09	
ZMIKK	3302	Listeria species <100 >1 500 000 /g ISO 11290-2	ja	ISO 11290-2	2017-09	
ZMIKM	3302	Listeria monocytogenes <100 >1 500 000 /g ISO 11290-2	ja	ISO 11290-2	2017-09	
ZMIYD	3302	Listeria spp. <10 >15 000 /g ISO 11290-2	ja	ISO 11290-2	2017-09	
ZMIYE	3302	Listeria spp. <100 >150 000 /g ISO 11290-2	ja	ISO 11290-2	2017-09	

testCode	PV- Nummer	testTranslationName	Akkreditiert (DIN EN ISO 17025)	Referenzmethode	Ausgabestand	Abweichungen zur ASU/DIN etc.
ZMIYF	3302	Listeria spp. <100 >1 500 000 000 /g ISO 11290-2	ja	ISO 11290-2	2017-09	
ZMIYG	3302	Listeria monocytogenes <10 >15 000 /g ISO 11290-2	ja	ISO 11290-2	2017-09	
ZMIYH	3302	Listeria monocytogenes <100 >1 500 000 000 /g ISO 11290-2	ja	ISO 11290-2	2017-09	
ZMIYI	3302	Listeria monocytogenes-Listeria spp. <100 >1 500 000 000 /g ISO 11290-2	ja	ISO 11290-2	2017-09	
ZMIYK	3302	Listeria monocytogenes-Listeria spp. <10 >15 000 /g ISO 11290-2	ja	ISO 11290-2	2017-09	
ZMJ5Z	3302	Listeria monocytogenes-Listeria spp. <100 >1 500 000 /g ISO 11290-2	ja	ISO 11290-2	2017-09	
UMMS8	3302	Bestätigung von Listeria monocytogenes	ja	ISO 11290-2	2017-09	
ZMNBX	3302	Bestätigung Listeria species ISO 11290-2	ja	ISO 11290-2	2017-09	
LYMK8	3305	Listeria monocytogenes (Lebensmittel, PCR, AriaMX)	ja	BACGene Listeria monocytogenes 5123222001	2021-02	
LYM0B	3305	Listeria monocytogenes in 10g (Lebensmittel, PCR, AriaMX)	ja	BACGene Listeria monocytogenes 5123222001	2021-02	
LYMKL	3305	Listeria monocytogenes (Schwamm, PCR, AriaMX)	ja	BACGene Listeria monocytogenes 5123222001	2021-02	
LYML7	3305	Listeria monocytogenes (Tupfer, PCR, AriaMX)	ja	BACGene Listeria monocytogenes 5123222001	2021-02	
LYML9	3305	Listeria monocytogenes in 125 g (Fleisch, PCR, AriaMX)	ja	BACGene Listeria monocytogenes 5123222001	2021-02	
LYMZ9	3305	Listeria monocytogenes (PCR, AriaMX, nur für Westfleisch)	ja	BACGene Listeria monocytogenes 5123222001	2021-02	Bemerkung: Nur für Westfleisch ! (gesonderte Darstellung der Ergebnisse pro 25 g und pro 1 g).
LYM73	3305	L. mono (Bestätigung, PCR)	ja	BACGene Listeria monocytogenes 5123222001	2021-02	
LYM78	3305	Listeria monocytogenes - Listeria spp (Bestätigung, PCR)	ja	BACGene Listeria Multiplex kit 5123221901	2021-02	
LYMKN	3305	Listeria monocytogenes - Listeria spp (Schwamm, PCR)	ja	BACGene Listeria Multiplex kit 5123221901	2021-02	
LYMT9	3305	Listeria monocytogenes - Listeria spp (Tupfer, PCR)	ja	BACGene Listeria Multiplex kit 5123221901	2021-02	
ZM2S2	3305	Listeria monocytogenes - Nachweis pro Schwamm (PCR)	ja	BACGene Listeria monocytogenes 5123222001	2021-02	
ZM2UH	3305	Listeria monocytogenes - Nachweis in 125 g (PCR)	ja	BACGene Listeria monocytogenes 5123222001	2021-02	

testCode	PV- Nummer	testTranslationName	Akkreditiert (DIN EN ISO 17025)	Referenzmethode	Ausgabestand	Abweichungen zur ASU/DIN etc.
ZM8TK	3305	Listeria monocytogenes - Nachweis in 25 g (PCR)	ja	BACGene Listeria monocytogenes 5123222001	2021-02	
ZM8TN	3305	Listeria monocytogenes - Nachweis aus Tupferabstrich (PCR)	ja	BACGene Listeria monocytogenes 5123222001	2021-02	
ZMJ0R	3305	Listeria monocytogenes - Listeria species - Nachweisverfahren (PCR) pro Schwamm	ja	BACGene Listeria Multiplex kit 5123221901	2021-02	
ZMJ0S	3305	Listeria monocytogenes - Listeria species - Nachweisverfahren (PCR) pro Tupfer	ja	BACGene Listeria Multiplex kit 5123221901	2021-02	
ZMJ8W	3305	Bestätigung Listeria monocytogenes aus Kulturverfahren (BACGene Listeria monocytogenes kit)	ja	BACGene Listeria monocytogenes 5123222001	2021-02	
ZMLWF	3305	Bestätigung Listeria monocytogenes- Listeria species aus Kulturverfahren (PCR)	ja	BACGene Listeria Multiplex kit 5123221901	2021-02	
LYM33	3401	koagulase positive Staphylokokken (< 100 KBE)	ja	EN ISO 6888-1	2024-03	
LYM62	3401	koagulase positive Staphylokokken (< 10 KBE)	ja	EN ISO 6888-1	2024-03	
LYM59	3401	Koagulase positive Staphylokokken (Bestätigung durch BP-RPF)	ja	ISO 6888-1	2024-03	
LYMSR	3401	Koagulase positive Staphylokokken (Quantitativ, Oberfläche, Fleisch, BP, Spatelverfahren)	ja	ISO 6888-1	2024-03	
UMUMN	3401	Koagulase-positive Staphylokokken <100 >150 000 /g ISO 6888-1	ja	ISO 6888-1	2024-03	
UMUMP	3401	Koagulase-positive Staphylokokken <100 >1 500 000 /g ISO 6888-1	ja	ISO 6888-1	2024-03	
ZMIZ7	3401	Koagulase-positive Staphylokokken <10 >15 000 /g ISO 6888-1	ja	ISO 6888-1	2024-03	
ZMIZ8	3401	Koagulase-positive Staphylokokken <100 >1 500 000 000 /g ISO 6888-1	ja	ISO 6888-1	2024-03	
ZMIZC	3401	Koagulase-positive Staphylokokken (Oberfläche Fleisch) <100 >150 000 /cm² ISO 6888-1 mod.	ja	ISO 6888-1	2022-06	
ZMIZD	3401	Koagulase-positive Staphylokokken (Oberfläche Fleisch) <100 >1 500 000 /cm² ISO 6888-1 mod.	ja	ISO 6888-1	2022-06	
ZMNIW	3401	Koagulase-positive Staphylokokken (Oberfläche) <100 >150 000 000 /Tupfer ISO 6888-1	ja	ISO 6888-1	2024-03	
ZMNIX	3401	Koagulase-positive Staphylokokken (Oberfläche) <100 >150 000 /Tupfer ISO 6888-1	ja	ISO 6888-1	2024-03	
ZMNJ0	3401	Koagulase-positive Staphylokokken (Oberfläche) <100 >1 500 000 /Tupfer ISO 6888-1	ja	ISO 6888-1	2024-03	
LYM6A	3403	Nachweis koagulase positiver Staphylokokken 1g	ja	§64 LFGB L00.00-100	2006-12	

testCode	PV- Nummer	testTranslationName	Akkreditiert (DIN EN ISO 17025)	Referenzmethode	Ausgabestand	Abweichungen zur ASU/DIN etc.
LYM6B	3403	Nachweis koagulase positiver Staphylokokken in 10 g	ja	§64 LFGB L00.00-100	2006-12	
LYM6C	3403	koagulase positiver Staphylokokken in 5g (Qualitativ, Lebensmittel, Bouillon, Spatelverfahren)	ja	§64 LFGB L00.00-100	2006-12	
UMWAI	3403	Koagulase-positive Staphylokokken - Nachweis in 1 g (kulturell)	ja	ISO 6888-3	2005-07	
UMXBB	3403	Koagulase positive Staphylokokken - Nachweis in 10 g (kulturell)	ja	ISO 6888-3	2005-07	
ZMQDP	3403	koagulase positiver Staphylokokken in 10g (Qualitativ, Lebensmittel, Bouillon, Spatelverfahren)	ja	ISO 6888-3	2005-07	
LYM89	3501	Hefen und Schimmel (Milch und Milchprodukte)	ja	§64 LFGB L01.00-37	1991-12	
LYM11	3501	Hefen und Schimmel (Lebensmittel)	ja	interne Methode	2014-12	
LYM5T	3501	Hefen und Schimmel (Tupfer)	ja	interne Methode	2014-12	
LYMS3	3501	Hefen und Schimmel (Spülwasser)	ja	interne Methode	2014-12	
ZMIZN	3501	Hefen/Schimmelpilze <10 >15 000 /g §64 LFGB L 01.00-37	ja	§ 64 LFGB L 01.00-37	1991-12	
ZMIZP	3501	Hefen/Schimmelpilze <10 >150 000 /g §64 LFGB L 01.00-37	ja	§ 64 LFGB L 01.00-37	1991-12	
ZMIZQ	3501	Hefen/Schimmelpilze <10 >150 000 000 /g §64 LFGB L 01.00-37	ja	§ 64 LFGB L 01.00-37	1991-12	
ZMIZR	3501	Hefen/Schimmelpilze <10 >15 000 /g 3501	ja	Internal Method PV 3501	2014-12	
ZMIZS	3501	Hefen/Schimmelpilze <10 >150 000 /g 3501	ja	Internal Method PV 3501	2014-12	
ZMIZT	3501	Hefen/Schimmelpilze <10 >150 000 000 /g 3501	ja	Internal Method PV 3501	2014-12	
ZMIZU	3501	Hefen/Schimmelpilze (Oberfläche) <10 >15 000 /Tupfer 3501	ja	Internal Method PV 3501	2014-12	
ZMIZV	3501	Hefen/Schimmelpilze (Oberfläche) <10 >150 000 /Tupfer 3501	ja	Internal Method PV 3501	2014-12	
ZMIZW	3501	Hefen/Schimmelpilze (Oberfläche) <10 >150 000 000 /Tupfer 3501	ja	Internal Method PV 3501	2014-12	
ZMIZX	3501	Hefen/Schimmelpilze (Spülwasser) <1 >150 /ml 3501	ja	Internal Method PV 3501	2014-12	
ZMIZY	3501	Hefen/Schimmelpilze (Spülwasser) <1 >1 500 /ml 3501	ja	Internal Method PV 3501	2014-12	
ZMIZZ	3501	Hefen/Schimmelpilze (Spülwasser) <1 >1 500 000 /ml 3501	ja	Internal Method PV 3501	2014-12	

testCode	PV- Nummer	testTranslationName	Akkreditiert (DIN EN ISO 17025)	Referenzmethode	Ausgabestand	Abweichungen zur ASU/DIN etc.
UM8UK	3503	Hefen/Schimmelpilze <100 >1 500 000 /g ISO 21527-1	ja	ISO 21527-1	2025-04	
UM8YE	3503	Hefen/Schimmelpilze <100 >150 000 /g ISO 21527-1	ja	ISO 21527-1	2025-04	
UMUQM	3503	Hefen/Schimmelpilze <100 >150 000 /g ISO 21527-2	ja	ISO 21527-2	2025-04	
UMUQN	3503	Hefen/Schimmelpilze <100 >1 500 000 /g ISO 21527-2	ja	ISO 21527-2	2025-04	
LYM1S	3504	Aerobe mesophile Gesamtkeimzahl (Siegel folie)	ja	interne Methode	2023-07	
LYM2S	3504	Hefen und Schimmel (Siegel folie)	ja	interne Methode	2023-07	
ZMIY4	3504	Aerobe Gesamtkeimzahl 30°C (Verpackung) <1 >300 /9 cm² Interne Methode 3504	ja	Internal Method PV 3504	2023-07	
ZMIY5	3504	Hefen/Schimmelpilze (Verpackung) <1 >150 /9 cm² 3504	ja	Internal Method PV 3504	2023-07	
ZMLW9	3504	Enterobacteriaceae-Escherichia coli (Verpackung) <1 >150 /9 cm² Interne Methode 3504	ja	Internal Method PV 3504	2023-07	
LYM15	3601	aerobe Milchsäurebakterien (Fleisch und -erzeugnissen)	ja	§64 LFGB L06.00-35, mod.	2017-10	Gussverfahren
LYM90	3601	aerobe Milchsäurebakterien (Lebensmittel)	ja	interne Methode	2023-03	Gussverfahren
ZMIWS	3601	Milchsäurebakterien (Fleisch) <10 >30 000 /g §64 LFGB L06.00-35-M	ja	§ 64 LFGB L 06.00-35-M	2017-10	Gussverfahren
ZMIWT	3601	Milchsäurebakterien (Fleisch) <10 >300 000 /g §64 LFGB L06.00-35-M	ja	§ 64 LFGB L 06.00-35-M	2017-10	Gussverfahren
ZMIWU	3601	Milchsäurebakterien (Fleisch) <10 >300 000 000 /g §64 LFGB L06.00-35-M	ja	§ 64 LFGB L 06.00-35-M	2017-10	Gussverfahren
ZMIX1	3601	Milchsäurebakterien 25°C <10 >30 000 /g Interne Methode 3601	ja	Internal Method PV 3601	2023-03	
ZMIX2	3601	Milchsäurebakterien 25°C <10 >300 000 /g Interne Methode 3601	ja	Internal Method PV 3601	2023-03	
ZMIX3	3601	Milchsäurebakterien 25°C <10 >300 000 000 /g Interne Methode 3601	ja	Internal Method PV 3601	2023-03	
LYPF6	3604	Milchsäurebakterien anaerob, Petrifilm	ja	3M™ Petrifilm™ LAB	2021-09	
LYMJT	3604	Milchsäurebakterien anaerob, Petrifilm (Tupfer)	ja	3M™ Petrifilm™ LAB	2021-09	
ZMIXD	3604	Anaerobe Milchsäurebakterien <10 >15 000 /g 3M™ Petrifilm™ LAB	ja	3M™ Petrifilm™ LAB	2021-09	

testCode	PV- Nummer	testTranslationName	Akkreditiert (DIN EN ISO 17025)	Referenzmethode	Ausgabestand	Abweichungen zur ASU/DIN etc.
ZMIXE	3604	Anaerobe Milchsäurebakterien <10 >150 000 /g 3M™ Petrifilm™ LAB	ja	3M™ Petrifilm™ LAB	2021-09	
ZMIXF	3604	Anaerobe Milchsäurebakterien <10 >150 000 000 /g 3M™ Petrifilm™ LAB	ja	3M™ Petrifilm™ LAB	2021-09	
ZMN69	3604	Anaerobe Milchsäurebakterien (Oberfläche) <10 >150 000 000 /Tupfer 3M™ Petrifilm™ LAB	ja	3M™ Petrifilm™ LAB	2021-09	
ZMN6D	3604	Anaerobe Milchsäurebakterien (Oberfläche) <10 >150 000 /Tupfer 3M™ Petrifilm™ LAB	ja	3M™ Petrifilm™ LAB	2021-09	
ZMN6E	3604	Anaerobe Milchsäurebakterien (Oberfläche) <10 >15 000 /Tupfer 3M™ Petrifilm™ LAB	ja	3M™ Petrifilm™ LAB	2021-09	
LYM38	3702	sulfitreduzierende Clostridien	ja	§ 64 LFGB 00.00-57, mod.	2006-12	TSC Agar ohne Supplement zur Bestimmung sulfitreduzierender Clostridien
LYM39	3702	Sporen sulfitreduzierender Clostridien	ja	§ 64 LFGB 00.00-57, mod.	2006-12	TSC Agar ohne Supplement zum Nachweis Sporen sulfitreduzierender Clostridien, Erhitzen der Probe bei 80 °C / 10 Min.
ZMJ0A	3702	Sulfitreduzierende Clostridien (Sporen) <10 >15 000 /g ISO 7937 mod.	ja	ISO 7937 mod.	2004-11	
ZMJ0B	3702	Sulfitreduzierende Clostridien (Sporen) <10 >150 000 /g ISO 7937 mod.	ja	ISO 7937 mod.	2004-11	
ZMJ0C	3702	Sulfitreduzierende Clostridien (Sporen) <10 >150 000 000 /g ISO 7937 mod.	ja	ISO 7937 mod.	2004-11	
ZMJ5N	3702	Sulfitreduzierende Clostridien <10 >15 000 /g ISO 7937 mod.	ja	ISO 7937 mod.	2004-11	
ZMJ5P	3702	Sulfitreduzierende Clostridien <10 >150 000 /g ISO 7937 mod.	ja	ISO 7937 mod.	2004-11	
ZMJ5Q	3702	Sulfitreduzierende Clostridien <10 >150 000 000 /g ISO 7937 mod.	ja	ISO 7937 mod.	2004-11	
LYM37	3801	Pseudomonas spp. (Fleisch)	ja	§64 LFGB L06.00-43	2011-06	
LYMSQ	3801	Pseudomonas spp. (Oberfläche Fleisch)	ja	§64 LFGB L06.00-43	2011-06	
LYM92	3801	Pseudomonas spp. (Lebensmittel)	ja	interne Methode	2025-02	

testCode	PV- Nummer	testTranslationName	Akkreditiert (DIN EN ISO 17025)	Referenzmethode	Ausgabestand	Abweichungen zur ASU/DIN etc.
UMJG9	3801	Präsumtiver Pseudomonas spp. <100 >150 000 /g ISO 13720	ja	ISO 13720	2010-12	
ZMIKH	3801	Präsumptiver Pseudomonas spp. <100 >1 500 000 000 /g ISO 13720	ja	ISO 13720	2010-12	
ZMIX4	3801	Präsumtiver Pseudomonas spp. (Oberfläche Fleisch) <100 >150 000 /cm² ISO 13720	ja	ISO 13720	2010-12	
ZMIX5	3801	Präsumtiver Pseudomonas spp. (Oberfläche Fleisch) <100 >1 500 000 /cm² ISO 13720	ja	ISO 13720	2010-12	
ZMIX6	3801	Präsumtiver Pseudomonas spp. (Oberfläche Fleisch) <100 >1 500 000 000 /cm² ISO 13720	ja	ISO 13720	2010-12	
ZMIX7	3801	Präsumtiver Pseudomonas spp. (Fleisch) <100 >1 500 000 /g ISO 13720	ja	ISO 13720	2010-12	
ZMIX8	3801	Präsumtiver Pseudomonas spp. <100 >150 000 /g Interne Methode 3801	ja	Internal Method PV 3801	2025-02	
ZMIX9	3801	Präsumtiver Pseudomonas spp. <100 >1 500 000 /g Interne Methode 3801	ja	Internal Method PV 3801	2025-02	
ZMIXA	3801	Präsumtiver Pseudomonas spp. <100 >1 500 000 000 /g Interne Methode 3801	ja	Internal Method PV 3801	2025-02	
LYM40	3901	Aerobe mesophile Sporenbildner	ja	interne Methode	2025-02	
LYB4S	4001	Brennwertberechnung, Big 4, feste Lebensmittel	ja	gem. VO (EU) 1169/2011	2024-03	
LYB7L	4001	Brennwertberechnung, Big 7, flüssige Lebensmittel	ja	gem. VO (EU) 1169/2011	2024-03	
LYB7S	4001	Brennwertberechnung, Big 7, feste Lebensmittel	ja	gem. VO (EU) 1169/2011	2024-03	
LYB8L	4001	Brennwertberechnung, Big 8, flüssige Lebensmittel	ja	gem. VO (EU) 1169/2011	2024-03	
LYB8S	4001	Brennwertberechnung, Big 8, feste Lebensmittel	ja	gem. VO (EU) 1169/2011	2024-03	
LYB7F	4001	Nährwerte in 100 ml	ja	gem. VO (EU) 1169/2011	2024-03	
LYZGB	4002	Gesamtzucker berechnet	ja		2024-04	
LYBFW	4003	Berechnung Fleisch, Fleischerz.	ja		2024-01	
LYBWA	4003	Berechnungen für Fremdwasser	ja		2024-01	
LYFTR	4003	Fett in der Trockenmasse (FiT)	ja		2024-01	
LYBEI	4005	Eigehalt berechnet über Cholesteringehalt	ja		2024-03	

testCode	PV- Nummer	testTranslationName	Akkreditiert (DIN EN ISO 17025)	Referenzmethode	Ausgabestand	Abweichungen zur ASU/DIN etc.
LYTX8	4006	TOTOX (berechneter Parameter)	ja	DGF C-VI 6e	2012	
LYFMF	4009	Füllmenge (Berechnung)	ja	Richtlinie zur Füllmengenprüfung	1996	
LYKHB	4010	Kohlenhydrate berechnet (Differenz)	ja		2025-04	
LYSB1	4011	Fettfreie Kakaotrockenmasse (FFKTM)	ja		2025-04	
LYSB2	4011	Gesamtkakaotrockenmasse	ja		2025-04	
LYSB3	4011	Berechnung Milchtrockenmasse in Schokolade	ja		2025-04	
LYSB4	4011	Kakaobutter	ja		2025-04	
LYBN0	4012	Umrechnung NO2/NO3 aus SZMF0 auf NaNO2/NaNO3	ja		2025-04	